



Cellu M6[®] Endermolab

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

**Διαβάστε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο
πριν από τη χρήση του εξοπλισμού σας**

© LPG Systems 2024. Οι ονομασίες LPG[®], Cellu M6[®] Endermolab, Keymodule™ και Endermowear[®] είναι
σήματα κατατεθέντα της LPG Systems ή/και εμπορικά σήματα στα οποία έχει αποκλειστικά δικαιώματα. Η
αναπαραγωγή, ακόμη και εν μέρει, απαγορεύεται αυστηρά.

GU 0904 – GR

Ευρετήριο D1 01/ 2024



Συγχαρητήρια για την αγορά της συσκευής Cellu M6® Endermolab i.

Αυτό το μοντέλο αντιπροσωπεύει την πολυετή έρευνα στον σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων θεραπευτικής αντιμετώπισης του δερματικού ιστού. Θα βιώσετε πλήρως την τεχνική τελειότητα και την αξιοπιστία που έχουν καταστήσει την LPG Systems την κορυφαία εταιρεία σε αυτόν τον τομέα. Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει την περιγραφή της λειτουργίας, τις βασικές οδηγίες συντήρησης που πρέπει να εκτελούνται περιοδικά και τις οδηγίες ασφαλείας.

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του συνδετικού ιστού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες που έχει παρακολουθήσει την εκπαίδευση του κατασκευαστή που παρέχεται από την LPG Systems ή έναν εγκεκριμένο πάροχο, εάν κατοικείτε εκτός Γαλλίας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία ή τη συντήρηση της συσκευής σας, επικοινωνήστε με την LPG Systems μέσω του αντιπροσώπου στη χώρα σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών, η LPG Systems ερευνά συνεχώς τρόπους βελτίωσης του σχεδιασμού και της ποιότητας των προϊόντων της. Αυτό εξηγεί τις όποιες ελάχιστες διαφορές μεταξύ του εξοπλισμού σας και του αντικειμένου που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.

→ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- > Μία συσκευή Cellu M6® Endermolab *i*.
- > Μία κύρια κεφαλή Ergodrive™.
- > Ένα Keymodule™ set (KM80)
- > Μία κεφαλή TR50
- > Ένα σετ βοηθητικών κεφαλών (TR15 και TR30)
- > Ένα σετ μικρο-ακροφυσίων/μικρο-κεφαλών
- > Μία κεφαλή Ergolift
- > Δύο θάλαμοι Ergolift™ (Lift 20 και Lift 10)
- > Ένα σετ κεφαλών Lift
- > Ένα εγχειρίδιο χρήσης
- > Δύο καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος
- > Ένα σετ μάρκετινγκ POS

Ανάλογα με την έκδοση που διαθέτετε, (βλ. αύξοντα αριθμό στην ετικέτα χαρακτηριστικών του κατασκευαστή "B", "2i" ή "i"), ορισμένα πρωτόκολλα δεν είναι ενεργοποιημένα και δεν παρέχονται τα παρελκόμενά τους. Κατά συνέπεια, οι παράγραφοι που τα περιγράφουν δεν αφορούν την παρούσα έκδοση (βλ. πίνακα στην επόμενη σελίδα).

	Έκδοση 2 i	Έκδοση i	Έκδοση i B
Ergodrive	✓	✓	✓
KM80	✓	✓	✓
TR50	✓	✓	✓
TR30, TR15	✓	✓	✓
Μικρο-ακροφύσια Μικρο-κεφαλές	✓	✓	✓
Ergolift Lift 20 Lift 10	✓		
Κεφαλές Lift		✓	
TML30 TML20 TML10		✓	
GU	✓	✓	✓
Καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος	✓	✓	✓
POS	✓	✓	✓

→ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	5
2.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	7
3.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	15
4.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	18
5.	ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	28
6.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	29
7.	ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	30
8.	ENDERMOWEAR®	51
9.	ΕΓΓΥΗΣΗ	52
10.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	56

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή CELLU M6® Endermolab i προορίζεται για θεραπευτική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

1. Μείωση του δευτερογενούς λεμφοιδήματος του χεριού μετά από μαστοεκτομή
2. Βελτίωση του δευτερογενούς λεμφοιδήματος
3. Βελτίωση της λεμφικής κυκλοφορίας στην περιοχή όπου έχει εφαρμοστεί η θεραπεία
4. Ανακούφιση από μικρές έντασης μυϊκούς πόνους
5. Ανακούφιση από μυϊκούς σπασμούς
6. Βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας του αίματος
7. Προσωρινή ανακούφιση από μυϊκό πόνο μικρής έντασης που σχετίζεται με ετεροχρονισμένη εμφάνιση μυϊκών πόνων
8. Βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας κατά την αποκατάσταση εγκαυμάτων
9. Μείωση της εμφάνισης της κυτταρίτιδας και την περιφέρεια του σώματος στις περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται η θεραπεία
10. Προσωρινή βελτίωση της λεμφικής κυκλοφορίας και της τοπικής κυκλοφορίας του αίματος για τη βελτίωση της τροφικότητας του δέρματος στις περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται η θεραπεία
11. Βελτίωση της ποιότητας του δέρματος, βελτίωση ουλών, ινώσεων
12. Βελτίωση της γήρανσης του δέρματος (ρυτίδες, λεπτές γραμμές, χαλαρό δέρμα, λιπώδης διήθηση, σύσφιξη, ελαστικότητα, επιδερμίδα και σακούλες ματιών)
13. Τόνωση των ινοβλαστών (σύνθεση κολλαγόνου, ελαστίνης, υαλουρονικού οξέος)


Χρησιμοποιεί κεφαλές θεραπείας μηχανικής διέγερσης για την επαναδιαμόρφωση του περιγράμματος του σώματος και για εφαρμογές κατά της γήρανσης. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα ή ιδρύματα, από ειδικούς και φυσιοθεραπευτές. Είναι μια ανεξάρτητη συσκευή που δεν μπορεί να συνδυάζεται με άλλες συσκευές. Πρέπει να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες, που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι από την LPG Systems στη χρήση της συσκευής και δεν είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση. Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ενήλικες.

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι αρχές λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Cellu® M6 Endermolab i αποτελούνται από μια απορροφητική δύναμη που συνδυάζεται με κινήσεις κυλίνδρων/κλαπέτων που εκτελούνται με κεφαλές θεραπείας.

Αυτές οι κεφαλές τοποθετούνται επάνω στο υγιές δέρμα του ασθενούς και στη συνέχεια μετακινούνται κατά μήκος της περιοχής που θα υποβληθεί σε θεραπεία από τον επαγγελματία ο οποίος έχει εκπαιδευτεί από την LPG Systems.

→ CELLU M6® ENDERMOLAB ⓘ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)



➤ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας της και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ενεργοποίησης (ON) και η πρόσβλη λυχνία τάσης είναι αναμμένη.

Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι η οθόνη να εμφανίσει πληροφορίες.

→ ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ


→ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΦΙΛΤΡΟ




ΘΥΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΦΙΛΤΡΟ

ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ

→ ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ



→ ΚΕΦΑΛΗ ERGODRIVE™



➤ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της διαεπαφής αφής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της διαεπαφής αφής που λάβατε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και το οποίο διατίθεται από την εξυπηρέτηση πελατών.

→ ΚΕΦΑΛΗ TR50

ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΒΑΣΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΠΕΤΟΥ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



→ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ



→ ΒΑΣΗ



→ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΗΣ




→ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ

Για να ανυψώσετε ή να κλείσετε την πλάτη της κλίνης, τραβήξτε τη λαβή στη ρυθμιζόμενη πλάτη και, στη συνέχεια, ανασπώστε ή χαμηλώστε την πλάτη ενώ κρατάτε τη λαβή.



→ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ



ΚΟΥΜΠΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Το ύψος της κλίνης ρυθμίζεται από τα στοιχεία ελέγχου της κλίνης (βλ. φωτογραφία αριστερά). Απλώς πατήστε τα κατάλληλα κουμπιά για να μετακινήσετε τη στήλη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.


→ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Η πρόσθια πλευρά μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον αρθρωτό επιλογέα. Για να ρυθμίσετε την πρόσθια πλευρά, απλά μετακινήστε την στην επιθυμητή θέση.



→ ΡΑΦΙ

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν Cellu M6® Endermolab *i* είναι εξοπλισμένο με ένα ράφι για τη συγκράτηση των διαφορετικών κεφαλών θεραπείας.



Αυτό το ράφι μπορεί να μετακινείται κατά μήκος της κλίνης σύροντάς το επάνω στην παρεχόμενη ράγα.



→ ΙΜΑΝΤΕΣ

Η συσκευή Cellu M6® Endermolab i συνοδεύεται από ένα σετ ιμάντων, που περιλαμβάνουν έναν πλευρικό ιμάντα και δύο διαμήκεις ιμάντες. Αυτοί οι ιμάντες πρέπει να ρυθμίζονται όπως υποδεικνύεται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Προσαρτήστε τον πλευρικό ιμάντα:



Προσαρτήστε τους διαμήκεις ιμάντες:



➤ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι γωνίες είναι σωστά ασφαλισμένες.

→ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση της συσκευής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας της μονάδας που υποδεικνύεται στην πινακίδα πληροφοριακών στοιχείων είναι σε συμφωνία με την τάση της παροχής.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας¹ σε μια γειωμένη πρίζα σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί προσαρμογείς με αυτή τη συσκευή.

→ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Η συσκευή δεν πρέπει να παραμένει ανεπιτήρητη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής με, ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που συνιστώνται από την LPG Systems. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ασφαλείς θεραπείας που παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας ή εκείνες που συνιστώνται από την LPG Systems.
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν:
 - το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή η πρίζα έχουν υποστεί ζημιά.
 - η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.
 - η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή έχει πέσει ή την έχουν ρίξει.
 - η συσκευή έχει εκτεθεί σε υπερβολική υγρασία.
- Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιστρέψτε τη συσκευή σε ένα εγκεκριμένο κέντρο επισκευών της LPG Systems.

- Μην μετακινείτε τη μονάδα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος από τη βάση του και κρατήστε το μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρεμποδίζονται οι θύρες εξαερισμού. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες εξαερισμού είναι καθαρές από σκόνη ή άλλους ρύπους.
- Μην επιτρέπεται να πέφτουν στη μονάδα ή να απορροφούνται στερεά κατάλοιπα, υγρά ή άλλα ξένα σώματα, καθώς μπορούν να προκαλέσουν βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε σκονισμένο, ανομοιόμορφο δάπεδο, ή σε υγρή ατμόσφαιρα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή παρουσία αερολυμάτων ή οξυγόνου.
- Πριν αποσυνδέσετε τη μονάδα από την ηλεκτρική παροχή, ρυθμίστε όλα τα στοιχεία ελέγχου στη θέση «off» (απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα.
- Απαγορεύεται η τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη έγκριση από την LPG Systems.

➤ ΠΡΟΣΟΧΗ

¹Ευρώπη VII-H05VVF3G1,50-C19 & VII-H05VVF3G1,00-C13, Ιταλία I/3/16-H05VVF3G1,50-C19 & I3G-H05VVF3G1,00-C13, Σουηδία 23G-H05VVF3G1,50-C19 & I2G-H05VVF3G1,00-C13, ΗΒ BS13/13-H05VVF3G1,50-C19 & BS13/13-H05VVF3G1,00-C13, Ιαπωνία 498GJ-VCTF3X2,00-C19 & 498GJ-VCTF3X1,25-13V, ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό N5/15-SJT3X14AWG-C19 & 498G-SJT3X18AWG-C13 (σύνδεση σε νοσοκομειακού τύπου υποδοχή σε νοσοκομειακό περιβάλλον)

→ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΦΥΛΑΞΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η συσκευή σας θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε καθαρό και υγιές δέρμα. Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να τηρήσετε τις ακόλουθες προφυλάξεις και αντενδείξεις πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

- Μην αγγίζετε ποτέ ταυτόχρονα τον ασθενή και τα μη προστατευμένα καλώδια ή βύσματα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον βοηθητικό προσαρμογέα ως κεφαλή θεραπείας και μην επιτρέπετε την άμεση επαφή του με το δέρμα.
- Μην χρησιμοποιείτε την κύρια κεφαλή για να εκτελείτε θεραπεία στο τριχωτό της κεφαλής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις κεφαλές θεραπείας που παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας ή που συνιστώνται από την LPG Systems.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα ενδύματα θεραπείας της LPG Systems.
- Η LPG Systems δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Ο χειριστής πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι νιώθει το άτομο που υποβάλλεται σε θεραπεία.
- Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι παράμετροι (ένταση, συνέχεια, διαφοροποίηση, κ.λπ.) είναι πάντα προσαρμοσμένες στον δερματικό ιστό που υποβάλλεται σε θεραπεία.
- Μην τοποθετείτε βάρος άνω των 135 kg στη κλίνη.
- Η λειτουργία των στοιχείων ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του ύψους της κλίνης μπορεί να παρεμποδιστεί εάν απουσιάζει το καλώδιο.
- Όταν η κλίνη χρησιμοποιείται χωρίς επίβλεψη, θα πρέπει να τοποθετείται στη χαμηλότερη θέση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης.
- Μετά τη χρήση, τοποθετήστε την κλίνη στη χαμηλότερη θέση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης. Μην χρησιμοποιείτε τις συνδέσεις USB και ethernet κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες (βλ. τεχνικές προδιαγραφές).
- Μην χρησιμοποιείτε τις κεφαλές θεραπείας απευθείας πάνω στο δέρμα. Φοράτε το ένδυμα θεραπείας ENDERMOWEAR™ που παρέχεται από την LPG Systems.
- **Προφυλάξεις κατά την επισκευή:** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η στρόγγυλη μπαταρία που βρίσκεται στην πλακέτα HMI (τύπος 3 V 190 mAh, VARTA 6 032 101 501) αντικατασταθεί με έναν εσφαλμένο τύπο. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας.

➤ ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση οποιουδήποτε σοβαρού συμβάντος με τη συσκευή σας θα πρέπει να ενημερώνεται ο αντιπρόσωπος της LPG® στη χώρα σας και η αρμόδια αρχή.

→ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε θεραπεία σε ανοιχτές πληγές, στα μάτια, σε κοιλότητες του σώματος, στους βλεννογόνους, στα γεννητικά όργανα ή στις θηλές.
- Αυτή η συσκευή δεν συνιστάται για γυναίκες σε ενδιαφέρουσα. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, μη χορηγείτε θεραπεία στην περιοχή της οσφυϊκής κοιλιακής χώρας. Συμβουλευτείτε γιατρό σχετικά με αυτή τη θεραπεία.
- Μη χορηγείτε θεραπεία σε ασθενή με λοιμώδη νόσο, με αναπτυσσόμενο όγκο, με φλεβίτιδα, με ανοιχτή πληγή ή με μια μολυσμένη περιοχή.
- Μη χορηγείτε θεραπεία σε ασθενή με καρκίνο του δέρματος, ορατό όγκο ή άλλες καρκινικές αλλοιώσεις. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής έχει ιστορικό όγκων ή είναι σε ύφεση.
- Μη χορηγείτε θεραπεία σε φλεγμαίνουσες ή διογκωμένες περιοχές ή σε ουλές από πρόσφατη χειρουργική επέμβαση χωρίς ιατρική συμβουλή και εκπαίδευση στη χρήση της συσκευής από την LPG® για τις πληγείσες περιοχές.
- Μη χορηγείτε θεραπεία σε ασθενείς με προβλήματα κυκλοφορικού χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό τους.
- Μη χορηγείτε θεραπεία σε τυχόν φλεγμαίνουσες ή διογκωμένες περιοχές χωρίς να ζητήσετε ιατρική συμβουλή και χωρίς να έχετε λάβει εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη συσκευή της LPG® για αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή.
- Σταματήστε αμέσως τη θεραπεία εάν ο ασθενής αισθανθεί πόνο και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δερματικά εξανθήματα, έρπητα, φλεγμονώδη ή λοιμώδη ακμή ή λεύκη.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση μωλώπων, να είστε προσεκτικοί όταν καθορίζετε το επίπεδο ευαισθησίας του ασθενούς και να αποφεύγετε τη χρήση σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα.
- Για έναν πιο λεπτομερή κατάλογο των ενδείξεων και των αντενδείξεων του ENDERMOLOGIE, ανατρέξτε στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια.
- Δεδομένου ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης, πρέπει πάντα να λαμβάνετε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση αμφιβολιών.
- Λόγω του κινδύνου παρεμβολών, είναι σημαντικό ο επαγγελματίας να διασφαλίζει ότι δεν έχει εφαρμοστεί στον ασθενή κάποιο προσωπικό ιατρικό βοήθημα, όπως ένας βηματοδότης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επαγγελματίας θα πρέπει να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω βοήθημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν παρεμβολές δεν θα επηρεάσουν την ορθή χρήση του εξοπλισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μη υγιές/κατεστραμμένο δέρμα. Αποφύγετε τις πληγείσες περιοχές και οποιαδήποτε περιοχή του σώματος που έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική μέχρι να εξαφανιστούν οι εκχυμώσεις, το οίδημα και ο πόνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η συσκευή περιέχει προγράμματα που βοηθούν τον χειριστή να επιτύχει τα καλύτερα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε περιστατικό ασθενή που υποβάλλεται σε θεραπεία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν τα προγράμματα αυτά να θεωρηθούν ως εγγύηση επιτυχούς θεραπείας, η οποία ποικίλλει, ανάλογα με τη μορφολογία, τη φυσιολογία και τις συνήθειες διατροφής κάθε ασθενούς.

→ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	19
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	20
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ	21
ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	23
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ	24
ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ	25
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΔΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	26
ΦΥΛΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	27

→ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Η μονάδα σας αναγνωρίζεται από δύο αύξοντες αριθμούς που αναγράφονται στις πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών.

Οι πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών δείχνουν επίσης την επιτρεπόμενη τάση τροφοδοσίας για τη μονάδα.

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την LPG Systems λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, αναφέρετε τους αύξοντες αριθμούς της συσκευής Cellu M6® Endermolab i.

Αυτοί οι αύξοντες αριθμοί παρέχουν πληροφορίες για το έτος και τον μήνα κατασκευής της μονάδας σας.

Το γράμμα υποδεικνύει το έτος κατασκευής της συσκευής. Z=2009, A=2010, B=2011, κ.λπ.

Τα δύο ψηφία υποδεικνύουν τον μήνα παραγωγής: 01=Ιανουάριος, 02=Φεβρουάριος, 03=Μάρτιος, κ.λπ.

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΤΙΟΥ

LPG SYSTEMS TECHNOPARC DE LA PLAINE FABRIQUE EN FRANCE 30 RUE DU Dr ABEL C59005 MADE IN FRANCE 26902 VALENCE CEDEX 09		1912
TYPE: CelluM6 Endermolab i IP 20		
N° SERIE: ENDIF091381 SERIAL NUMBER:		
100-230V 50-60Hz 650-625W		
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.		
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ENDERMOLAB i (ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ)		
LPG SYSTEMS TECHNOPARC DE LA PLAINE FABRIQUE EN FRANCE BP35 30 RUE DOCTEUR ABEL MADE IN FRANCE 26902 VALENCE CEDEX 09		
TYPE: CelluM6 ENDERMOLAB i - TABLE		
N° SERIE: TABY070363 SERIAL NUMBER:		
120-127V 60Hz 1.8A IPX4		
Duty Cycle: Max 10% 2min/18min		
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΗΣ (ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ)		

ΤΑΞΗ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

LPG SYSTEMS TECHNOPARC DE LA PLAINE FABRIQUE EN FRANCE BP35 30 RUE DOCTEUR ABEL MADE IN FRANCE 26902 VALENCE CEDEX 09		
TYPE: CelluM6 ENDERMOLAB i - TABLE		
N° SERIE: TABY070363 SERIAL NUMBER:		
220-230V 50/60Hz 1A IPX4		
Duty Cycle: Max 10% 2min/18min		

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΗΣ



Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι η μονάδα πωλήθηκε μετά τις 13 Αυγούστου 2006. Σε συμφωνία με την οδηγία 2002/96/EK, δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτεται με την μέθοδο της ανακύκλωσης. Όταν η συσκευή σας φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, πρέπει να μεταφερθεί σε ένα κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης ή να επιστραφεί στον αντιπρόσωπό σας. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάτε το περιβάλλον συμβάλλοντας στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας.



Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι ορισμένες συγκεκριμένες προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις που σχετίζονται με αυτή τη συσκευή δεν αναγράφονται στην ετικέτα.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως πρέπει να συμβουλευέστε πάντοτε τα συνοδευτικά έγγραφα πριν από τη χρήση της συσκευής σας.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.

➔ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών ενδέχεται να διαφέρουν. Η εγκεκριμένη είναι αυτή που βρίσκεται στο μηχάνημά σας.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η συσκευή σας διαθέτει εφαρμοζόμενα εξαρτήματα τύπου BF, τα οποία έρχονται σε επαφή με τον ασθενή. Τα εξαρτήματα αυτά είναι ηλεκτρικά μονωμένα σε σχέση με τα άλλα εξαρτήματα της συσκευής. Αυτά τα εφαρμοζόμενα εξαρτήματα είναι οι κεφαλές θεραπειας.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε σημείο προστατευμένο από αντίξοες καιρικές συνθήκες.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τα όρια της θερμοκρασίας.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τα όρια της σχετικής υγρασίας.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει «Κίνδυνος: Υψηλή Τάση»



Αυτό το σύμβολο σημαίνει «Να χρησιμοποιείται με συνταγογράφηση».



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το μέγιστο εξωτερικό μηχανικό φορτίο που επιτρέπεται σε αυτόν τον εξοπλισμό είναι 170 kg.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ασθενούς σε αυτόν τον εξοπλισμό είναι 135 kg.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως πρέπει να συμβουλευέστε πάντοτε τα συνοδευτικά έγγραφα πριν από τη χρήση της συσκευής σας.

→ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνιστάται να καθαρίζετε τη μονάδα σας όσο το δυνατόν συχνότερα, όχι μόνο για λόγους υγιεινής και αισθητικής, αλλά και επειδή ο καθαρισμός της μονάδας θα τη βοηθήσει να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και θα παρατείνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα νωπό μαλακό σφουγγάρι μετά από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα με λεπτό ακροφύσιο, καθαρίστε τα παρακάτω μέρη:

- Το εσωτερικό του συρταριού αποθήκευσης των κεφαλών.
- Το εσωτερικό του δίσκου αποθήκευσης των κεφαλών.
- Το εσωτερικό της θύρας πρόσβασης στο φίλτρο.

Χρησιμοποιώντας ένα υγρό σφουγγάρι, καθαρίστε τα παρακάτω μέρη:

- Όλα τα εξωτερικά καλύμματα.
- Τους εύκαμπτους σωλήνες.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

Χρησιμοποιώντας ένα πανί εμποτισμένο με μικρή ποσότητα προϊόντος καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς οινόπνευμα, καθαρίστε τα παρακάτω μέρη:

- Την οθόνη ελέγχου και τον πίνακα ελέγχου.
- Το εσωτερικό του συρταριού αποθήκευσης των κεφαλών.
- Το εσωτερικό του δίσκου αποθήκευσης των κεφαλών.
- Το εσωτερικό της θύρας πρόσβασης στο φίλτρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα όπως ακετόνη, τριχλωροαιθυλένιο, ή οινόπνευμα εντριβών.

→ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ

Η συσκευή σας περιέχει μία κασέτα φίλτρου και ένα αφρώδες υλικό φίλτρου. Αυτά τα εξαρτήματα εγγυώνται την αποτελεσματικότητα της μονάδας σας και παρατείνουν την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα φίλτρου αντικαθίσταται μόλις εμφανίζεται στην οθόνη εντολών ένα από τα παρακάτω μηνύματα **(Εικ. 1-2)**:

Εικονίδιο που υποδεικνύει ότι απαιτείται αλλαγή φίλτρου **(Εικ. 2)**.



ΕΙΚ. 1




ΕΙΚ. 2

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού 'filter change' (αλλαγή φίλτρου) ως εξής:

Επιλέξτε το μενού 'maintenance' (συντήρηση) πατώντας το υποδεικνυόμενο εικονίδιο **(Εικ. 3)**.



ΕΙΚ. 3

ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ



ΕΙΚ. 4

ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ

Επιλέξτε το μενού 'filter' (φίλτρο) πατώντας το υποδεικνυόμενο εικονίδιο **(Εικ. 4)**.


Η οθόνη 'filter change' (αλλαγή φίλτρου) υποδεικνύει ποιο φίλτρο χρειάζεται αλλαγή: **(Εικ. 5)**.

Μόλις αντικατασταθεί η κασέτα του φίλτρου, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά του μετρητή του φίλτρου πατώντας το υποδεικνυόμενο εικονίδιο: **(Εικ. 6)**.



ΕΙΚ. 5

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ



ΕΙΚ. 6

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

→ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Η συσκευή σας περιέχει μία κασέτα φίλτρου για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της συσκευής σας και να παραταθεί η διάρκεια ζωής της.

Βεβαιωθείτε ότι αντικαθίσταται μόλις εμφανίζεται στην οθόνη εντολών ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης στο φίλτρο. Ξεβιδώστε την κασέτα του φίλτρου και αντικαταστήστε τη με καινούρια.

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της LPG Systems για να αποκτήσετε απόθεμα κασετών φίλτρου, ώστε να έχετε πάντα ανταλλακτικά.



→ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Η συσκευή σας περιέχει δύο αφρώδη υλικά φίλτρου για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της συσκευής σας και να παραταθεί η διάρκεια ζωής της.

Βεβαιωθείτε ότι αντικαθίστανται μόλις εμφανίζεται στην οθόνη εντολών ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

1. Μετακινήστε το κάλυμμα προς τα κάτω, τοποθετώντας τα χέρια σας στις ειδικές εγκοπές (όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω φωτογραφία).
2. Ξεκουμπώστε το κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τα αφρώδη υλικά φίλτρου με καινούρια.



Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς φίλτρο. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί φίλτρο, η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

→ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Για να **συνδέσετε** τις κεφαλές στον εύκαμπο σωλήνα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφάλισης στη θέση ασφάλισης **(Εικ. 1)**.


Τοποθετήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα έτσι ώστε το κλειδί του εύκαμπτου σωλήνα να ευθυγραμμίζεται με την υποδοχή κλειδιού της σύνδεσης της κεφαλής θεραπείας **(Εικ. 2)**.

Ωθήστε τον εύκαμπο σωλήνα στην κεφαλή θεραπείας μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

Για να **αποσυνδέσετε** τις κεφαλές, τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφάλισης στη θέση απασφάλισης **(Εικ. 3)**.

Τραβήξτε τον δακτύλιο ασφάλισης προς τον εύκαμπο σωλήνα **(Εικ. 4)**.

Αφαιρέστε προσεκτικά τον εύκαμπο σωλήνα τραβώντας τον από τον λευκό δακτύλιο **(Εικ. 5)**.



ΕΙΚ. 1




ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4



ΕΙΚ. 5

→ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Ο εύκαμπος σωλήνας μπορεί να αποσυνδεθεί από το κυτίο απλά ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

- Απασφαλίστε τη σύνδεση περιστρέφοντας τον δακτύλιο αλουμινίου **(Εικ. 1)**.
- Ανασπώστε τον δακτύλιο αλουμινίου **(Εικ. 2)**.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τον εύκαμπο σωλήνα τραβώντας τον από τον λευκό δακτύλιο **(Εικ. 3)**.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3






Ο ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ

→ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες.

Μόνο οι βοηθητικές κεφαλές, το άκρο του μικρο-ακροφυσίου και οι κεφαλές Lift μπορούν να συνδεθούν στον προσαρμογέα.

Η σύνδεση γίνεται με μια απλή ωστική/ελκτική κίνηση.



→ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο εξοπλισμός σας συνοδεύεται από δύο καλώδια τροφοδοσίας με διαφορετικά βύσματα.

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, συνδέστε πρώτα κάθε ένα από τα δύο καλώδια τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή τους:




Βύσμα C13: Στη βάση της κλίνης




Βύσμα C19: Στη βάση του κυτίου

Στη συνέχεια, συνδέστε το ένα από τα άλλα άκρα σε μια τυπική γειωμένη πρίζα τοίχου.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ



ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΥΤΙΟΥ

Εάν τα καλώδια τροφοδοσίας της συσκευής σας έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της LPG Systems για αντικατάσταση αυτών.

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της LPG Systems:
+33 (0)4 75 78 69 89

→ ΦΥΛΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αντικατάσταση των κασετών των φίλτρων: Πρέπει να γίνει όταν εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα.

Αντικατάσταση του κιτ Endermolift: Πρέπει να γίνει όταν τα πτερύγια δεν θεραπεύουν πλέον σωστά το δέρμα. Θα πρέπει να αντικαθίστανται μετά από κάθε **14 ώρες** χρήσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΩΡΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ

➤ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή δεν απαιτεί βαθμονόμηση.

→ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Εάν η μονάδα σας δεν λειτουργεί σωστά, προχωρήστε στους παρακάτω ελέγχους πριν καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών:

- Είναι σωστά συνδεδεμένη η συσκευή σε μια πρίζα παροχής ρεύματος;
- Είναι η πρίζα παροχής ρεύματος υπό τάση;
- Είναι αναμμένος ο διακόπτης ON;
- Είναι οι κασέτες φίλτρου καθαρές και σωστά τοποθετημένες;
- Ο εύκαμπτος σωλήνας παρεμποδίζεται;
- Είναι σωστά συνδεδεμένος ο εύκαμπτος σωλήνας;
- Είναι τα στεγανοποιητικά κλαπέτα της κύριας κεφαλής σωστά τοποθετημένα, καθαρά και ικανά να κινηθούν;
- Έχει τοποθετηθεί σωστά το Keymodule της κύριας κεφαλής;

Αφού πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι και εάν η δυσλειτουργία παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της LPG Systems ή με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, αναφέροντας το μοντέλο της μονάδας σας και τον αύξοντα αριθμό αυτής.

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της LPG Systems:
+33 (0)4 75 78 69 89

→ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ	1850 x 700 x 1490 mm
Καθαρό Βάρος	140 kg
Μέγιστη ρύθμιση υποπίεσης:	69 kPa (690 mbar)
Ψύξη	με μηχανικό εξαερισμό ενσωματωμένο στην αντλία
Δείκτης προστασίας	IP 20
Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας	1
Θερμοκρασία λειτουργίας	+10 °C έως +30 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20° C έως +70° C
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κυτίου	100-230 V / 50-60 Hz / 650-625 W

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κλίνης

Τάση (V)	230	120	100	100
Συχνότητα (Hz)	50	50	50	60
Ένταση (A)	1	1,8	2,1	2,1

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	+ 10 °C έως + 30° για κανονική λειτουργία.
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος:	30% έως 75% χωρίς συμπύκνωση.
Ατμοσφαιρική πίεση:	καμία σημαντική επιρροή στη λειτουργία.
Μέγιστο υψόμετρο:	2.500 m

Γενικά χαρακτηριστικά:

Ρυθμιζόμενο ύψος:	65 cm έως 90 cm από το έδαφος
Ρύθμιση πλάτης:	0° έως 70°/από οριζόντια θέση

Μονάδα εξοπλισμένη με κεφαλές θεραπείας κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ανατρέξτε στο Προσάρτημα «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα».

Η συσκευή Cellu M6® Endermolab i επισημαίνεται με  ως ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού 93/42/ΕΟΚ (εφαρμοστέα πρότυπα IEC 60601-1 Ed3 και σχετικά πρότυπα).

Cellu M6[®] Endermolab





ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



→ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGODRIVE™	32
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΗΣ TR 50	36
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	38
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ	38
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGOLIFT	39
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	39
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΩΝ LIFT	40
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΚΕΦΑΛΩΝ	40
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGOLIFT™ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ERGOLIFT™	42
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ LIFT	42
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGODRIVE™	45
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ TR50	47
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ, ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ	49
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ	50

→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGODRIVE™



→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΤ KEYMODULE™

Το σετ Keymodule™ είναι το εναλλάξιμο κάτω τμήμα της κεφαλής Ergodrive. Αποτελείται από τους μηχανοκίνητους κυλίνδρους και τα κλαπέτα στεγανοποίησης.

Έχετε ένα σετ Keymodule™ (KM80).

Εγκατάσταση:

Το σετ Keymodule™ έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με την κεφαλή θεραπείας.

Συνδέστε το σετ Keymodule™ όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Για να αφαιρέσετε το σετ Keymodule™, απελευθερώστε τα μάνταλα.



→ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ

Το Keymodule διαθέτει ένα ρυθμιστικό που μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερις θέσεις, καθιστώντας δυνατή τη ρύθμιση της απόστασης μεταξύ των μηχανοκίνητων κυλίνδρων.

Όταν το ρυθμιστικό βρίσκεται στην αριστερή θέση (**Εικ. 1**), αυτό επιτρέπει το μέγιστο επίπεδο κινητικότητας στους κυλίνδρους.

Όταν το ρυθμιστικό βρίσκεται στη δεξιά θέση (**Εικ. 2**), οι κύλινδροι δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Όταν το ρυθμιστικό βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση, οι κύλινδροι έχουν μειωμένη κινητικότητα.



ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΘΕΣΗ



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2

→ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η κεφαλή Ergodrive περιλαμβάνει μια λειτουργία που επιτρέπει στο Keymodule να περιστρέφεται ελεύθερα.

Για να το κάνετε αυτό, μετακινήστε τον δακτύλιο ασφάλισης προς τα πάνω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του **(Εικ. 1-2)**.

Η κεφαλή μπορεί πλέον να περιστρέφεται ελεύθερα **(Εικ. 3)**.

Για να χαμηλώσετε τον δακτύλιο ασφάλισης και να ασφαλίσετε τη θέση της κεφαλής, πατήστε το κουμπί ασφάλισης **(Εικ. 4)**.



Η περιστροφή της κεφαλής μπορεί να ασφαλίσει σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις ακόλουθες θέσεις:



Αυτές οι τέσσερις θέσεις μπορούν να βρεθούν:

- ακολουθώντας τις προηγούμενες οδηγίες για ελεύθερη περιστροφή, και πατώντας στη συνέχεια το κουμπί ασφάλισης και περιστρέφοντας την κεφαλή μέχρι να κουμπώσει στην επιθυμητή θέση.
- ανασπκώνοντας τον δακτύλιο ασφάλισης μέχρι τη μέση και περιστρέφοντας στη συνέχεια την κεφαλή στην επιθυμητή θέση μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΗΣ TR50

ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΠΕΤΟΥ


ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΣΘΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΥΜΠΙ ΟΠΙΣΘΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΘΑΛΑΜΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΗΣ TR50 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Ασφάλιση των κυλίνδρων:

Οι κύλινδροι στο TR50 μπορούν να ασφαλιστούν απλά πατώντας τα κατάλληλα κουμπιά, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες:



ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ -
ΜΑΚΡΙΑ



ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ -
ΜΑΚΡΙΑ



ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ - ΚΟΝΤΑ




ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΑΙ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - ΚΟΝΤΑ


Αντιστροφή της κατεύθυνσης του κυλίνδρου:

Η κατεύθυνση των κυλίνδρων αντιστρέφεται κάθε φορά που πατάτε τη σκανδάλη ενεργοποίησης.


→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ



→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ




→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGOLIFT™



→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ERGOLIFT™




Lift 20
Θάλαμος
θεραπείας με
αφαιρούμενο
πτερυγίο



Lift 10
Θάλαμος
θεραπείας με
αφαιρούμενο
πτερυγίο

Μόνο τα LIFT 20 και LIFT10 μπορούν να συνδεθούν στην κεφαλή Ergolift™. Μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν με μια απλή ωστική/ελκτική κίνηση.



→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΩΝ LIFT

Ρύθμιση του πτερυγίου:

Για να διασφαλίσετε ότι το πτερύγιο διατηρεί τη θέση του, βελτιστοποιώντας έτσι την απόδοση, είναι σημαντικό να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του επιλογέα σύμφωνα με την ένταση της θεραπείας:

- Περιστρέψτε τον επιλογέα από το Α έως το Ε για να αυξήσετε τη δύναμη επιστροφής του πτερυγίου.
- Περιστρέψτε τον επιλογέα από το Ε έως το Α για να μειώσετε τη δύναμη επιστροφής του πτερυγίου.



TML10
ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ



TML20
ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ



TML30
ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

→ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΚΕΦΑΛΩΝ




→ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGOLIFT™ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ERGOLIFT™

Για λόγους υγιεινής, οι κεφαλές θεραπείας θα πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση, χρησιμοποιώντας αντισηπτικά μαντηλάκια εμποτισμένα με βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο διάλυμα.


Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή.

Πριν από κάθε χρήση, καθαρίζετε το πτερύγιο και το θάλαμο Ergolift:

1. Αποσυνδέστε τον θάλαμο από την κεφαλή θεραπείας Ergolift **(Εικ. 1)**
2. Αφαιρέστε το πτερύγιο με τη χρήση του ειδικού εργαλείου. **(Εικ. 2)**
3. Καθαρίστε διεξοδικά τον θάλαμο Ergolift, το πτερύγιο και το εργαλείο για τουλάχιστον ένα λεπτό με τα πανάκια όπως περιγράφεται παρακάτω. **(Εικ. 3)**
4. Επανατοποθετήστε το πτερύγιο στον θάλαμο Ergolift ακολουθώντας τα ίδια βήματα με την αντίστροφη σειρά **(Εικ. 4)**

**ΕΙΚ. 1****ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ****ΕΙΚ. 2****ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 90°**

→ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGOLIFT™ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ERGOLIFT (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 90°

→ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ERGOLIFT™

Η κεφαλή Ergolift™ έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα του ασθενούς. Σε ορισμένες ειδικές εφαρμογές, πρέπει να απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση.


1. Ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται παραπάνω.
2. Εμβάψτε το πτερύγιο και τον θάλαμο Ergolift™ σε ένα απολυμαντικό ΟΡΑ για 12 λεπτά στους 20° C, όπως συνιστάται στη συσκευασία του απολυμαντικού.
3. Ξεπλύνετε προσεκτικά το πτερύγιο και τον θάλαμο Ergolift™ με αποστειρωμένο νερό ή πόσιμο νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό χρησιμοποιώντας μεγάλη ποσότητα νερού (περίπου οκτώ λίτρα). Επαναλάβετε δύο φορές για συνολικά τρεις εκπλύσεις.
4. Στεγνώστε τον θάλαμο Ergolift™ και το πτερύγιο.
5. Καθαρίστε το συρτάρι αποθήκευσης με αντισηπτικά μαντηλάκια και, στη συνέχεια, τοποθετήστε σε αυτό τον θάλαμο Ergolift™ και το πτερύγιο.

➤ ΠΡΟΣΟΧΗ


Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση διαβρωτικών προϊόντων, όπως ακετόνη, το τριχλωροαιθυλένιο ή η αλκοόλη στους 90°, και σκληρών σφουγγαριών, υπερήκων ή λυχνιών UV. Όλες οι κεφαλές που έχουν καθαριστεί ή/και απολυμανθεί θα πρέπει να τοποθετούνται στο συρτάρι αποθήκευσης για να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση. Να χρησιμοποιείτε απολυμαντικό του οποίου το ενεργό συστατικό είναι η ορθο-φθαλaldeυδή (ΟΡΑ). Πριν χρησιμοποιήσετε το απολυμαντικό, διαβάστε τις αντενδείξεις και τις προειδοποιήσεις και ακολουθήστε τις συστάσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το διάλυμα. Όλες οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα πρέπει να εκτελούνται με το μηχάνημα απενεργοποιημένο και το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεδεμένο από τη πρίζα.

→ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ TML20 ΚΑΙ TML30

1. Πάρτε την κεφαλή Lift και εισαγάγετε την κεκλιμένη πλευρά του σωστού εργαλείου αφαίρεσης στο άνοιγμα μεταξύ των πτερυγίων.
2. Τραβήξτε προς τα έξω το εργαλείο και τα πτερύγια θα βγουν μαζί του.
3. Αφαιρέστε τα πτερύγια από το εργαλείο και καθαρίστε τα προσεκτικά με ένα πανάκι.
4. Πάρτε την ίδια πλευρά του εργαλείου και τοποθετήστε ξανά τα πτερύγια στη θέση τους στο εργαλείο.
5. Εισαγάγετε τα πτερύγια πίσω στην κεφαλή θεραπείας μέχρι να τοποθετηθούν στη σωστή θέση.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4



ΕΙΚ. 5

→ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ TML10


1. Πάρτε την κεφαλή Lift και εισαγάγετε την κεκλιμένη πλευρά του σωστού εργαλείου αφαίρεσης στο άνοιγμα μεταξύ των πτερυγίων.
2. Τραβήξτε προς τα έξω το εργαλείο και τα πτερύγια θα βγουν μαζί του.
3. Αφαιρέστε τα πτερύγια από το εργαλείο και καθαρίστε τα προσεκτικά με ένα πανάκι.
4. Πάρτε την ίδια πλευρά του εργαλείου και τοποθετήστε ξανά τα πτερύγια στη θέση τους στο εργαλείο.
5. Εισαγάγετε τα πτερύγια πίσω στην κεφαλή θεραπείας μέχρι να τοποθετηθούν στη σωστή θέση.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4



ΕΙΚ. 5

→ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGODRIVE™


Καθαρισμός των στεγανοποιητικών κλαπέτων:

1. Απελευθερώστε το Keymodule™ (Εικ. 1).
2. Μετακινήστε τους κυλίνδρους προς το κέντρο.
3. Αφαιρέστε το αντίστοιχο στεγανοποιητικό κλαπέτο, ακολουθώντας τον χειρισμό που υποδεικνύεται στη φωτογραφία. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα άλλα κλαπέτα (Εικ. 2).
4. Καθαρίστε σχολαστικά τα πτερύγια και το περίβλημά τους για τουλάχιστον 1 λεπτό χρησιμοποιώντας πανάκια LPG εμποτισμένα με διάλυμα βακτηριοκτόνου και μυκητοκτόνου (Εικ. 3-4).


Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά κλαπέτα μετά από **από 100 ώρες** λειτουργίας.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3




ΕΙΚ. 4

→ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ERGODRIVE™ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Καθαρισμός του Keymodule:

1. Αναποδογυρίστε το Keymodule και καθαρίστε σχολαστικά τα ακόλουθα μέρη για τουλάχιστον 1 λεπτό με τα πανάκια LPG εμποτισμένα με διάλυμα βακτηριοκτόνου και μυκητοκτόνου:
 - α) Το περίβλημα και στις δύο πλευρές των κυλίνδρων **(Εικ. 1)**.
 - β) Τους κυλίνδρους (περιστρέψτε τους χειροκίνητα για να καθαρίσετε ολόκληρη την επιφάνεια) **(Εικ. 2)**.
 - γ) Τον στεγανοποιητικό δακτύλιο ανάμεσα στο Keymodule και το περίβλημα της κεφαλής.
 - δ) Το πλαστικό κάλυμμα του Keymodule.
2. Γυρίστε ξανά το Keymodule και επανατοποθετήστε τα στεγανοποιητικά κλαπέτα.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχει καθαριστεί και η σύνδεση στεγανοποίησης μεταξύ του Keymodule και της κύριας κεφαλής.
4. Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές επαφές είναι καθαρές και στεγνές και προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά για να επανατοποθετήσετε το Keymodule στην κύρια κεφαλή.
5. Καθαρίστε το συρτάρι αποθήκευσης χρησιμοποιώντας πανάκια LPG και, στη συνέχεια, τοποθετήστε σε αυτό την κεφαλή.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2






ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4

→ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ TR50

1. Αφαιρέστε τα πτερύγια στεγανοποίησης όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες **(Εικ. 1 έως 4)**.
2. Καθαρίστε σχολαστικά για τουλάχιστον ένα λεπτό χρησιμοποιώντας πανάκια LPG εμποτισμένα με διάλυμα βακτηριοκτόνου και μυκητοκτόνου:
 - α) Τα πτερύγια και το περίβλημά τους **(Εικ. 5 και 6)**
 - β) Το περίβλημα και στις δύο πλευρές των κυλίνδρων (γυρίστε την κεφαλή ανάποδα, περιστρέψτε τους κυλίνδρους χειροκίνητα για να καθαρίσετε ολόκληρη την επιφάνεια) **(Εικ. 7 έως 10)**
 - γ) Το πέλμα
3. Επανασυνδέστε τα πτερύγια στεγανοποίησης.
4. Καθαρίστε το συρτάρι αποθήκευσης χρησιμοποιώντας πανάκια LPG® και, στη συνέχεια, τοποθετήστε σε αυτό την κεφαλή.




→ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ TR50 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)




ΕΙΚ. 5




ΕΙΚ. 6




ΕΙΚ. 7



ΕΙΚ. 8



ΕΙΚ. 9



ΕΙΚ. 10



→ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ, ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

1. Αποσυνδέστε τη βοηθητική κεφαλή από τον προσαρμογέα.
2. Αφαιρέστε τους δύο κυλίνδρους από την κεφαλή για αποτελεσματικό και γρήγορο καθαρισμό **(Εικ. 1-2)**.
3. Για τις βοηθητικές κεφαλές, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ειδικό εργαλείο **(Εικ. 3 to 4)**.
4. Καθαρίστε σχολαστικά για τουλάχιστον ένα λεπτό τους κυλίνδρους, τη σφράγιση, τον θάλαμο θεραπείας, τις μικρο-κεφαλές, το εργαλείο αποσυναρμολόγησης και τα μικρο-ακροφύσια με πανάκια LPG εμποτισμένα με διάλυμα βακτηριοκτόνου και μυκητοκτόνου **(Εικ. 5 και 6)**.
5. Επανατοποθετήστε τους κυλίνδρους και ελέγξτε ότι περιστρέφονται ελεύθερα.
6. Για να καθαρίσετε τις βοηθητικές κεφαλές, χρησιμοποιήστε βαμβάκερο ύφασμα εμποτισμένο με το ίδιο διάλυμα.
7. Καθαρίστε το συρτάρι αποθήκευσης χρησιμοποιώντας πανάκια LPG και, στη συνέχεια, τοποθετήστε σε αυτό τις κεφαλές.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4



ΕΙΚ. 5



ΕΙΚ. 6

→ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Οι μηχανοκίνητες κεφαλές θεραπείας (Ergodrive™ και TR50) πρέπει να χρησιμοποιούνται με ένα ένδυμα Endermowear™ suit. Οι μη μηχανοκίνητες κεφαλές θεραπείας (βοηθητικές κεφαλές, μικρο-ακροφύσια και μικρο-κεφαλές) μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στο δέρμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι κεφαλές πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση:

1. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται παραπάνω.
2. Εμβαπτίστε τους κυλίνδρους, τις μικρο-κεφαλές, το εργαλείο αποσυναρμολόγησης και τα μικρο-ακροφύσια σε ένα απολυμαντικό για 12 λεπτά στους 20° C, όπως συνιστάται στη συσκευασία του απολυμαντικού.
3. Ξεπλύνετε προσεκτικά το πτερύγιο και τον θάλαμο θεραπείας με αποστειρωμένο νερό ή πόσιμο νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό χρησιμοποιώντας μεγάλη ποσότητα νερού (περίπου οκτώ λίτρα). Επαναλάβετε δύο φορές για συνολικά τρεις εκπλύσεις.
4. Στεγνώστε τα εξαρτήματα.
5. Καθαρίστε εκ των προτέρων το συρτάρι αποθήκευσης χρησιμοποιώντας πανάκια LPG® και, στη συνέχεια, τοποθετήστε σε αυτό την κεφαλή.

→ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ KEYMODULE™

Το σετ Keymodule™ είναι μια μονάδα υψηλής τεχνολογίας που περιλαμβάνει πολλά κινητά μικρο-μηχανικά μέρη.

Η μονάδα πρέπει να επιστρέφεται στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση που ορισμένα φθαρμένα αντικείμενα χρειάζονται αντικατάσταση.

Η κεφαλή μπορεί να αρχίσει να χάνει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της σε περίπου **1000 ώρες** λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να χρησιμοποιείτε απολυμαντικό του οποίου το ενεργό συστατικό είναι η ορθο-φθαλδεϋδρή (OPA). Πριν χρησιμοποιήσετε το απολυμαντικό, διαβάστε τις αντενδείξεις και τις προειδοποιήσεις και ακολουθήστε τις συστάσεις που αφορούνται με αυτό το προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το διάλυμα. Όλες οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα πρέπει να εκτελούνται με το μηχανήμα απενεργοποιημένο και το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεδεμένο από τη πρίζα. - Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα όπως ακετόνη, τριχλωροαιθυλένιο, ή οινόπνευμα εντρίβων, ούτε σκληρά σφουγγάρια.

→ ENDERMOWEAR

Το ένδυμα της LPG Endermowear™ διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για άνδρες και γυναίκες, είναι ένα ένδυμα ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει κορυφαία θεραπεία σε ολόκληρο το σώμα. Προορίζεται για προσωπική χρήση, εγγυάται την απόλυτη υγιεινή και οι αδιαφανείς περιοχές του προστατεύουν τα απόκρυφα μέρη του σώματος του πελάτη κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η μοναδική σύνθεση του Endermowear εγγυάται άριστη επαφή με το δέρμα, προσφέροντας απαλότερες κινήσεις της κεφαλής θεραπείας ενώ παράλληλα την προστατεύει.

Τα προϊόντα συνοδεύονται από μια ενισχυμένη τσάντα με κενή ετικέτα ονόματος πελάτη για προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αφού εξατομικευθεί, αποτελεί πλέον ιδιοκτησία του πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετές συνεδρίες όμως απαιτείται από τον πελάτη να το πλένει μεταξύ των συνεδριών. Ζητήστε από τον πελάτη να διαβάζει και να ακολουθεί τις οδηγίες πλύσης που αναγράφονται στην ετικέτα της τσάντας.

→ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Πρόσφατα αποκτήσατε μια συσκευή που διανέμεται από την LPG Systems ή έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο της LPG Systems. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή/χρήστη να μάθει από τις τοπικές αρχές τις προϋποθέσεις και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται πριν από τη χρήση της συσκευής.

Η αγορά αυτού του εξοπλισμού συνεπάγεται τη νόμιμη αποδοχή από τον αγοραστή/επαγγελματία χρήστη των παρόντων γενικών όρων της εγγύησης. Εάν η συσκευή πωλήθηκε σε εσάς από έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο της LPG Systems, ο αγοραστής/χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει στους όρους εγγύησης του προμηθευτή. Αυτές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αυξήσουν τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η LPG Systems στους παρόντες όρους της εγγύησης.

Η εγγύηση μπορεί να εφαρμοστεί και έχει ισχύ μόνο εάν το δελτίο της εγγύησης έχει συμπληρωθεί δεόντως και επιστραφεί στην LPG Systems εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή, ανεξαρτήτως της χώρας. Τα δελτία εγγύησης που έχουν συμπληρωθεί μόνο εν μέρει θα απορρίπτονται. Η συσκευή είναι εγγυημένη έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων και ατελειών στις πρώτες ύλες.

Η εγγύηση επεκτείνεται κατά τη συντομότερη των επόμενων δύο περιόδων: δύο (2) έτη

Ή δύο χιλιάδες (2000) ώρες χρήσης από την ημερομηνία του τιμολογίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η LPG Systems αναλαμβάνει την υποχρέωση να αλλάξει ή να επισκευάζει δωρεάν, το συντομότερο δυνατόν, οποιοδήποτε εξάρτημα αναγνωρίζεται από την LPG Systems ως ελαττωματικό, ωστόσο η LPG Systems δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά ολόκληρη τη συσκευή.

Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των τεχνικών μας και τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής ή των εξαρτημάτων από και προς το συνεργείο εξυπηρέτησης μετά την πώληση δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Οι αντικαταστάσεις και οι επισκευές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, με ή χωρίς ακινητοποίηση του εξοπλισμού, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της περιόδου εγγύησης.

Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται αποτελούν ιδιοκτησία της LPG Systems ή του εγκεκριμένου αντιπροσώπου. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση για απώλεια χρήσης. Με την επιφύλαξη άλλων όρων που αναφέρονται παρακάτω, η εγγύηση ισχύει εάν ο αγοραστής/επαγγελματίας χρήστης έχει επιτρέψει στην LPG Systems να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες επισκευής.

→ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Εξαιρέσεις της εγγύησης:

- Ζημιά που προκύπτει κατά τη μεταφορά.
Η μεταφορά αυτού του εξοπλισμού ή/και των ανταλλακτικών γίνεται με ευθύνη του παραλήπτη. Πριν από την αποδοχή της παραλαβής, ο παραλήπτης έχει την ευθύνη να επαληθεύσει την κατάσταση των εμπορευμάτων και να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης κατά της εταιρείας μεταφοράς με τον συνήθη τρόπο στη χώρα παράδοσης.
- Μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, μη εκτέλεση ή/και αμέλεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της συσκευής ή/και των κασετών των φίλτρων της, σύνδεση σε ελαττωματική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή σε μη γειωμένα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή τάση της οποίας είναι διαφορετική από εκείνη που αναγράφεται στη συσκευή.
- Τροποποίηση, τοποθέτηση εξαρτημάτων ή αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού.
- Οποιαδήποτε εργασία ή/και παρέμβαση που δεν καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης της LPG Systems και εκτελείται στον εξοπλισμό από τον αγοραστή/χρήστη ή/και οποιονδήποτε τρίτο μη εγκεκριμένο από την LPG Systems.
- Χρήση αναλώσιμων, ανταλλακτικών, ακατάλληλων εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από την LPG Systems.
- Απόφραξη της συσκευής μέσω αναρρόφησης ξένου σώματος.
- Φυσιολογική φθορά οποιουδήποτε από τα εξαρτήματα του εξοπλισμού που προκύπτει από την κανονική χρήση.
- Ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από ατυχήματα (πτώσεις, κρούσεις, κ.λπ.)
Ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές (κεραυνός, ζημιές από νερό κ.λπ.). Πυρκαγιά, αμέλεια ή κακή χρήση.

Εάν μια συσκευή πωληθεί πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης, η εγγύηση μεταφέρεται στον αγοραστή για το υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης, υπό τον όρο ότι:

I - Παρέχεται το αρχικό τιμολόγιο.

II - Ο αρχικός προμηθευτής ενημερώνεται για την πώληση.

→ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων της συσκευής που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η LPG Systems υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη συσκευή ή/και τη χρήση της, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε οικονομικής ζημίας, απώλειας περιθωρίου, απώλειας χρήσης κ.λπ. Η παρούσα ρήτρα εφαρμόζεται βάσει οποιασδήποτε και κάθε νομικής βάσης.

Όποτε ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει ή να μην είναι εφαρμοστέος, η ευθύνη της LPG Systems θα περιορίζεται στην τιμή της συσκευής ή/και της επισκευής.

Η μη συμμόρφωση με τους γενικούς όρους της εγγύησης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και μετά τη λήξη της ενδέχεται να αποτελέσει αιτία απαλλαγής της LPG Systems από την ευθύνη της σε περίπτωση βλάβης που μπορεί να αποδοθεί στα παραδοθέντα προϊόντα.

Ο αγοραστής/χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση της συσκευής και θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται σε τρίτους, οι οποίες απορρέουν από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής ή/και από ακατάλληλη χρήση.

Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται υπεύθυνη η LPG Systems για τυχόν άυλες ή έμμεσες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμπορικών ή οικονομικών ζημιών, απώλειας κερδών, απώλειας εσόδων και ζημίας στην εικόνα του εμπορικού σήματος.

Η ευθύνη της LPG Systems για όλες τις αιτίες (με εξαίρεση τη σωματική βλάβη) περιορίζεται στο ποσό της τιμής της ελαττωματικής συσκευής.

Ο αγοραστής/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις συνταγογραφήσεις, την περίθαλψη και την ενημέρωση των πελατών/ασθενών του. Η ευθύνη της παροχής περίθαλψης από τον αγοραστή/χρήστη εντός της δομής του, ανήκει στον ίδιο και υπόκειται στην αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια.

Κατά συνέπεια, η LPG Systems δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη σε περίπτωση ακατάλληλης:

- 1- Χρήσης της συσκευής
- 2- Συνταγογράφησης
- 3- Πρωτοκόλλου
- 4- Περίθαλψης και τυχόν αντενδείξεων που δεν τηρούνται.

→ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας ηλεκτρονικά, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της εγγύησης:

<http://warranty.lpgsystems.com>

→ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ		
Η συσκευή CELLU M6® ENDERMOLAB / προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο ασθενής της CELLU M6® ENDERMOLAB / θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.		
Δοκιμή εκπομπών	Συμμόρφωση	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – οδηγίες
Εκπομπές ραδιοσυχνότητας CISPR 11	Ομάδα 1	Η συσκευή CELLU M6® ENDERMOLAB / χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνότητας μόνο για τις εσωτερικές λειτουργίες της. Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνότητας είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές.
Εκπομπές ραδιοσυχνότητας CISPR 11	Κλάση Β	Η συσκευή CELLU M6® ENDERMOLAB / μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών χώρων και χώρων που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κτίρια κατοικιών.
Εκπομπές αρμονικών IEC 61000-3-2	Κλάση Α	
Διακυμάνσεις τάσης και τρεμόπαιγμα IEC 61000-3-3	Συμμορφώνεται	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΤΡΩΣΙΑ				
Δοκιμή	Απαιτήσεις		Επίπεδο συμμόρφωσης	
Ηλεκτροστατική εκκένωση (DES) IEC 61000-4-2	± 8 kV στην επαφή ± 2/4/8/15 kV στον αέρα		± 8 kV στην επαφή ± 2/4/8/15 kV στον αέρα	
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM στα 1 kHz		10 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM στα 1 kHz	
Πεδία εγγύτητας συσκευών ασύρματης επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων IEC 61000-4-3	Συχνότητα (MHz)	Διαμόρφωση	Απαιτήσεις (V/m)	Συμμόρφωση (V/m)
	385	Παλμική διαμόρφωση: 18 Hz	27	27
	450	Παλμική διαμόρφωση: 18 Hz	28	28
	710 – 745 – 780	Παλμική διαμόρφωση: 217 Hz	9	9
	810 – 870 – 930	Παλμική διαμόρφωση: 18 Hz	28	28
	1720 – 1845 – 1970	Παλμική διαμόρφωση 217 Hz	28	28
	2450	Παλμική διαμόρφωση 217 Hz	28	28
	5240 – 5500 – 5785	Παλμική διαμόρφωση 217 Hz	9	9
Ηλεκτρικά ταχύ μετάβαση / ριπή IEC 61000-4-4	Καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος: ± 2 kV Καλώδια εισόδου/εξόδου: ± 1 kV Συχνότητα επανάληψης: 100 kHz		Καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος: ± 2 kV Καλώδια εισόδου/εξόδου: ± 1 kV Συχνότητα επανάληψης: 100 kHz	
Υπερτάσεις IEC 61000-4-5	Μεταξύ φάσεων: ± 0,5 kV, ± 1 kV Μεταξύ φάσεων και γείωσης ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV		Μεταξύ φάσεων ± 0,5 kV, ± 1 kV Μεταξύ φάσεων και γείωσης ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV	

→ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων εξ αγωγιμότητας IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V σε ζώνες ISM (Βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) και ερασιτεχνικές ζώνες ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz 80% AM στα 1 kHz	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V σε ζώνες ISM (Βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) και ερασιτεχνικές ζώνες ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz 80% AM στα 1 kHz
Μαγνητικό πεδίο συχνότητας δικτύου IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m
Βυθίσεις τάσης και διακοπές: IEC 61000-4-11	0% UT, 0,5 κύκλος Α 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° και 315° 0% UT, 1 κύκλος σε 0° 70% UT, 25/30 κύκλοι σε 0° 0% UT, 250/300 κύκλοι	0% UT, 0,5 κύκλος Α 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° και 315° 0% UT, 1 κύκλος σε 0° 70% UT, 25/30 κύκλοι σε 0° 0% UT, 250/300 κύκλοι

Η συσκευή Cellu M6® Endermolab i απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό χρήσης.

Οι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη των 30 cm από τη συσκευή σας, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η χρήση κεφαλών θεραπείας διαφορετικών από εκείνες που παρέχονται από την LPG Systems μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη στρωσία της συσκευής.

Η συσκευή Cellu M6® Endermolab i δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σε άλλες ιατρικές συσκευές ή να στοιβάζεται μαζί με άλλες ιατρικές συσκευές.

Η συσκευή Cellu M6® Endermolab i δεν διαχειρίζεται βασικές αποδόσεις.

Ενδέχεται να εμφανιστούν παρεμβολές κοντά σε εξοπλισμό που επισημαίνεται με το αναγραφόμενο σύμβολο: 



 **SIÈGE SOCIAL LPG SYSTEMS S.A.S.**

TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 90035 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - ΓΑΛΛΙΑ
ΤΗΛ.: +33 (0)4 75 78 69 00 - ΦΑΞ: +33 (0)4 75 42 80 85

ΔΙΕΘΝΩΣ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ECOLUCILES - BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - ΓΑΛΛΙΑ
ΤΗΛ.: +33 (0)4 92 38 39 00 - ΦΑΞ: +33 (0)4 92 96 09 65

