



Registrovaný koncept

NÁVOD K OBSLUZE

CELLU M6

Alliance® Lab - Medical

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte celý návod k obsluze

© LPG Systems 2024. LPG®, ENDERMOWEAR™ a ENDERMOLOGIE® jsou registrované ochranné známky společnosti LPG SYSTEMS.

Reprodukce, i částečná, je přísně zakázána.

GU 1603 - CZ
Vydání B2 - 01/2024



Gratulujeme vám k zakoupení zařízení CELLU M6 Alliance® Lab Medical. Tento model zahrnuje mnohaleté zkušenosti v oblasti výzkumu, návrhu a výroby systémů léčby kožních tkání. Můžete si naplno vyzkoušet technickou dokonalost a spolehlivost společnosti LPG Systems, která je lídrem v tomto odvětví. Abychom mohli neustále zajišťovat spokojenost našich zákazníků, je zařízení vybaveno specifickým softwarem navrženým pro zajištění spojení se serverem společnosti LPG Systems. Data získaná prostřednictvím tohoto softwaru umožňují společnosti LPG Systems poskytovat svým zákazníkům lepší služby v oblasti podpory a údržby. Tento návod k obsluze obsahuje pokyny k obsluze, základní pokyny k pravidelné údržbě a bezpečnostní pokyny.

Přístroj je určen k léčbě pojivové tkáně. Přístroj smí používat pouze odborník, který se zúčastnil školení výrobce poskytovaného společností LPG Systems nebo schváleným dodavatelem, pokud se nacházíte mimo Francii.

Pokud máte jakékoli pochybnosti týkající se obsluhy nebo údržby přístroje, neváhejte kontaktovat společnost LPG Systems prostřednictvím oddělení zákaznických služeb vašeho dodavatele.

+33 (0)4 75 78 69 00

UPOZORNĚNÍ

Aby mohla společnost LPG Systems lépe reagovat na požadavky a očekávání zákazníků, neustále hledá způsoby, jak zlepšit design a kvalitu svých produktů. Z tohoto důvodu může dojít k několika drobným rozdílům mezi vaším zařízením a položkou popsanou v této příručce.

→ OBSAH BALENÍ

- > Jedna jednotka CELLU M6 Alliance® Lab Medical
- > Jedna hlavice Alliance 80
- > Jedna hlavice Alliance 50
- > Jedna hlavice TR30
- > Jedna sada mikrotrysek a mikrohlavic
- > Jedna hlavice Ergolift
- > Dvě komory Ergolift (Lift20 a Lift10)
- > Jeden napájecí kabel
- > Jeden návod k vybalení a rychlý průvodce instalací
- > Jedna marketingová sada

Seznam příslušenství dodaných se zařízením:

V závislosti na verzi, kterou máte (viz sériové číslo na typovém štítku), nebudou některé protokoly aktivovány a jejich příslušenství nebude přiloženo.

Odstavce, které je popisují, se tedy dané verze netýkají (viz tabulka níže).

V případě jakýchkoli pochybností o funkci vašeho zařízení nebo sestavení do kompletní podoby se obraťte na poprodejní servis LPG Systems.

	Cellu M6 Alliance® Lab Medical	Cellu M6 Alliance® Lab Medical Plus	Cellu M6 Alliance® Lab Medical Premium
Alliance 80	✓	✓	✓
Alliance 50		✓	✓
TR30		✓	✓
Mikrotrysky a mikrohlavice		✓	✓
Ergolift			
Návod k vybalení a rychlý průvodce instalací	✓	✓	✓
Kabel	✓	✓	✓
Marketingová sada	✓	✓	✓

→ OBSAH

1. POPIS ZAŘÍZENÍ	5
2. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ	8
3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	12
4. ÚDRŽBA	18
5. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	28
6. TECHNICKÉ ÚDAJE	29
7. TERAPEUTICKÉ HLAVICE	30
8. ENDERMOWEAR™	45
9. VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	46
10. PŘÍLOHA: ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	50

UPOZORNĚNÍ

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické údaje produktu bez předchozího upozornění. Jakákoli reprodukce – i částečná – je zakázána. Všechny ilustrace v tomto návodu k obsluze jsou nezávazné.

→ POPIS ZAŘÍZENÍ

URČENÉ POUŽITÍ

Zařízení CELLU M6 Alliance® Lab Medical je určené k terapeutickým účelům.

Lze použít k:


1. Redukci sekundárního lymfedému paže po mastektomii
2. Zlepšení sekundárního lymfedému
3. Zlepšení lymfatického oběhu v ošetřované oblasti
4. Uvolnění menších svalových bolestí
5. Uvolnění svalových křečí
6. Dočasnému zlepšení lokálního krevního oběhu
7. Uvolnění dočasnou menší svalovou bolest spojenou s DOMS (zpožděná bolest svalů při nástupu)
8. Zlepšení lokálního oběhu při rehabilitaci popálenin
9. Snížení výskytu celulitidy a cirkumference ošetřovaných oblastí
10. Dočasné zlepšení lymfatického oběhu a lokálního krevního oběhu pro zlepšení trofiky pokožky v ošetřovaných oblastech
11. Zlepšení kvalitu pokožky, jizev a fibrózy
12. Zlepšení stárnutí pokožky (vrásky, jemné linky, ochabnutí pokožky, infiltrace tuků, pevnost, pružnost, pleť, tmavé kruhy a opuchlost)
13. Stimulaci fibroblastů (kolagen, elastin a syntéza kyseliny hyaluronové)

Zařízení mohou používat odborníci a fyzioterapeuti v nemocnicích, terapeutických centrech nebo institucích. Zařízení se musí používat pouze u dospělých pacientů jakéhokoli pohlaví a s maximální hmotností 135 kg. Je to nezávislé zařízení, které nelze kombinovat s jinými zařízeními. Zařízení mohou používat pouze odborníci vyškolení společností LPG Systems v oblasti používání zařízení. Zařízení není vhodné k domácímu použití.

PRINCIP FUNKOVÁNÍ:

Princip fungování zdravotnického zařízení CELLU M6 Alliance® Lab Medical spočívá v sací síle spojené s pohyby válečků/klapek terapeutických hlavice. Tyto hlavice se přikládají na zdravou pokožku pacienta a poté se jimi pohybuje po ošetřované oblasti, což provede odborník vyškolený společností LPG Systems.


→ ZAŘÍZENÍ CELLU M6 ALLIANCE® LAB MEDICAL



⚠ UPOZORNĚNÍ

Jednotka může fungovat, pouze pokud je připojena k elektrické síti pomocí napájecího kabelu, po zapnutí pomocí vypínače, a pokud svítí zelená kontrolka napětí. Po zapnutí jednotky počkejte několik sekund, než se na obrazovce zobrazí informace.

→ PŘÍSTUP K FILTRU



FILTR JE PŘÍSTUPNÝ NA BOKU BOXU

→ OVLÁDACÍ OBRAZOVKA

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA



PŘÍSTUP K USB PORTU



UKAZATEL NAPÁJENÍ

→ TERAPEUTICKÁ HLAVICE ALLIANCE 80

LED DIODY

TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ
PARAMETRŮKOLEČKO PRO NASTAVENÍ
POLOHY VÁLEČKU A KLAPKY

KRYT KLAPKY

MOTORIZOVANÝ VÁLEČEK A
KLAPKA


⚠ UPOZORNĚNÍ

Podrobné pokyny k používání dotykové obrazovky najdete v návodu k obsluze k dotykové obrazovce, kterou jste obdrželi během školení, a která je k dispozici v zákaznickém servisu.

→ TERAPEUTICKÁ HLAVICE ALLIANCE 50 A TR30



→ ADAPTÉR HLAVICE ERGOLIFT



Lze je připojit a odpojit jednoduchým zasunutím a vysunutím.

→ **NASTAVENÍ VÝŠKY**

Výšku stolu a zad lze nastavit pomocí ovládacích prvků na stole (viz obrázek).
Stiskněte odpovídající tlačítka.

TLAČÍTKO PRO
VYVÝŠENÍ ZAD

TLAČÍTKO PRO
VYVÝŠENÍ STOLU

TLAČÍTKO PRO
SNÍŽENÍ ZAD


TLAČÍTKO PRO
SNÍŽENÍ STOLU

→ **NASTAVENÍ PŘEDNÍ STRANY**

Přední stranu lze nastavit pomocí kloubového voliče.


Chcete-li nastavit přední stranu, posuňte volič do požadované polohy.

KLOUBOVÝ VOLIČ



→ KARTA

Zařízení CELLU M6 Alliance® Lab Medical je vybaveno dvěma odkládacími zásuvkami na různé terapeutické hlavice.



Tyto zásuvky lze posunovat na posuvné liště po celé délce stolu.

→ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Během používání elektrického zařízení se musí dodržovat všechna bezpečnostní opatření. Před použitím zařízení si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a opatření.

NEBEZPEČÍ – PRO MINIMALIZACI RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Po použití a před čištěním a údržbou vždy odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda napájecí napětí jednotky uvedené na typovém štítku odpovídá napětí elektrické sítě.
- Jednotka se musí zapojit pomocí přiloženého napájecího kabelu do uzemněné zásuvky v souladu s platnými elektrickými normami. S tímto zařízením se nesmí používat žádné elektrické adaptéry.
- Zajistěte, aby byla jednotka připojena do systému s diferenciální ochranou proti stejnosměrnému a střídavému proudu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Jakýkoli závažný incident s vaším zařízením se musí oznámit vašemu místnímu distributorovi LPG® a příslušnému správnímu orgánu.

→ VAROVÁNÍ

• PRO MINIMALIZACI RIZIKA POPÁLENÍ, POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

- Je-li zařízení připojeno k elektrické síti, nesmí být ponecháno bez dozoru.
- Pokud nebudete jednotku po delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání zařízení u dětí nebo v blízkosti dětí nebo zdravotně postižených osob.
- Nikdy nepoužívejte jednotku k jiným účelům, než které doporučuje společnost LPG Systems. Používejte pouze terapeutické hlavice dodávané s jednotkou nebo ty, které doporučuje společnost LPG Systems.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud:
 - Elektrický napájecí kabel nebo zásuvka jsou poškozené.
 - Zařízení nefunguje správně.
 - Zařízení je poškozené nebo spadlo / bylo upuštěno na zem.
 - Zařízení bylo vystaveno nadměrné vlhkosti.
 - Nehýbejte jednotkou taháním za napájecí kabel.
 - Napájecí kabel zcela odviňte a udržujte jej mimo teplé povrchy.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud nejsou ventilační otvory volné. Zkontrolujte, že ve ventilačních otvorech není prach nebo jinými nečistoty.
- Dávejte pozor na to, aby do jednotky nespadly nebo se nenasály pevné částice, tekutiny nebo jiné cizí předměty, protože by mohly způsobit poškození.
- Nikdy nepoužívejte zařízení na prašném, nerovném povrchu nebo ve vlhkém prostředí.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v přítomnosti aerosolů nebo kyslíku.
- Před odpojením jednotky od elektrického napájení uveďte všechny ovládací prvky do polohy „vypnuto“ a odpojte jednotku ze zásuvky. Odpojení jednotky znamená vypojení elektrické zástrčky z elektrické zásuvky.
- Je zakázáno upravovat toto zařízení bez předchozího povolení od výrobce.
- Je zakázáno používat komponenty nebo náhradní díly, které společnost LPG Systems nedoporučuje.

Vraťte zařízení do servisního střediska LPG Systems ke kontrole a opravě.

UPOZORNĚNÍ

Evropa VII-H05VVF3G1,50-C19; Itálie I/3/16-H05VVF3G1,50-C19; Švýcarsko 23G-H05VVF3G1,50-C19; Velká Británie BS13/13-H05VVF3G1,50-C19; Japonsko 498GJ-VCTF3X2.00-C19; USA, Kanada, Mexiko N5/15-SJT3X14AWG-C19 (připojení k nemocniční zásuvce v nemocničním prostředí).

→ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

Vaše zařízení používejte na zdravou pokožku. Před použitím zařízení je důležité si přečíst a dodržovat následující bezpečnostní opatření a kontraindikace.

- Nikdy se nedotýkejte pacienta a nechráněných kabelů nebo konektorů zařízení současně.
- Nikdy nepoužívejte adaptér jako terapeutickou hlavici a zamezte, aby se dostal do přímého kontaktu s pokožkou.
- Používejte pouze terapeutické hlavice dodávané s vaší jednotkou nebo hlavice doporučené společností LPG®.
- Nepoužívejte terapeutické hlavice přímo na pokožku. Noste oblek poskytovaný společností LPG Systems, ENDERMOWEAR™.
- Společnost LPG Systems nenese odpovědnost za jakékoli nevhodné použití zařízení.
- Nesprávné použití zařízení může způsobit poškození tkáně nebo bolest.
- Obsluha musí především dbát na pocity, které pociťuje ošetřovaná osoba.
- Obsluha musí zajistit, aby parametry (intenzita, sekvenčnost, diferenciál...) byly vždy přizpůsobené ošetřované kožní tkáni.
- Nevystavuje lůžko zatížení vyššímu než 135 kg.
- Nevystavuje odkládací přihrádku na hlavice zatížení vyššímu než 10 kg.
- Když se stůl používá bez dozoru, musí se nastavit do nejnižší polohy, aby se předcházelo riziku pádu.
- Po použití nastavte stůl do nejnižší polohy, aby se předcházelo riziku pádu.
- Neopírejte se, ani nesedejte na odkládací zásuvku.
- Během léčby nepoužívejte připojení USB.
- Nepoužívejte zařízení v nevhodných podmínkách prostředí (viz technické specifikace).
- Během ošetření se na lůžko doporučuje používat prostěradlo.
- Elektrická zástrčka se používá jako prostředek odpojení zařízení. Odpojení jednotky lze provést vypojením elektrické zástrčky z elektrické zásuvky.
- Umístěte zařízení tak, aby byla elektrická zásuvka vždy přístupná.
- Nikdy se nedotýkejte pacienta a konektorů hadic současně
- Nevystavuje terapeutické hlavice kontaktu s rostlinnými oleji

→ KONTRAINDIKACE

- Neprovádějte ošetření v oblasti otevřených ran, očí, dutin, sliznice, genitálií nebo bradavek.
- Toto zařízení se nedoporučuje používat u těhotných žen. Pokud je ošetřovaná žena těhotná, neošetřujte bederní a břišní oblast. O této léčbě se poraďte s lékařem.
- Neošetřujte pacienta s infekčním onemocněním, rostoucím nádorem, flebitidou, poraněním pokožky nebo infikovanou oblastí.
- Neošetřujte pacienta s rakovinou kůže, viditelným nádorem nebo jinými rakovinnými lézemi. Pokud má pacient anamnézu s nádorovým onemocněním nebo je v remisi, poraďte se s lékařem.
- Neošetřujte zanícené oblasti nebo jizvy bez konzultace s lékařem a bez školení LPG® na ošetřování postižených oblastí.
- Neošetřujte osoby s oběhovými problémy bez předchozí konzultace s lékařem a bez technického školení LPG® na ošetřování postižených oblastí.
- Neošetřujte pacienty s nevysvětlitelnou a trvalou bolestí bez předchozí konzultace s lékařem a bez technického školení LPG na ošetřování postižených oblastí.

→ KONTRAINDIKACE

- Neošetřujte pacienty po invazivním lékařském zákroku bez předchozí konzultace s lékařem nebo chirurgem, který zákrok provedl, a bez školení LPG® na ošetřování postižených oblastí.
- Abyste zabránili tvorbě modřin, buďte při stanovení úrovně citlivosti pacienta opatrní a nepoužívejte pacienty užívající antikoagulační léky.
- Pokud pacient pocítí bolest, okamžitě přerušete léčbu a poraďte se s lékařem.
- Toto zařízení by se nesmí používat na dermatózy, kožní vyrážky, opary, zánětlivé nebo infekční akné nebo vitiligo.
- Kvůli riziku rušení je důležité, aby odborník zajistil, že pacient není vybaven osobním lékařským zařízením, jako je kardiostimulátor. V takovém případě musí obsluha získat podrobnosti o daném zařízení, a ujistit se, že jakékoli rušení nebude mít vliv na správný průběh ošetření.
- Protože tento seznam není dlouhý, v případě pochybností vždy vyhledejte lékařskou radu.
- Podrobnější seznam indikací a kontraindikací najdete ve výcvikových příručkách.

UPOZORNĚNÍ

Jednotka obsahuje programy, které pomáhají obsluze dosahovat nejlepších očekávaných výsledků u každého léčeného případu. Za žádných okolností nelze tyto programy považovat za záruku úspěšné léčby, která se liší v závislosti na morfologii, fyziologii a stravovacích návycích každého pacienta.

→ ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

- Zařízení CELLU M6 Alliance® Lab Medical vyžaduje zvláštní péči týkající se EMC. Instalace a servis se musí provádět podle informací uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Ve vzdálenosti do 30 cm od zařízení se nesmí používat přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení, protože mohou zapříčinit nežádoucí činnost zařízení.
- Použití jiných ošetřovacích hlavice než těch, které dodává společnost LPG Systems, může mít za následek zvýšené emise nebo sníženou odolnost zařízení.
- Zařízení CELLU M6 Alliance® Lab Medical by se nemělo používat v blízkosti jiných zdravotnických zařízení ani se na ně nesmí pokládat.
- Zařízení CELLU M6 Alliance® Lab Medical negarantuje základní rozsah výkonu.
- V blízkosti zařízení označených tímto symbolem může dojít k rušení:



Více informací o elektromagnetické kompatibilitě naleznete v příloze „Elektromagnetická kompatibilita“.

→ TYPOVÝ ŠTÍTEK

Vaše jednotka je identifikována podle sériového čísla uvedeného na typovém štítku. Na typovém štítku je také uvedeno povolené napájecí napětí jednotky. Pokud budete kontaktovat společnost LPG Systems ohledně technického problému, uveďte sériové číslo zařízení CELLU M6 Alliance® Lab Medical.

Toto sériové číslo poskytuje informace o roku a měsíci výroby jednotky.

Písmeno označuje rok, kdy bylo zařízení vyrobeno.

Z = 2009, A = 2010, B = 2011 atd. Dvojcísle označuje měsíc výroby: 01 = leden; 02 = únor; 03 = březen; atd.

SÉRIOVÉ ČÍSLO



NAPĚTÍ,
FREKVENCE
A VÝKON

→ **TYPOVÝ ŠTÍTEK**

-  Tato ikona označuje, že jednotka byla prodána po 13. srpnu 2006. Podle směrnice 2002/96/ES zařízení nelze vyhodit spolu se standardním domovním odpadem, ale musí se zlikvidovat v recyklačním dvoře. Když zařízení dosáhne konce životnosti, musí se odevzdat do příslušného recyklačního dvora nebo vrátit prodejci. Tímto pomůžete životnímu prostředí a přispějete k ochraně přírodních zdrojů a ochraně lidského zdraví.
-  Tato ikona označuje, že některá konkrétní varování nebo bezpečnostní opatření spojená se zařízením nejsou na štítku.
-  Tento symbol znamená, že si před použitím zařízení musíte nastudovat doprovodné dokumenty.
-  Tento symbol označuje název a adresu výrobce.
-  Tento symbol znamená, že jsou v zařízení použité díly typu BF, které přicházejí do styku s pacientem. Tyto díly jsou elektricky izolovány od všech ostatních dílů zařízení. Tyto použité části jsou terapeutické hlavice.
-  Tento symbol znamená uložení zařízení na místě chráněném před nepříznivým počasím.
-  Tento symbol označuje teplotní limity.
-  Tento symbol označuje maximální povolené zatížení zařízení: 135 kg
-  Tento symbol označuje limity relativní vlhkosti.
-  Tento symbol znamená „Nebezpečí: vysoké napětí“.
-  Tento symbol znamená „Používejte na lékařský předpis“ (pouze pro USA).
-  Tento symbol označuje rok výroby.
-  Tento symbol znamená „Křehké, zacházejte opatrně“.
-  Tento symbol znamená ponechat zařízení ve vertikální poloze.
-  Tento symbol označuje neotáčet zařízení.
-  Tento symbol označuje limity atmosférického tlaku.
-  Tento symbol znamená „Nesedat“.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Typový štítek se nachází dole na zadní straně zařízení. Typové štítky se mohou lišit. Na zařízení je schválený typový štítek.

→ ČISTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Doporučuje se, abyste jednotku čistili co nejčastěji, a to nejen z hygienických a estetických důvodů, ale také proto, aby se udržovala v dobrém stavu a prodloužila se její životnost.

Pomocí vysavače s jemnou tryskou vyčistěte následující části:

- Vnitřek úložné zásuvky na hlavice.
- Vnitřek odkládací přihrádky na hlavice.
- Vnitřek dvířek filtru.

Pomocí vlhké houbičky očistěte následující části:

- Všechny vnější kryty.
- Hadice.
- Napájecí kabel.

Pomocí hadříku namočeného v malém množství čisticího prostředku bez obsahu alkoholu očistěte následující části:

- Ovládací obrazovka a ovládací panel.
- Vnitřek úložné zásuvky na hlavice.
- Vnitřek odkládací přihrádky na hlavice.
- Vnitřek dvířek filtru.

Pomocí antistatického hadříku nebo ubrousku vyčistěte:

- Dotykovou obrazovku.

Před prvním použitím proveďte údržbu terapeutických hlavic, viz kapitola „terapeutické hlavice“.


UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte agresivní prostředky, jako je aceton, trichloretylen nebo izopropylalkohol při 90°.

→ VÝMĚNA FILTRAČNÍCH PATRON

Zařízení obsahuje jednu filtrační patronu, která zajišťuje účinnost zařízení a prodlužuje jeho životnost.

Patronu vyměňte, jakmile se na ovládací obrazovce zobrazí varovná zpráva **(obr. 1)**.



OBR. 1



OBR. 2


Přejděte do nabídky „filter change“ (výměna filtru) následovně:

Vyberte nabídku „Údržba“ stisknutím označené ikony **(obr. 2)**.


Vyberte nabídku „filter“ (filtr) stisknutím označené ikony **(obr. 3)**.

Obrázovka „výměna filtru“ ukazuje, který filtr vyžaduje výměnu **(obr. 4)**.

Po výměně filtrační patrony vynulujte měřič filtru stisknutím označené ikony **(obr. 5)**.



OBR. 3



OBR. 4

STISKŇETE TUTO IKONU



OBR. 5



→ VÝMĚNA FILTRAČNÍCH PATRON

Zařízení obsahuje jednu filtrační patronu, která zajišťuje účinnost zařízení a prodlužuje jeho životnost. Patronu vyměňte, jakmile se na ovládací obrazovce zobrazí varovná zpráva.

Otevřete dvířka filtru. Odšroubujte filtrační patronu a vyměňte ji za novou. Kontaktujte zákaznickou podporu společnosti LPG Systems a požádejte o náhradní filtrační patrony, abyste měli k dispozici náhradní.



UPOZORNĚNÍ

Zařízení se nesmí používat bez filtru. Pokud není instalován filtr, zařízení vypněte.

→ PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ MOTORIZOVANÝCH TERAPEUTICKÝCH HLAVIC

Při připojování hlavice k hadici postupujte následovně:

Umístěte pojistný kroužek do polohy uzamknuto **(obr. 1)**.

Umístěte konec hadice tak, aby byl vodící trn na hadici zarovnan s drážkou na terapeutické hlavici **(obr. 2)**.


Zasuňte hadici do přípojky terapeutické hlavice, dokud nezacvakne na místo.



POLOHA



POLOHA



OBR. 1



OBR. 2

Při odpojování hlavice od hadice postupujte následovně.


Umístěte pojistný kroužek do polohy odemknuto **(obr. 3)**.

Vytáhněte zajišťovací kroužek směrem k hadici **(obr. 4)**.


Hadici opatrně vytáhněte táhnutím za bílý kroužek **(obr. 5)**.



OBR. 3



OBR. 4



OBR. 5

POLOHA
ODEMKNUTO

→ POKYNY K ODPOJENÍ HADICE

Hadici lze odpojit od boxu podle následujícího postupu:

- Odjistěte připojení otočením hliníkového kroužku (**obr. 1**).
- Zdvihněte hliníkový kroužek (**obr. 2**).
- Hadici opatrně vytáhněte vytažením za bílý kroužek (**obr. 3**).



OBR. 1



OBR. 2



OBR. 3




HADICE ODPOJENA

→ PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

Při připojování nebo odpojování adaptéru hadice postupujte podle pokynů v kapitole 4.4 Připojení/odpojení motorizovaných terapeutických hlavíc.

Připojení se provádí jednoduchým pohybem zasunutí/vytažení.



K adaptéru lze připojit pouze mikrohlavice a mikrotrysky.
Připojení se provádí jednoduchým pohybem zasunutí/vysunutí.



→ POKYNY K ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉHO KRYTU USB

Odstraňte ochranný kryt USB portu pomocí patřičného nástroje.



→ VÝMĚNA NAPÁJECÍHO KABELU

Pokud je napájecí kabel zařízení poškozený, požádejte o výměnu zákaznický servis LPG Systems.

Zákaznický servis LPG Systems:
+33(0)4 75 78 69 00

→ **ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ**

Výměna filtračních patron: Provedte, když se zobrazí varovná zpráva.

Výměna těsnících kapek: Provedte v okamžiku, kdy kapky neprovádějí správné ošetření pokožky. Měly by být vyměněny po každých 100 hodinách používání.

DATUM	POČET HODIN	PROVEDENÝ ÚKON

→ CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMU?

Pokud jednotka nefunguje správně, proveďte před kontaktováním zákaznických služeb následující kontroly:

- Je jednotka správně zapojena do elektrické sítě?
- Je síťová zásuvka pod napětím?
- Svítí vypínač?
- Jsou filtrační patrony čisté a správně instalované?
- Jsou hadice správně připojené?
- Je terapeutická hlavice správně připojená?
- Odpovídá připojená terapeutická hlavice hlavici zobrazené na obrazovce?

Pokud vše uvedené prověříte a závada nadále přetrvává, kontaktujte zákaznický servis LPG Systems nebo nejbližšího autorizovaného prodejce a uveďte model a sériové číslo zařízení.

Zákaznický servis LPG Systems:
+33 (0)4 75 78 69 00

→ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry D x Š x V:	208x68x147 cm
Čistá hmotnost:	192 kg
Maximální nastavení tlaku:	69 kPa (690 mbar)
Chlazení: mechanická ventilace zabudovaná do čerpadla	
Třída ochrany:	IP 20
Třída elektrické ochrany:	1
Wi-Fi:	5 Ghz b/g/n
Elektrické vlastnosti:	100-240V 50Hz 830W
	100-230V 60Hz 830W
Délka hadice Ergolift:	1,2 m
Délka hadice:	2,9 m

Vyzařovaný výkon:

Kanál b: 12.46 dBm

Kanál g: 9.33 dBm

Kanál n: 9.48dBm

BT 3.25 dBm

Vlastnosti provozního prostředí:

Teplota okolí: 10 až 30 °C pro běžný provoz.

Relativní vlhkost vzduchu: 30 až 75 % bez kondenzace.

Atmosférický tlak: 800 až 1050 hPa (při použití v běžně větrané místnosti)

Maximální nadmořská výška: 2 500 m

Vlastnosti prostředí pro přepravu a skladování:

Teplota: -20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost vzduchu: 10 až 90 % bez kondenzace.

Atmosférický tlak: 800 až 1050 hPa (při použití v běžně větrané místnosti)

Zařízení je vybaveno patentovanými terapeutickými hlavicemi (použité díly typu BF).

Zařízení CELLU M6 Alliance® Lab Medical je označeno  jako zdravotnický prostředek podle přílohy II nařízení 93/42/EHS (příslušné normy IEC 60601-1 vyd. 3 a souvisejících norem).

TERAPEUTICKÉ HLAVICE



Registrovaný koncept

→ OBSAH

POPIS HADICE ALLIANCE 80	32
POPIS HADICE ALLIANCE 50	34
POPIS HLAVICE TR30	36
POPIS ADAPTÉRU	37
POPIS HLAVICE ERGOLIFT	37
POPIS MIKROTRYSEK A MIKROHLAVIC	38
ÚDRŽBA	39

→ POPIS HLAVICE ALLIANCE 80

TLAČÍTKO START/STOP

TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ
PARAMETRŮ

Hlavici Alliance 80 lze použít
k ošetření těla metodou
Endermologie®.

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA

LED DIODY

KOLEČKO PRO
NASTAVENÍ
POLOHY VÁLEČKU
A Klapky

KRYT Klapky

KRYT Klapky

MOTORIZOVANÁ Klapka

MOTORIZOVANÝ VÁLEČEK

→ POPIS HLAVICE ALLIANCE 80

NASTAVENÍ POLOHY VÁLEČKU A KLAPKY

Hlavice Alliance 80 má nastavitelný doraz se 2 polohami k nastavení vzdálenosti mezi motorizovaným válečkem a tlumičem.

Když je volič ve vodorovné poloze, je nastavená maximální pohyblivost válečků.

Když je volič ve svislé poloze, je nastavená minimální pohyblivost válečků.

POLOHA PRO MINIMÁLNÍ
VZDÁLENOST



POLOHA PRO
MAXIMÁLNÍ
ODEMKNUTO

Chcete-li změnit nastavení pohyblivosti válečků, volič stlačte a otočte jím do požadované polohy podle obrázku níže:



→ POPIS HLAVICE ALLIANCE 50

Hlavici Alliance 50 lze použít k terapeutickému ošetření (fibróza, otoky, záněty, ...).

TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ
PARAMETRŮ

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA

TLAČÍTKO START/STOP

KOLEČKO PRO
NASTAVENÍ POLOHY
VÁLEČKU A KLAPKY


KRYT KLAPKY

MOTORIZOVANÁ KLAPKA

MOTORIZOVANÁ KLAPKA

TERAPEUTICKÁ KOMORA

MOTORIZOVANÝ VÁLEČEK




→ POPIS HLAVICE ALLIANCE 50

NASTAVENÍ POLOHY VÁLEČKU A KLAPKY

Hlavice Alliance 50 má nastavitelný doraz se 2 polohami k nastavení vzdálenosti mezi motorizovaným válečkem a klapkou.

Když je volič ve vodorovné poloze, je nastavená maximální pohyblivost válečků.

Když je volič ve svislé poloze, je nastavená minimální pohyblivost válečků.



Chcete-li změnit nastavení pohyblivosti válečků, otočte voličem do požadované polohy podle obrázku níže:



→ POPIS HLAVICE TR30


TLAČÍTKO START/STOP

TLAČÍTKA PRO
NASTAVENÍ PARAMETRŮ


TĚSNÍCÍ KLAPKA

MOTORIZOVANÉ VÁLEČKY

UZAMYKACÍ MECHANISMUS VÁLEČKŮ



→ POPIS HLAVICE ERGOLIFT




→ POPIS KOMOR ERGOLIFT

Komoru Ergolift Lift 20 lze použít k ošetření velkých ploch s jemnými tkáněmi a citlivé oblasti. Komoru Ergolift Lift 10 lze použít k ošetření malých oblastí, kontur očí a rtů, rukou a prstů.




Lift 20
Terapeutická
komora
s odnímatelnou
klapkou



Lift 10
Terapeutická
komora
s odnímatelnou
klapkou

K hlavici Ergolift lze připojit pouze nástavce LIFT 20 a LIFT 10. Lze je připojit a odpojit jednoduchým zasunutím a vysunutím.



→ POPIS MIKROHLAVIC A MIKROTRYSEK



→ ÚDRŽBA

Z hygienických důvodů ošetřovací hlavice po každém použití očistěte pomocí antiseptických ubrousků napuštěných baktericidním a fungicidním roztokem.

Zvláštní pozornost věnujte údržbě částí, které jsou v kontaktu s pacientem.

HLAVICE ALLIANCE 80

1. Demontujte těsnicí klapky (2 horní klapky a 1 spodní klapka), jak je znázorněno na níže uvedených obrázcích **(obr. 1 až 4)**.
2. Důkladně čistěte po dobu nejméně jedné minuty pomocí ubrousků, jak je popsáno níže:
 - a) Klapky a jejich pouzdro **(obr. 5 až 7)**
 - b) Pouzdro na obou stranách válečků (otočte hlavu, ručně otáčejte válečky, abyste vyčistili celý povrch) **(obr. 8)**
 - c) Motorizovanou klapku (neuvádějte motorizovanou klapku do pohybu) **(obr. 9 a 10)**.
 - d) Patku.
3. Znovu instalujte těsnicí klapky.
4. Vyčistěte úložnou zásuvku pomocí ubrousků LPG a poté do ní uložte hlavice.



Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8

Obr. 9



Obr. 10

→ ÚDRŽBA

HLAVICE ALLIANCE 50


1. Demontujte těsnicí klapky (2 horní klapky a 1 spodní klapka), jak je znázorněno na níže uvedených obrázcích **(obr. 1 až 4)**.
2. Důkladně utírejte po dobu nejméně jedné minuty pomocí ubrousků, jak je popsáno níže.
 - a) Klapky a jejich pouzdro **(obr. 5 až 7)**
 - b) Pouzdro na obou stranách válečků (otočte hlavu, ručně otáčejte válečky, abyste vyčistili celý povrch) **(obr. 8)**
 - c) Motorizovanou klapku (neuvádějte motorizovanou klapku do pohybu) **(obr. 9 a 10)**.
 - d) Patku.
3. Znovu instalujte těsnicí klapky.
4. Vyčistěte úložnou zásuvku pomocí ubrousků LPG a poté do ní uložte hlavice.



Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10

⚠ UPOZORNĚNÍ

Neuvádějte motorizovanou klapku manuálně do pohybu.

→ ÚDRŽBA

HLAVICE TR30

1. Demontujte těsnicí klapky, jak je znázorněno na níže uvedených obrázcích **(obr. 1)**.
2. Důkladně čistěte po dobu nejméně jedné minuty pomocí ubrousků, jak je popsáno níže:
 - a) Klapky a jejich pouzdro **(obr. 2 a 3)**.
 - b) Pouzdro na obou stranách válečků (otočte hlavu, ručně otáčejte válečky, abyste vyčistili celý povrch) **(obr. 4)**
 - c) Patku
3. Znovu instalujte těsnicí klapky.
4. Vyčistěte úložnou zásuvku pomocí ubrousků LPG a poté do ní uložte hlavice.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

→ ÚDRŽBA

MIKROHLAVICE A MIKROTRYSKY

1. Odpojte mikrohlavice a mikrotrysky od adaptéru.
2. Pro mikrohlavice použijte přiložený speciální nástroj (**obr. 1 a 2**).
3. Po dobu alespoň 1 minuty důkladně očistěte válečky, těsnění, terapeutickou komoru, mikrohlavice, demontážní nástroj a mikrotrysky pomocí LPG® ubrousků namočených v baktericidním a fungicidním roztoku (**obr. 3**).
4. Instalujte zpět válečky a zkontrolujte, zda se volně otáčejí.
5. K čištění mikrohlavic použijte bavlněnou tkaninu namočenou ve stejném roztoku.
6. Vyčistěte úložnou zásuvku pomocí ubrousků LPG® a poté do ní uložte hlavice.



OBR. 1



OBR. 2



OBR. 3

→ ÚDRŽBA

DEZINFEKCE MIKROHLAVIC A MIKROTRYSEK

Motorizované terapeutické hlavice (Alliance 80, Alliance 50 a TR30) je nutné používat s oblekem Endermowear™. Nemotorizované terapeutické hlavice (mikrotrysky a mikrohlavice) lze v určitých případech použít přímo na pokožku.

V těchto případech se musí hlavice dezinfikovat po každém použití:

1. Postupujte podle výše uvedeného postupu údržby.
2. Namočte válečky, mikrohlavice, demontážní nástroj a mikrotrysky do dezinfekčního prostředku na 12 minut při 20 °C, jak je doporučeno na obalu dezinfekčního prostředku.
3. Klapku a terapeutickou komoru po dobu alespoň 1 minuty opatrně opláchněte sterilní nebo pitnou vodou pomocí velkého množství vody (přibližně 8 litrů). Tento proces proveďte celkem 3krát.
4. Jednotlivé části osušte.
5. Předem vyčistěte úložnou zásuvku pomocí LPG® ubrousků a poté do ní vložte hlavici.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Použijte dezinfekční prostředek s aktivní složkou orto-ftalaldehydem (OPA). Před použitím dezinfekčního prostředku si přečtěte a dodržujte doporučení, kontraindikace a varování týkající se tohoto prostředku. Přečtěte si pokyny k použití tohoto prostředku. Všechny postupy popsané v této kapitole se musí provádět, když je přístroj vypnutý a odpojený od napájecího kabelu. Nepoužívejte agresivní prostředky, jako je aceton, trichloretylen nebo izopropylalkohol, ani abrazivní houbičky.

→ ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ HLAVICE ERGOLIFT A KOMOR ERGOLIFT

Z hygienických důvodů proveďte údržbu ošetřovacích hlavic po každém použití pomocí antiseptických ubrousků napuštěnými baktericidním a fungicidním roztokem. Zvláštní pozornost věnujte čistotě částí, které jsou v kontaktu s pacientem.

1. Odpojte komoru od ošetřovací hlavy Ergolift **(obr. 1)**.
2. Vyjměte klapku pomocí speciálního nástroje. **(obr. 2)**.
3. Důkladně očistěte komoru Ergolift, klapku a nástroj po dobu nejméně jedné minuty pomocí ubrousků, jak je popsáno níže. **(obr. 3)**.
4. Vložte klapku zpět do komory Ergolift podle stejných kroků v opačném pořadí **(obr. 4)**.



→ ÚDRŽBA

DEZINFEKCE KOMOR ERGOLIFT

Hlavice Ergolift je v přímém kontaktu s pokožkou pacienta. V určitých případech se musí dezinfikovat po každém použití.

1. Postupujte podle výše uvedeného postupu čištění.
2. Namočte klapku a komoru Ergolift do dezinfekčního prostředku OPA na 12 minut při 20 °C podle doporučení na obalu dezinfekčního prostředku.
3. Klapku a komoru Ergolift opatrně opláchněte sterilní nebo pitnou vodou po dobu nejméně 1 minuty velkým množstvím vody (přibližně 8 litrů). Tento proces proveďte celkem 3krát.
4. Vysušte klapku a komoru Ergolift.
5. Vyčistěte úložnou zásuvku antiseptickými ubrousky, poté do ní vložte klapku a komoru Ergolift.

→ ENDERMOWEAR™

Oblek LPG Endermowear™ je dostupný v několika velikostech pro muže a ženy a byl speciálně navržen pro ošetření těla. Je určen k osobnímu použití, zaručuje hygienu a jeho neprůhledné části zakrývají intimní partie pacienta během léčby. Unikátní materiál obleku Endermowear™ zaručuje vynikající přilnavost k pokožce, což usnadňuje pohyb ošetrovací hlavičky.

Výrobky jsou dodávány v taštičce, kterou si zákazník může přizpůsobit a uvést své jméno na etiketu. Oblek se stane majetkem zákazníka a lze jej použít na několik terapeutických sezení. Z estetických a hygienických důvodů by se měl po každém použití umýt. Přečtěte si pokyny k praní uvedené na štítku taštičky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Používání agresivních prostředků, jako je aceton, trichloretylen nebo alkohol při 90 °, abrazivních houbiček, ultrazvukových nebo UV lamp je přísně zakázáno. Všechny vyčištěné a/nebo dezinfikované hlavičky by vložte do úložné zásuvky, aby nedošlo k záměně. Použijte dezinfekční prostředek s aktivní složkou orto-ftalaldehydem (OPA). Před použitím dezinfekčního prostředku si přečtěte a dodržujte doporučení, kontraindikace a varování týkající se tohoto prostředku. Přečtěte si pokyny k použití tohoto prostředku. Všechny postupy popsané v této kapitole se musí provádět, když je přístroj vypnutý a odpojený od napájecího kabelu.

→ VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zakoupili jste zařízení od společnosti LPG Systems nebo autorizovaného distributora společnosti LPG Systems. Před použitím zařízení je odpovědností kupujícího/uživatele zjistit požadované podmínky a odbornou kvalifikaci u místních úřadů.

Zakoupení tohoto zařízení znamená zákonné přijetí těchto všeobecných záručních podmínek kupujícím/odborníkem. Pokud jste zařízení zakoupili od autorizovaného distributora společnosti LPG Systems, měl by se kupující/uživatel řídit záručními podmínkami dodavatele. Tyto podmínky nemohou žádným způsobem zvyšovat závazky přijaté společností LPG® v rámci těchto současných záručních podmínek.

Záruka může být zaregistrována a je platná pouze v případě, že byl záruční list řádně vyplněn a předán společnosti LPG Systems do dvou týdnů od dodání zařízení, bez ohledu na zemi. Záruční listy, které jsou vyplněny pouze částečně, budou zamítnuty. Na zařízení se vztahuje záruka na výrobní vady a vady materiálu.

Záruka se vztahuje jedno z následujících dvou období, které nastane dříve: dva (2) roky NEBO dva tisíce (2000) provozních hodin od data vystavení faktury. Během tohoto období se společnost LPG Systems zavazuje bezplatně a co nejdříve vyměnit nebo opravit jakoukoli část zařízení, kterou společnost

LPG Systems uzná za vadnou, avšak se společnost LPG Systems nezavazuje k výměně celého zařízení.

Tato záruka se nevztahuje na cestovní a životní náklady našich techniků a náklady na přepravu zařízení nebo dílů do a z poprodejněho servisu. Při výměnách a opravách prováděných v rámci této záruky, s nebo bez imobilizace zařízení, nedojde k prodloužení záruční doby.

Vyměněné díly se stávají majetkem společnosti LPG Systems nebo autorizovaného distributora. Za ztrátu použití se nevyplácí žádná náhrada. V souladu s dalšími níže uvedenými podmínkami platí záruka, pokud kupující / profesionální uživatel povolil LPG® provést nezbytné opravy.

→ VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vyloučení záruky:

- Poškození během přepravy. Přeprava zařízení a/nebo náhradních dílů je na vlastní riziko příjemce. Před převzetím zásilky je odpovědností příjemce ověřit stav zboží a uplatnit nárok vůči přepravní společnosti způsobem obvyklým v zemi dodání.
- Nedodržení pokynů k instalaci a provozu, neprovedení údržby a/nebo nedbalosti během údržby zařízení a/nebo filtračních patron, připojení k vadnému napájecímu zdroji nebo neuzemněné elektrické zásuvce nebo napájecímu zdroji, jehož napětí je odlišné od napětí uvedeného na zařízení.
- Úpravy, montáž příslušenství nebo demontáž zařízení.
- Jakákoli operace a/nebo zásah neuvedený v návodu k obsluze společnosti LPG Systems a provedený na zařízení kupujícím/uživatelem a/nebo jakoukoli stranou nepověřenou společností LPG Systems.
- Použití spotřebního materiálu, náhradních dílů, nevhodných součástí nebo dílů, které nedodává společnost LPG Systems.
- Ucpání zařízení nasátím cizího předmětu.
- Běžné opotřebení kterékoli z částí zařízení v důsledku běžného používání.
- Poškození nebo závada v důsledku náhodných událostí (pády, nárazy, ...) Poškození nebo závada v důsledku přírodních katastrof (blesk, poškození vodou, ...) Požár, nedbalost nebo nesprávné používání.

Pokud je zařízení prodáno před koncem záruční doby, záruka se převádí kupujícímu po zbývajících dobu platnosti záruky za podmínky, že:

I- Je předána originální faktura.

II- Původní prodejce je informován o prodeji.

→ VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka je omezena na výměnu součástí zařízení, které splňují podmínky popsané výše. Společnost LPG za žádných okolností nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody v důsledku nebo v souvislosti se zdravotnickým prostředkem a/nebo jeho používáním, včetně jakýchkoli finančních ztrát, ztráty marže, ztráty možnosti užívání atd. Toto ustanovení platí pro jakýkoli a každý právní základ.

Ve všech případech, kdy výše uvedené omezení nemusí být použitelné nebo vymahatelné, bude odpovědnost společnosti LPG omezena na cenu zdravotnického prostředku a/nebo služby.

Nedodržení všeobecných záručních podmínek během záruční doby a po jejím uplynutí může představovat důvod k vyloučení odpovědnosti společnosti LPG Systems v případě vzniku poškození, které lze připsat dodaným produktům.

Kupující/uživatel je odpovědný za používání zdravotnického prostředku a přebírá plnou odpovědnost za jakékoli škody včetně škod způsobených třetími stranami, které vzniknou v důsledku nedodržení návodu k obsluze zdravotnického prostředku a/nebo v důsledku nesprávného použití.

Společnost LPG SYSTEMS nenese za žádných okolností odpovědnost za jakékoli nehmotné nebo nepřímé škody, včetně jakýchkoli obchodních nebo finančních ztrát, ušlého zisku, ztráty výdělků a poškození jména značky.

Odpovědnost společnosti LPG SYSTEMS se ve všech případech (kromě ublížení na zdraví) omezuje na cenu vadného zdravotnického prostředku.

Kupující/uživatel nese výhradní odpovědnost za své předpisy, ošetření a informace poskytované svým zákazníkům/pacientům. Odpovědnost za poskytování ošetření kupujícím/uživatelem v rámci své koncepce nese kupující/uživatel a je předmětem jeho výlučného uvážení.

V důsledku toho není společnost LPG Systems v žádném případě odpovědná v případě nevhodného:

- 1- používání zařízení
- 2- předpisu
- 3- protokolu
- 4- ošetření a nerespektování jakýchkoli kontraindikací

→ AKTIVACE ZÁRUKY

Záruku můžete aktivovat online na naší webové stránce se zárukou:

<http://warranty.lpgsystems.com>

10

→ PŘÍLOHA: ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

TABULKA 1: SMĚRNICE A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE - ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE		
Zařízení CELU M6 ALLIANCE® MEDICAL je určeno k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo pacient zařízení CELU M6® ALLIANCE by se měl ujistit, že se v takovém prostředí používá.		
Zkouška emise	Shoda	Směrnice o elektromagnetickém prostředí
RF emise CISPR 11	Skupina 1	Zařízení CELU M6 ALLIANCE® MEDICAL využívá vysokofrekvenční energii pouze v rámci svých interních funkcí. Proto jsou jeho RF emise velmi nízké a je nepravděpodobné, že by způsobovaly rušení elektronických zařízení v blízkosti.
RF emise CISPR 11	Třída B	Zařízení CELU M6 ALLIANCE® MEDICAL lze používat ve všech zařízeních, včetně obytných prostor a prostor, které jsou přímo připojeny na veřejnou nízkonapěťovou elektrickou síť, která napájí obytné budovy.
Harmonické emise IEC 61000-3-2	Třída A	
Kolísání napětí a kmitání IEC 61000-3-3	Vyhovuje	

TABULKA 2: ZKOUŠKA				
Odolnosti	Požadavky		Úroveň shody	
Elektrostatický výboj (DES) IEC 61000-4-2	± 8 kV při kontaktu ± 2/4/8/15 kV vzduchem		± 8 kV při kontaktu ± 2/4/8/15 kV vzduchem	
Vyzařované RF elektromagnetické pole IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM při 1kHz		10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM při 1kHz	
Blízká pole vyzařovaná vysokofrekvenčními bezdrátovými komunikačními zařízeními IEC 61000-4-3	Frekvence [MHz]	Modulace	Požadavky [V/m]	Shoda [V/m]
	385	Pulzní modulace: 18 Hz	27	27
	450	Pulzní modulace: 18 Hz	28	28
	710 – 745 – 780	Pulzní modulace: 217 Hz	9	9
	810 – 870 – 930	Pulzní modulace: 18 Hz	28	28
	1720 – 1845 – 1970	Pulzní modulace 217 Hz	28	28
	2450	Pulzní modulace 217 Hz	28	28
	5240 – 5500 – 5785	Pulzní modulace 217 Hz	9	9
Rychlé elektrické přechodové jevy / skupiny impulsů IEC 61000-4-4	Elektrické vedení: ± 2 kV vstupní/výstupní linky: ± 1 kV Frekvence opakování: 100 kHz		Elektrické vedení: ± 2 kV vstupní/výstupní linky: ± 1 kV Frekvence opakování: 100 kHz	
Proudové rázy IEC 61000-4-5	Mezi fázemi: ± 0,5 kV, ± 1 kV Mezi fázemi a zemí ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV		Mezi fázemi ± 0,5 kV, ± 1 kV Mezi fázemi a zemí ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV	

→ PŘÍLOHA: ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Vedené RF rušení IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V v pásmech ISM a amatérských rádiových pásmech mezi 0,15 MHz a 80 MHz 80 % AM při 1 kHz	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V v pásmech ISM a amatérských rádiových pásmech mezi 0,15 MHz a 80 MHz 80 % AM při 1 kHz
Magnetické pole síťového kmitočtu IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m
Poklesy a přerušení napětí: IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklu při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT; 1 cyklus při 0° 70 % UT; 25/30 cyklů při 0° 0 % UT; 250/300 cyklů	0 % UT; 0,5 cyklu při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT; 1 cyklus při 0° 70 % UT; 25/30 cyklů při 0° 0 % UT; 250/300 cyklů



 **SÍDLO: LPG SYSTEMS S.A.S.**
TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 900 35 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCIE
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

MEZINÁRODNÍ/MARKETING
ECOLUCIOLES - BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCIE
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

