



Modelo patentado

GUÍA DE UTILIZACIÓN

mobilift® M6 S

**Antes de usar su aparato lea atentamente
esta guía de utilización.**

© LPG Systems 2024. LPG, Endermolift y Mobilift® M6 são marcas registradas de LPG.
Queda terminantemente prohibida toda reproducción, incluso parcial.

GU 1303-ES_ind A1
Edición de 01/24



Enhorabuena por la compra de su Mobilift M6 S.

Este modelo es el fruto de muchos años de experiencia en el diseño y producción de aparatos para el tratamiento de tejido cutáneo. Usted podrá apreciar plenamente la perfección técnica y la fiabilidad que han hecho que LPG Systems sea el líder de este campo. En esta guía de utilización encontrará la descripción del funcionamiento, instrucciones para el mantenimiento básico que debe realizarse periódicamente y las normas de seguridad.

Le recordamos que el aparato ha sido diseñado para el tratamiento del tejido conjuntivo. Únicamente deberá utilizarlo un profesional que haya asistido previamente a la formación del fabricante impartida por LPG Systems, o un distribuidor autorizado en caso de residir fuera de Francia.

Ante la mínima duda sobre el funcionamiento o el mantenimiento de su aparato, no dude en ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su distribuidor.

ATENCIÓN

Para responder mejor a las necesidades y expectativas de sus clientes, LPG Systems está siempre buscando mejoras en el diseño y la calidad de sus productos. Por ello es posible que haya algunas diferencias mínimas entre su aparato y el que se describe en esta guía.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Un aparato Mobilift M6 s
- Un cabezal Ergolift
- Dos cámaras de tratamiento (TML 10 et TML 20)
- Un cable de alimentación
- Una guía de utilización
- Un entorno PLV

ATENCIÓN

Folleto de desembalaje que debe guardar.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin notificación previa. Queda prohibida toda reproducción, incluso parcial. Todas las ilustraciones de esta guía de utilización no son contractuales.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL APARATO	4
DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS	6
PRECAUCIONES DE USO	7
MANTENIMIENTO	10
CABEZAL ERGOLIFT	16
ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO	19
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20
GARANTÍA	21
CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA	22
ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA	24

MOBILIFT® M6 S

TUBO FLEXIBLE

CAJA FILTRO

PARTE FRONTAL DEL
PANEL TÁCTIL

CÁMARA DE
TRATAMIENTO

CABEZAL ERGOLIFT

SOPORTE ACCESORIOS



⚠ ATENCIÓN

El aparato sólo puede funcionar cuando está unido a la red eléctrica mediante su cable de alimentación y el interruptor de puesta bajo tensión está de color verde.

Durante el encendido de su aparato espere unos segundos antes de la aparición de las primeras informaciones en su pantalla.

LE MOBILIFT® M6 S (CONTINUACIÓN)



→ PANTALLA DE CONTROL



INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO

PANEL TÁCTIL

AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE TRATAMIENTO

→ CABEZAL ERGOLIFT

CABEZAL ERGOLIFT

CÁMARA DE TRATAMIENTO

ALETAS



→ NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Conviene siempre mirar las precauciones de uso de un aparato eléctrico incluyendo las siguientes: Leer todas las instrucciones antes de la utilización del aparato.

PELIGRO - PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE CORTO-CIRCUITO:

- Desenchufar siempre el aparato de la toma eléctrica después de su utilización y antes de la limpieza.
- Verificar que la tensión del aparato indicada en la placa de señalización corresponde a la tensión nominal de la toma sector.
- El aparato debe estar imperativamente unido por medio del cable a una toma tierra mural que cumpla la normativa vigente. No debe usarse ningún adaptador con este aparato.

→ ADVERTENCIA :

- PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, CORTO-CIRCUITO O DE LESIONES A LAS PERSONAS:

- Un aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras esté enchufado.
- Desenchufar el aparato cuando vaya a estar parado durante periodos largos de tiempo y siempre antes del cambio de piezas.
- Es necesario vigilar atentamente el aparato mientras se utiliza sobre todo cuando niños y personas discapacitadas se encuentren cerca. No utilizar el aparato para otros fines que no sean los establecidos por LPG Systems. No utilizar piezas que no sean las recomendadas por LPG Systems.
- No utilizar nunca el aparato si los cables o la toma de corriente están estropeados, si no funcionan correctamente, si se ha caído, averiado o se ha humedecido excesivamente, en dichos casos se devolverá el aparato al centro de servicios de LPG Systems para que sea revisado y reparado.
- No desplazar el aparato tirando del cable.
- Desenrollar por completo el cable de su soporte y mantenerlo alejado de las zonas calientes.
- No utilizar nunca el aparato si las aireaciones están obstruidas. Mantener siempre las aperturas libres de polvo y similares.
- No introducir ningún objeto en las aperturas ni aspirar cuerpos sólidos y/o líquidos que estropearían el aparato.
- No utilizar el aparato en zonas de mucho polvo, desniveles, en zonas húmedas o expuesto a la intemperie.
- No utilizar el aparato en presencia de productos tales como aerosoles (vaporizadores) o de oxígeno.
- Para desenchufar el aparato colocar todos los dispositivos en posición de apagado y después desenchufar.
- Está prohibido modificar el aparato sin previa autorización del fabricante.

⚠ ATENCIÓN

11 Europe VIIG-H05VVF3G0,75-C13; Italy I/3/16-H05VVF3G0,75-C13; Switzerland 12G-H05VVF3G0,75-C13; UK BS13/13-H05VVF3G0,75-C13; Japan 498GJ-VCTF3X1,25-C13; USA, Canada, Mexico N5/15-SJT3X18AWG-C13

→ PRECAUCIONES DE USO

ATENCIÓN: CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES.

Su aparato está destinado a ser utilizado sobre piel sana y en buen estado de salud. Es importante leer y seguir todas las precauciones de uso y las contraindicaciones que se exponen a continuación antes de utilizar el aparato.

- Notocarnuncasimultaneamentealclienteylos cables de conexión no protegidos del aparato.
- No utilizar los cabezales motorizados para hacer tratamientos capilares.
- Utilizar únicamente los cabezales entregados con el aparato o aconsejados por LPG.
- LPG declina toda responsabilidad en caso del mal uso de los aparatos y de sus componentes.
- El usuario deberá prestar especial atención a las sensaciones que experimente la persona tratada.
- El usuario deberá asegurarse de que los parámetros de (intensidad, secuencialidad, diferencial, etc...) están siempre adaptados a las zonas cutáneas a tratar.
- No utilizar las conexiones USB y ethernet durante el tratamiento.
- No poner el aparato en funcionamiento fuera de los límites medioambientales especificados (ver especificaciones técnicas).

→ COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

- El Mobilift M6 S utiliza la energía RF únicamente para sus funciones internas. En consecuencia, estas emisiones RF son muy débiles y no son en ningún caso susceptibles de provocar en un aparato electrónico cercano.
- El Mobilift M6 S se puede utilizar en todos los establecimientos, comprendidos también las zonas domésticas y en todas aquellas zonas conectadas a una red pública de alimentación eléctrica de baja tensión, alimentando edificios de uso doméstico.
- El Mobilift M6 S debe instalada sobre suelo de madera, cemento o baldosa de cerámica. Si el suelo está recubierto de material sintético es necesario que la humedad relativa sea de al menos 30%.
- El Mobilift M6 S debe estar conectado a una red eléctrica en la que la calidad sea equivalente a la de un entorno típico comercial o hospitalario.
- Si el usuario del Mobilift M6 S exige el funcionamiento continuo durante los cortes de la red de alimentación eléctrica, se recomienda alimentar a partir de una batería.
- Los aparatos portátiles y móviles RF no deben ser utilizados demasiado cerca del Mobilift M6 S, comprendidos los cables.
- Las interferencias se pueden producir cerca de aparatos marcados con el siguiente símbolo:



⚠ ATENCIÓN

Está estrictamente prohibido modificar el dispositivo sin el permiso de LPG.

→ CONTRAINDICACIONES

- No tratar las heridas abiertas, los ojos, las zonas intracavitarias, las mucosas, los genitales ni los pezones.
- No tratar a clientes que presenten una patología infecciosa, un tumor evolutivo, una flebitis, una herida o una zona infectada.
- No tratar a ningún cliente afectado por cáncer de piel, tumor u otra lesión cancerosa. En caso de antecedentes de tumor y reemisión, consultar con el médico que lleve el tratamiento.
- No tratar zonas inflamadas o hinchadas, ni las cicatrices de cirugías recientes sin consultar con el médico y sin informar al servicio técnico de LPG del campo afectado.
- No tratar a personas que presenten problemas circulatorios sin solicitar previamente el consejo del médico que trata dicha dolencia.
- No tratar a clientes que presenten un dolor inexplicado y persistente sin consultar con el médico y sin formación en la técnica LPG® del ámbito correspondiente.
- No tratar a clientes después de un tratamiento médico invasivo sin consultar con el médico o el cirujano que haya efectuado el tratamiento y sin formación en la técnica LPG® del ámbito correspondiente.
- Esta lista no es exhaustiva; por tanto, consulte sistemáticamente con el médico de cabecera en caso de duda.
- Detener de inmediato el tratamiento si el paciente experimenta dolor y consultar a un médico.
- Este aparato no debe ser utilizado sobre erupciones cutáneas, herpes, acné irritado o infectado, ni vitíligo.
- Debido al riesgo de posibles interferencias, es importante que el profesional se asegure de que el cliente no lleva puesto un dispositivo médico personal, como un estimulador cardíaco. En caso afirmativo, debe informarse sobre el dispositivo en cuestión para asegurarse de que el uso del aparato no se verá alterado por eventuales interferencias.
- Para evitar cualquier riesgo de contusión, ser prudente cuando se trate de determinar el nivel de sensibilidad del cliente y excluir a los clientes que tomen medicamentos anticoagulantes.
- Si desea una lista más detallada de los indicaciones y contraindicaciones de la técnica ENDERMOLIFT, consulte los manuales de formación.

⚠ ATENCIÓN


Este aparato contiene programas destinados a guiar al usuario con vistas a la obtención de los mejores resultados esperados en función de cada caso tratado. En ningún caso constituyen una garantía de éxito de la aplicación de los tratamientos, que varía según la morfología, fisiología y comportamiento alimenticio de cada paciente.

→ PLACA DE CARACTERÍSTICAS

El aparato se identifica mediante un número de serie que figura en la placa de características.

Esta placa también indica la tensión de alimentación del aparato.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio técnico de LPG Systems por un problema técnico, indique el número de serie de su MOBILIFT M6 S.



Este número de serie le informa sobre el año y mes de fabricación de su aparato.

La letra indica el año de fabricación: Z=2009, A=2010, B=2011...

Mientras que los dos dígitos indican el mes de producción: 01=enero, 02=febrero, 03=marzo...

Este pictograma significa que el aparato salió al mercado después del 13 de agosto de 2006. De acuerdo con la Directiva 2002/96/CE, no puede desecharse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe ser objeto de una recogida selectiva adecuada. Cuando su aparato deje de funcionar, debe llevarlo a un punto de recogida de residuos adecuado o a su distribuidor. Así usted estará realizando una acción por el medio ambiente y contribuirá a la conservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.

Este pictograma significa que ciertos avisos o precauciones específicos asociados a este dispositivo no se encuentran en la placa.

Este pictograma significa que debe consultar obligatoriamente los documentos adjuntos antes de utilizar su aparato.

Este pictograma significa almacenar al resguardo de las inclemencias del tiempo

Este pictograma significa límites de temperatura

Este pictograma significa límite de humedad relativa.

Este símbolo significa: "tension peligrosa"

→ LIMPIEZA DEL APARATO

Se recomienda limpiar el aparato lo más a menudo posible, no sólo por razones de higiene y estética sino también porque esta limpieza contribuye a mantenerlo en buen estado de funcionamiento y a prolongar su vida.

Limpie con una esponja húmeda las siguientes partes:

- Todas las tapas exteriores.
- Los flexibles.
- El cable de alimentación.

Mediante un paño empapado con un poco de producto limpiador sin alcohol, limpiar las siguientes partes:

- Pantalla de control y tablero de mandos.

ATENCIÓN

No se deben utilizar productos agresivos como la acetona, el tricloretileno o el alcohol de 90 °

→ SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO FILTRANTE

Su equipo incluye 1 filtro que garantiza la eficacia de su equipo y prolonga su durabilidad.

Reemplace su filtro cuando aparezca alguno de los mensajes que aparecen a continuación en su pantalla :



AVISO




ICONO QUE INDICA QUE SE DEBE DE REEMPLAZAR EL FILTRO

Accederán al menú "cambio de filtro" como se indica abajo :
Seleccionar el menú mantenimiento pulsando esta tecla (fig. 3).

Seleccionar el menú "filtro" tocando esta tecla (fig. 4).

La pantalla "cambio de filtro" le indica que debe remplazar el filtro : (fig. 5).



→ SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO FILTRANTE (CONTINUACIÓN)

Sustituir el cartucho filtrante por uno nuevo. (Fig. 6)

Al cambiar el filtro deberá reinicializar el contador pulsando la tecla correspondiente : (fig. 7).



FIG. 6



FIG. 7

→ INSTRUCCIONES PARA CONECTAR EL TUBO FLEXIBLE

• Para conectar el tubo flexible, proceder como se indica a continuación:

- Bloquear el tubo (fig.1).
- A continuación, colóquelo de modo que la chaveta se introduzca en su alojamiento (Fig. 2) y presione hasta que oiga un «clic».




FIG. 1 DÉVERROUILLÉE VERROUILLÉE




FIG. 2

➤ ATENCIÓN

Nunca utilice su aparato sin cartucho filtrante.
Desconecte la alimentación antes de sustituir el cartucho del filtro.

→ INSTRUCCIONES PARA DESCONECTAR EL TUBO FLEXIBLE

- Para desconectar el tubo flexible, proceder a la operación inversa: Desbloquee el sistema
- girando el aro de bloqueo (fig. 3). Levantar el aro de bloqueo y retirar
- el tubo flexible con cuidado tirando del aro blanco (fig. 4).



→ TRANSPORTE/DESPLAZAMIENTO

Cuando vaya a transportar su Mobilift M6 i, se recomienda:

- Quitar el soporte accesorio (fig. 1).
- Llevarlo del asa prevista para tal efecto (fig. 2).



⚠ ATENCIÓN

No mover nunca el aparato tomándolo del soporte accesorio.

→ SUSTITUCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Si el cable de alimentación del aparato está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LPG Systems para sustituirlo por uno nuevo.


Servicio atención al cliente de LPG Systems:

→ MANTENIMIENTO


- Sustituir las válvulas: cuando las válvulas ya no permitan un tratamiento correcto de la piel, se deben sustituir. Es preciso sustituirlas cada 20 sesiones aproximadamente.
- Para uso personal por parte de clientes, se ofrece un Kit Endermolift en venta.

FECHA	N.º DE HORAS	OPERACIONES EFECTUADAS

DESCRIPCIÓN DEL CABEZAL ERGOLIFT



CÁMARA DE TRATAMIENTO



Aleta TML 20
Cámara de
tratamiento
TML 20 con aleta
desmontable



Aleta TML 10
Cámara de
tratamiento
TML 10 con aleta
desmontable

Sólo las cámaras de tratamiento TML20 y TML10 pueden conectarse al cabezal Ergolift.
La conexión/desconexión se realiza mediante un acoplamiento simple de tipo empujar-tirar.



CONEXIÓN





→ LIMPIEZA DEL CABEZAL ERGOLIFT Y DE LAS CÁMARAS DE TRATAMIENTO

Por razones de higiene, la limpieza de los cabezales de tratamiento debe realizarse después de cada utilización, mediante toallitas impregnadas en una solución antiséptica, bactericida y fúngica. Merece especial atención la limpieza de las partes en contacto con el paciente.

Antes de cada uso, limpiar la válvula y la cámara de tratamiento.

1. Desconectar la cámara de tratamiento del cabezal Ergolift
2. Sacar las aletas.
3. Limpiar meticulosamente la cámara de tratamiento y la aleta durante al menos 1 minuto con los toallitas LPG impregnadas de una solución bactericida y fungicida.



➤ ATENCIÓN

No utilizar productos agresivos como acetona, tricloroetileno o alcohol de 90°, ni esponjas abrasivas. Tampoco utilizar ultrasonidos ni lámparas UV. Todos los cabezales limpiados o desinfectados deberían ser depositados en el cajón de ordenación para evitar cualquier confusión.

Todos los procedimientos descritos en esta sección se deben realizar con el aparato apagado y el cable de alimentación desenchufado.

→ UN PEQUEÑO PROBLEMA, ¿QUÉ HACER?

En caso de funcionamiento anómalo de su aparato, antes de recurrir al Servicio Técnico; aconsejamos realizar los siguientes controles:

- ¿Está el aparato conectado a un enchufe de la red?
- ¿El enchufe de la red está alimentado?
- ¿El interruptor de puesta bajo tensión está encendido?
- ¿Los cartuchos filtradores están limpios y en su lugar?
- ¿El tubo flexible está correctamente conectado?
- ¿Está obturado el tubo flexible?
- ¿Están correctamente montados la cámara de tratamiento y las aletas?

Une fois ces contrôles effectués, si le dysfonctionnement persiste, faire appel au service Client de LPG Systems ou au distributeur agréé le plus proche de chez vous en indiquant le modèle de votre appareil et son numéro de série.

Servicio atención al cliente de LPG Systems:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas : L x l x h : 65 x 26 x 31 cm
 Peso neto : 10,5 kg
 Depresión máxima regulada: 35 kPa (350 mbar)
 Enfriamiento : Por ventilación mecánica integrada a la bomba
 Índice de protección : IP 20
 Clase de protección eléctrica : 1
 Temperatura de funcionamiento: de +10°C a +30°C
 Temperatura de almacenamiento : de -20°C a +70°C
 Características eléctricas : 100-240V 50/60Hz 80 W

Características ambientales:

Temperatura ambiente: +10° a +30°C en funcionamiento normal
 Humedad relativa ambiental: 30% a 75% sin condensación
 Presión atmosférica: las condiciones ambientales no influyen de forma sensible en el funcionamiento.
 Altitud máx.: 2500m

Aparato equipado con cabezales de tratamiento patentados.
 Aparato destinado al funcionamiento continuo

El Mobilift M6 S está provisto del marchio  de acuerdo con las normas y los textos aplicables en el marco de las Directivas CEM 2004/108/CEE y Baja tensión 2006/95/CEE.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Acaba de comprar un aparato distribuido por LPG Systems o un distribuidor autorizado de LPG Systems. Incumbe al comprador/usuario informarse ante las autoridades locales sobre las condiciones y calificaciones profesionales con las que se debe cumplir para utilizar este aparato.

La adquisición de este aparato implica la aceptación de pleno derecho por parte del comprador/usuario profesional de las presentes condiciones generales de garantía. En caso de que el aparato fuere vendido por un distribuidor autorizado de LPG Systems, el comprador/usuario se remitirá a las condiciones generales de garantía de su proveedor, que en ningún caso pueden tener como consecuencia incrementar el compromiso contraído por concepto de la presente garantía. La aplicación de esta garantía y su validez sólo son posibles si se devuelve a LPG Systems, en los 15 días siguientes a la entrega (y esto, para cualquier país que fuere), el cupón de garantía debidamente completado. Se rechazará todo cupón de garantía incompleto.

Este aparato está garantizado contra todo vicio de construcción o defecto de materia prima. El periodo de garantía es igual al más corto de los dos periodos siguientes:

un (1) año O dos mil (2 000) horas de utilización a partir de la fecha de facturación. Durante este periodo, nos comprometemos a cambiar

o reparar gratuitamente, lo más rápidamente posible, toda pieza que hubiéremos reconocido como defectuosa, sin que se pueda exigir, no obstante, el reemplazo completo del aparato. Se excluyen de esta garantía los gastos de desplazamiento y estancia de los técnicos, así como los eventuales costes de transporte para el envío y la devolución del aparato y/o de las piezas de repuesto hasta el taller del departamento de postventa.

En ningún caso, los cambios y reparaciones realizadas en el marco de la garantía y que causen o no una inmovilización del aparato no pueden conducir a una prolongación del periodo de garantía. Las piezas reemplazadas serán propiedad de LPG Systems o del distribuidor autorizado. No se podrá conceder ninguna indemnización por concepto de la privación del disfrute.

El comprador/usuario deberá conceder el tiempo y aportar los medios necesarios para realizar todas las reparaciones y entregas de reemplazo de piezas de repuesto; en caso contrario, nos consideraremos libres de nuestras obligaciones de garantía. En caso de desacuerdo, los tribunales situados en el lugar de la sede social de LPG Systems son los únicos competentes, pese a toda cláusula de atribución de jurisdicción diferente que figure en cualquier documento de efecto contrario.

→ CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA (CONTINUACIÓN)

Además, se excluye la garantía en caso de:

- Daños que hubieren tenido lugar durante el transporte. El aparato y/o las piezas de repuesto viajan por cuenta y riego del destinatario. Incumbe a éste, antes de aceptar la entrega, verificar su estado y, llegado el caso, reclamar ante el transportista en las formas y plazos vigentes en el país de entrega.
- Incumplimiento de las reglas de instalación y utilización, de defecto de mantenimiento y/o de negligencia en el mantenimiento del aparato y/o de los cartuchos filtrantes, de conexión con una línea eléctrica defectuosa o que no tuviere conexión a la toma de tierra o de una tensión diferente de aquella indicada en el aparato.
- Si se debiere vender un aparato antes del final de la garantía, se transferirá esta última por el periodo restante al nuevo adquirente, con la condición de que:
 - i) se le entregue la factura original,
 - ii) se informe de la cesión al vendedor inicial.
- Modificación, montaje de accesorios o desmontaje del aparato.
- Cualquier utilización y/o intervención o no prevista en la presente guía de utilización LPG Systems y efectuada en el aparato por el comprador/usuario y/o un tercero no autorizado por LPG Systems.
- Utilización de productos fungibles, piezas de repuesto, componentes inadecuados o piezas no suministradas por LPG Systems.
- Obturación del aparato debido a la aspiración de un cuerpo extraño.
- Desgaste normal de una o varias piezas del aparato, como consecuencia de una utilización normal.
- Caída, choque, rayo, incendio, fuerza mayor, perjuicios causados por el agua y catástrofes naturales.

→ LIMITACIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El incumplimiento de las condiciones generales de garantía durante el periodo de garantía y después de la expiración de ésta puede constituir una causa de exoneración de la responsabilidad de LPG Systems en caso de daños imputables a los productos entregados.

LPG Systems no será responsable de los daños materiales y/o inmateriales, de cualquier tipo que fueren, ni de las pérdidas de cualquier tipo (financieras, comerciales, de imagen, etc.), que fueren en particular la consecuencia directa o indirecta de un funcionamiento incorrecto y/o de una utilización no conforme del aparato.

En todo caso, si se reconociere la responsabilidad de LPG Systems a causa de un aparato vendido y/o de las prestaciones realizadas, el importe máximo de los daños y perjuicios a los que podría ser condenado no excederá el precio pagado por el comprador por el aparato y/o la prestación realizada.

ACTIVACIÓN DE GARANTÍA

usted puede activar su garantía directamente en línea conectándose a:

<http://warranty.lpgsystems.com>

LLENAR Y ENVIAR A LPG SYSTEMS®

Nombre:

Dirección:

País:

Tel.:

Email:

Tipo de establecimiento:

Profesión:

Tipo de aparato: **MOBILIFT M6 S**

Número de serie:

Fecha:

Los datos personales recogidos en el presente formulario de contacto están destinados a la sociedad LPG Systems, responsable de su tratamiento, con el fin de realizar las operaciones relacionadas con la gestión de clientes y, más concretamente, con el servicio postventa y la garantía.

La transmisión de los datos acompañados de un asterisco es necesaria para la aceptación de este formulario. De conformidad con la Ley N.º 78-17 del 6 de enero de 1978 modificada, relativa a la informática, a los archivos y a las libertades, conocida como la ley "Informática y Libertades", dispone del derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, que puede ejercer contactando con LPG Systems mediante escrito a la siguiente dirección postal: LPG SYSTEMS -30, rue Dr Abel -Technoparc de la Plaine - 26000 VALENCE (FRANCIA).

ATENCIÓN

Para acogerse a la garantía corte por la línea de puntos y envíelo sin falta antes de 15 días después de la puesta en servicio a:

LPG SYSTEMS SA - Technoparc de la Plaine
30, rue du docteur Abel - CS 90035 - 26902 VALENCE Cedex 9 - France



HEADQUARTERS: LPG SYSTEMS SAS

TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 90035 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING

ECOLUCIOLES – BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

