



GUIDE D'UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

TOUCHSCREEN USER GUIDE

GEbruikersHANDLEIDING TOUCHSCREEN

wellboX<sup>2</sup>

[www.wellbox.com](http://www.wellbox.com)

# SOMMAIRE

.....

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Premier démarrage _____            | p.3  |
| Écran d'accueil _____              | p.6  |
| Soin ciblé _____                   | p.7  |
| Programme _____                    | p.8  |
| Réalisation d'une séance _____     | p.10 |
| Suivi de mon activité _____        | p.11 |
| Création d'un nouveau profil _____ | p.14 |
| Modification d'un profil _____     | p.15 |
| Paramètres _____                   | p.16 |
| Extinction de l'appareil _____     | p.17 |

## PREMIER DÉMARRAGE

---



Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil Wellbox® 2.  
Ensuite, branchez le bloc d'alimentation à une prise secteur murale.  
L'écran s'allume automatiquement.



# PREMIER DÉMARRAGE

---

Différentes informations sont à renseigner pour créer votre profil :  
langue, date, heure, prénom, genre, couleur de l'écran.




# PREMIER DÉMARRAGE

---

Une description du rôle de chaque rubrique de l'écran d'accueil s'affiche :

- MON ACTIVITÉ
- SOINS CIBLÉS
- PROGRAMMES
- PARAMÈTRES
- PROFIL



# ÉCRAN D'ACCUEIL

---

L'écran d'accueil présente 4 menus :

- **MON ACTIVITÉ** : retrouvez vos programmes en cours, l'historique de vos soins, et suivez votre progression.
- **SOINS CIBLÉS** : travaillez la zone corps ou visage de votre choix selon votre objectif (cellulite, minceur, éclat, fermeté, etc...).
- **PROGRAMMES** : suivez un programme pendant plusieurs semaines (visage, corps ou corps & visage).
- **PARAMÈTRES** : réglez les paramètres et retrouvez les informations de votre appareil.

En haut à droite, en cliquant sur votre initiale, vous pouvez :

- modifier votre profil.
- en créer un nouveau (2 profils maximum).





# SOIN CIBLÉ

---

Si vous choisissez un SOIN CIBLÉ :

- Sélectionnez visage ou corps.
- Sélectionnez la zone souhaitée (ex : ventre).
- Sélectionnez l'objectif souhaité (ex : ventre plat).




# PROGRAMME

---

Si vous choisissez un PROGRAMME, 4 types de programmes s'affichent :


- Visage
- Corps
- Visage & corps
- Programmes web exclusifs (un code vous sera communiqué pour ajouter un nouveau programme exclusif)

Une fois le programme sélectionné parmi la liste proposée, cliquez sur PLANIFIER pour planifier les jours de réalisation du programme, puis sur OK.



Il est possible de suivre 3 programmes maximum :

- Si 3 programmes sont déjà en cours, l'écran affiche le message « Planification limitée à 3 programmes ».
- Vous pouvez soit arrêter un programme parmi la liste proposée soit revenir en arrière en cliquant sur (X).



Retrouvez en détails  
le contenu des programmes  
sur le site internet :




[www.wellbox.com](http://www.wellbox.com)

# PROGRAMME WEB

---

Wellbox® 2 vous permet d'ajouter de nouveaux programmes exclusifs :

- Après avoir cliqué sur la rubrique PROGRAMMES WEB EXCLUSIFS, cliquez sur (+) en bas de l'écran.
- Renseignez le code qui vous a été communiqué par LPG SYSTEMS et cliquez sur OK.
- Cliquez sur PLANIFICATEUR pour choisir les jours de réalisation du programme, puis sur OK.



# RÉALISATION D'UNE SÉANCE

---


- Une fois votre soin ciblé ou programme choisi, l'écran affiche la ou les têtes de soin à utiliser.
- Branchez la tête de soin correspondante et appuyez sur PLAY pour démarrer le soin. Sélectionnez la tête de soin en fonction de votre morphologie et de la taille de la zone à traiter.
- Suivez les indications qui s'affichent à l'écran :



## VISAGE :

Les traits rouges vous indiquent le positionnement des clapets. Les flèches vous indiquent le sens de déplacement de la tête de soin. Pour une meilleure stimulation, veillez à déplacer la tête de soin en saut de puce (rond sur l'écran) en marquant un arrêt de 4 secondes à chaque point.

## CORPS :

Les traits rouges vous indiquent le positionnement des rouleaux. Les flèches vous indiquent le sens de déplacement de la tête de soin. Lorsque les flèches vous indiquent un déplacement aller-retour, utilisez la gâchette sur la tête ROLL 1 pour inverser le sens des rouleaux. Veillez à déplacer la tête de soin lentement pour une efficacité optimale.

- Vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité du soin selon votre ressenti et la qualité de votre peau en appuyant sur + ou -.
- Attention le soin ne doit jamais faire mal.
- Vous pouvez interrompre le soin à tout moment et le reprendre quand vous le souhaitez en appuyant sur  (le soin se met en pause).
- Un bip sonore vous indique le passage à l'étape suivante.
- La séance est enregistrée dans le suivi de votre activité.



## SUIVI DE MON ACTIVITÉ

---

Si vous n'avez pas encore réalisé ni de soin ciblé ni de programme, le message suivant s'affiche : « Retrouvez ici vos programmes en cours et les derniers soins réalisés ».

Lorsqu'un programme est en cours, une pastille apparaît en haut à droite de MON ACTIVITÉ pour signifier le nombre de programmes en cours.




# SUIVI DE MON ACTIVITÉ

---

Lorsqu'un programme est planifié et démarré, vous pouvez suivre son avancement dans la rubrique MON ACTIVITÉ.

L'écran présente les informations suivantes :

- Le nom du programme en cours
- Le nombre de semaines dimensionnant le programme
- L'avancement dans le programme sous la forme d'une barre de progression circulaire
- L'assiduité selon 3 niveaux via un code couleur
- Un message d'encouragement contextualisé selon votre assiduité
  
- Le bouton PLAY permet de lancer la prochaine séance.
- Le bouton « ... » permet d'accéder aux autres fonctions du programme :
  - Modification de la planification
  - Suppression (NE PLUS SUIVRE)



# SUIVI DE MON ACTIVITÉ

---

Dans la rubrique MON ACTIVITE, en plus du suivi des programmes en cours, vous pouvez accéder :


- aux DERNIERS SOINS que vous avez réalisés

L'écran affiche :

- un indicateur de synthèse qui présente le nombre de séances et le temps global sur le mois en cours.
- les 3 derniers soins réalisés, du plus récent (haut de la liste) au plus ancien (bas de la liste).

- aux PROGRAMMES TERMINÉS

L'écran affiche depuis combien de temps ils sont terminés en nombre de semaine.





# CRÉATION D'UN NOUVEAU PROFIL

---

- Appuyez sur l'icône profil (votre initiale) sur la page d'accueil (en haut à droite).
- Cliquez sur le bouton « + ».
- Renseignez les informations suivantes : prénom, genre et choisissez une couleur de profil.

**Note :** Vous pouvez créer jusqu'à 2 profils.




## MODIFICATION D'UN PROFIL EXISTANT

---

Il est possible de modifier le prénom et la couleur du profil :

- Appuyez sur l'icône profil sur la page d'accueil (en haut à droite).
- Cliquez sur le profil concerné.
- Le profil peut également être supprimé en appuyant sur l'icône « poubelle ».




# PARAMÈTRES

---


Cette rubrique contient la liste de tous les paramètres :

- Langue
- Date
- Heure
- Luminosité
- Son (réglage du bip sonore lors du changement d'étape)
- E-Shop (accès à la boutique en ligne)
- Infos (nombre d'heures d'utilisation et numéro de la version logicielle)
- Aide
- Réinitialisation (les données relatives au suivi d'activité, aux profils seront effacées)




## EXTINCTION DE L'APPAREIL

---

- Une fois l'utilisation terminée, appuyez sur le bouton  en haut à gauche de l'écran pour éteindre l'appareil.
- L'écran vous invite à débrancher le câble d'alimentation. L'écran s'éteint.
- Si le câble d'alimentation n'est pas débranché après 8 secondes, l'appareil se met en mode veille. Pour revenir sur la page d'accueil, appuyez sur l'écran (bouton OFF).

L'appareil est éteint lorsque le câble d'alimentation a été débranché.



# SUMMARY

.....

First start-up \_\_\_\_\_ p.19

Home screen \_\_\_\_\_ p.22

Targeted care \_\_\_\_\_ p.23

Programme \_\_\_\_\_ p.24

Carrying out a session \_\_\_\_\_ p.26

Monitoring my activity \_\_\_\_\_ p.27

Creating a new profile \_\_\_\_\_ p.30

Modifying an existing profile \_\_\_\_\_ p.31

Parameters \_\_\_\_\_ p.32

Switching off the device \_\_\_\_\_ p.33

## FIRST START-UP

---




Connect the power cable to the back of the Wellbox® 2.  
Then plug the power supply unit into a wall socket.  
The screen turn on automatically.



## FIRST START-UP

---

Various information must be entered to create your profile:  
language, date, time, first name, gender, screen colour.






# FIRST START-UP

---

A description of each section of the home screen is displayed:

- MY ACTIVITY
- TARGETED CARES
- PROGRAMMES
- SETTINGS
- PROFILE



# HOME SCREEN


---

The home screen has 4 menus:

- **MY ACTIVITY:** find your current programmes, your care history and follow your progress.
- **TARGETED CARES:** work on the area (body or face) of your choice depending on your objective (cellulite, slimming, radiance, firmness, etc.).
- **PROGRAMMES:** follow a programme for several weeks (face, body or body & face).
- **SETTINGS:** define your settings and get information on your device.

At the top right, by clicking on your initial, you can:

- modify your profile.
- create a new one (maximum two profiles).






# TARGETED CARE

---

If you choose a TARGETED CARE:

- Select face or body.
- Select the desired area (e.g. stomach).
- Select the desired objective (e.g. flat stomach).




# PROGRAMME

---

If you choose a PROGRAMME, 4 types of programmes are displayed:

- Face
- Body
- Face & body
- Exclusive web programmes (a code can be sent to you to add a new exclusive programme)

Once you have selected a programme from the list, click on PLAN to schedule the days to do it, then click on OK.



You can follow a maximum of 3 programmes:

- If 3 programmes are already running, the screen will display the message "Planning limited to 3 programmes".
- You can either stop a programme from the list or go back by clicking on








For full details of programme content, visit the website: [www.wellbox.com](http://www.wellbox.com)

# WEB PROGRAMME

---

Wellbox® 2 lets you add new exclusive programmes:

- After clicking on EXCLUSIVE WEB PROGRAMMES, click on  at the bottom of the screen.
- Enter the code and click OK.
- Click on PLAN to choose the days on which the programme will run, then click on OK.



## CARRYING OUT A SESSION

---


- Once you have chosen your targeted care or programme, the screen will display the treatment head(s) to be used.
- Plug in the corresponding treatment head and press PLAY to start the treatment. Select the treatment head according to your body shape and the size of the area to be treated.
- Follow the instructions on the screen:


### FACE:

The red lines indicate the position of the flaps. The arrows indicate the direction of the movement of the treatment head. For best stimulation, be sure to move the treatment head in a stop-and-start movement (plotted as points on the screen), stopping for 4 seconds at each point.

### BODY:

The red lines indicate the position of the rolls. The arrows indicate the direction of the movement of the treatment head. When the arrows indicate a back-and-forth movement, use the trigger on the ROLL 1 head to reverse the direction of the rollers. Make sure you move the treatment head slowly for optimal efficiency.

- You can increase or decrease the suction power of the treatment according to how you feel and the quality of your skin, by pressing + or -. Be careful, the treatment should never hurt.
- You can stop the treatment at any time and resume it whenever you like by pressing  (the treatment pauses).
- A beep will indicate that you are moving on to the next stage.
- The session is recorded in your activity tracking.




## MONITORING MY ACTIVITY

---

If you have not yet completed a targeted care or programme, you will see the following message: "Here you can see your current programmes and last cares done".

When a programme is in progress, a dot appears at the top right of MY ACTIVITY to indicate the number of programmes in progress.




# MONITORING MY ACTIVITY

---

Once a programme has been planned and started, you can follow its progress in the MY ACTIVITY section.

The screen shows the following information:

- The name of the current programme
  - The duration of the programme in weeks
  - Progress through the programme in the form of a circular progress bar
  - 3 levels of attendance, using a colour code
  - An encouragement message contextualised according to your attendance level
- 
- The PLAY button launches the next session.
  - The «...» button is used to access the programme's other functions:
    - Changing the schedule
    - Delete (STOP)



# MONITORING MY ACTIVITY

---

In the MY ACTIVITY section, as well as tracking current programmes, you can access to:


- the LAST CARES you have performed

The screen displays:

- a summary indicator showing the number of sessions and the overall time for the current month.
- the last 3 targeted cares performed, from the most recent (top of the list) to the oldest (bottom of the list).

- the COMPLETED PROGRAMMES

The screen shows the number of weeks since the programme was completed.






## CREATING A NEW PROFILE

---

- Click on the profile icon (your initial) on the home page (top right).
- Click on the "+" button.
- Fill in the following information: first name, gender and choose a profile colour.

**Note:** You can create a maximum of 2 profiles.




## MODIFYING AN EXISTING PROFILE

---

You can change the first name and colour of your profile:

- Press the profile icon on the home page (top right).
- Click on the profile to modify.
- The profile can also be deleted by pressing the "waste bin" icon.





# PARAMETERS

---


This section contains a list of all the parameters:

- Language
- Date
- Time
- Brightness
- Sound (setting of the beep when changing stage)
- E-Shop (access to the online shop)
- Info (number of hours in use and software version number)
- Help
- Reset (activity tracking and profile data will be erased)





## SWITCHING OFF THE DEVICE

---

- When you have finished using the device, press the  button at the top left of the screen to switch it off.
- The screen will indicate you to unplug the power cable. The screen will turn off.
- If the power cable is not disconnected after 8 seconds, the device will go into standby mode. To return to the home page, press the screen (OFF button).

The device is switched off when the power cable is disconnected.



# SAMENVATTING

.....

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Opstartscherm                         | p.35 |
| Startscherm                           | p.38 |
| Gerichte zorgen                       | p.39 |
| Programma                             | p.40 |
| Uitvoeren van een sessie              | p.42 |
| Monitoring van mijn activiteit        | p.43 |
| Creëren van een nieuw profiel         | p.46 |
| Het wijzigen van een bestaand profiel | p.47 |
| Instellingen                          | p.48 |
| Het apparaat uitschakelen             | p.49 |

## OPSTARTSCHEM

---




Sluit de stroomkabel aan op de achterkant van de Wellbox® 2.  
Steek vervolgens de voedingsadapter in een stopcontact.  
Het scherm gaat automatisch aan.



# OPSTARTSCHERM

---

Verschillende gegevens moeten worden ingevoerd om uw profiel aan te maken: taal, datum, tijd, voornaam, geslacht, schermkleur.






# OPSTARTSCHERM

---

Er wordt een beschrijving gegeven van elke sectie van het startscherm:

- MIJN ACTIVITEIT
- GERICHTE ZORGEN
- PROGRAMMA'S
- INSTELLINGEN
- PROFIEL



# STARTSCHERM


---

Het startscherm heeft 4 menu's:

- **MIJN ACTIVITEIT:** vind je huidige programma's, je zorggeschiedenis en volg je voortgang.
- **GERICHTE ZORGEN:** werk aan het gebied (lichaam of gezicht) van je keuze, afhankelijk van je doel (cellulite, afslanken, stralendheid, stevigheid, enz...).
- **PROGRAMMA'S:** volg een programma gedurende meerdere weken (gelaat, lichaam of gelaat & lichaam).
- **INSTELLINGEN:** stel je instellingen in en krijg informatie over je apparaat.

Rechtsboven, door op je initiaal te klikken, kun je:

- je profiel aanpassen.
- een nieuw profiel aanmaken (maximaal twee profielen).






# GERICHTE ZORGEN

---

Als je een GERICHTE ZORGEN kiest:

- Kies gelaat of lichaam.
- Selecteer het gewenste gebied (bijv. buik).
- Selecteer het gewenste doel (bijv. platte buik).



# PROGRAMMA

---

Als je een PROGRAMMA kiest, worden 4 typen programma's weergegeven:


- Gelaat
- Lichaam
- Gelaat & lichaam
- Exclusieve web programma's (een code kan naar je worden gestuurd om een nieuw exclusief programma toe te voegen)

Nadat je een programma uit de lijst hebt geselecteerd, klik je op PLANNEN om de dagen in te plannen om het uit te voeren, en klik vervolgens op OK.



Je kunt maximaal 3 programma's volgen:

- Als er al 3 programma's actief zijn, geeft het scherm de melding « Planning gelimiteerd tot 3 programma's ».
- Je kunt een programma stoppen vanuit de lijst of teruggaan door op te klikken (X).




Voor alle details over het programma, bezoek de website:





[www.wellbox.com](http://www.wellbox.com)

# WEBPROGRAMMA

---

Met Wellbox® 2 kun je nieuwe exclusieve programma's toevoegen:

- Nadat je op EXCLUSIEVE WEB PROGRAMMA'S hebt geklikt, klik je op  onderaan het scherm.
- Voer de code in en klik op OK.
- Klik op PLAN om de dagen te kiezen waarop het programma zal worden uitgevoerd, en klik vervolgens op OK.



# UITVOEREN VAN EEN SESSIE

---


- Nadat je je gerichte zorg of programma hebt gekozen, toont het scherm de te gebruiken behandeling(s) kop(pen).
- Sluit de overeenkomstige behandeling(s)kop(pen) aan en druk op AFSPELEN om de behandeling te starte.
- Selecteer de behandeling(s)kop(pen) volgens je lichaamsvorm en de grootte van het te behandelen gebied.
- Volg de instructies op het scherm :




## GELAAT:

De rode lijnen geven de positie van de flappen aan. De pijlen geven de richting aan van de beweging van de behandeling(s)kop(pen). Voor optimale stimulatie, zorg ervoor dat je de behandeling(s)kop(pen) in een stop-en-start beweging beweegt (aangegeven als punten op het scherm), stoppend voor 4 seconden bij elk punt.

## LICHAAM:

De rode lijnen geven de positie van de rollen aan. De pijlen geven de richting aan van de beweging van de behandeling(s)kop(pen). Wanneer de pijlen een heen-en-weer beweging aangeven, gebruik dan de trigger op behandeling(s)kop 1 om de richting van de rollen om te keren. Zorg ervoor dat je de behandeling(s)kop(pen) langzaam beweegt voor optimale efficiëntie.

- Je kunt de zuigkracht van de behandeling verhogen of verlagen afhankelijk van hoe je je voelt en de conditie van je huid, door op + of - te drukken.
- Je kunt de behandeling op elk moment stoppen en hervatten wanneer je maar wilt door op  te drukken (de behandeling pauzeert).
- Een pieptoon geeft aan dat je doorgaat naar de volgende fase.
- De sessie wordt opgenomen in je activiteitentracker.




## MONITORING VAN MIJN ACTIVITEIT

---

Als je nog geen gerichte behandeling of programma hebt afgerond, zie je de volgende boodschap : « Hier kun je je huidige programma's en laatste uitgevoerde behandelingen bekijken ».

Wanneer een programma wordt uitgevoerd, verschijnt er een punt rechtsboven in MIJN ACTIVITEIT om het aantal lopende programma's aan te geven.




# MONITORING VAN MIJN ACTIVITEIT

---

Zodra een programma is gepland en gestart, kun je de voortgang ervan volgen in de sectie MIJN ACTIVITEIT.

Het getoonde scherm geeft volgende informatie weer:

- De naam van het huidige programma
  - De duur van het programma in weken
  - Voortgang door het programma in de vorm van een cirkelvormige voortgangsbalk
  - 3 niveaus van aanwezigheid, met behulp van een kleurcode
  - Een bemoedigende boodschap, contextueel aangepast aan je aanwezigheidsniveau
- 
- De AFSPEEL-knop start de volgende sessie.
  - De « ... » knop wordt gebruikt om toegang te krijgen tot andere functies van het programma:
    - Het wijzigen van het schema
    - Verwijderen (STOPPEN)



# MONITORING VAN MIJN ACTIVITEIT

---

In de sectie MIJN ACTIVITEIT, naast het bijhouden van lopende programma's, heb je ook toegang tot:


- DE LAATSTE BEHANDELING die je hebt uitgevoerd

Het scherm toont:

- Een samenvattende indicator die het aantal sessies en de totale tijd voor de huidige maand weergeeft.
- De laatste 3 gerichte behandelingen die zijn uitgevoerd, van de meest recente (bovenaan de lijst) tot de oudste (onderaan de lijst).

- DE VOLTOOID PROGRAMMA'S

Het scherm toont het aantal weken sinds het programma is voltooid.






# CREËREN VAN EEN NIEUW PROFIEL

---

- Klik op het profielicoon (je initiaal) op de startpagina (rechtsboven).
- Klik op de « + » knop.
- Vul de volgende informatie in: voornaam, geslacht en kies een profielkleur.

**Let op:** Je kunt maximaal 2 profielen aanmaken.





# HET WIJZIGEN VAN EEN BESTAAND PROFIEL

---

Je kunt de voornaam en kleur van je profiel wijzigen:

- Druk op het profielicoon op de startpagina (rechtsboven).
- Klik op het profiel dat je wilt wijzigen.
- Het profiel kan ook worden verwijderd door op het « prullenbak » icoon te drukken.





# INSTELLINGEN

---


Deze sectie bevat een lijst met alle instellingen:

- Taal
- Datum
- Tijd
- Helderheid
- Geluid (instelling van de pieptoon bij het veranderen van fase)
- E-shop (toegang tot de online winkel)
- Info (aantal gebruiksuren en softwareversienummer)
- Hulp
- Resetten (activiteitsregistratie en profielgegevens worden gewist)






## HET APPARAAT UITSCHAKELEN

---

- Wanneer je klaar bent met het gebruik van het apparaat,  druk je op de UIT-knop linksboven op het scherm om het uit te schakelen.
- Het scherm zal aangeven dat je de stroomkabel moet loskoppelen. Het scherm zal uitschakelen.
- Als de stroomkabel niet wordt losgekoppeld na 8 seconden, gaat het apparaat in stand-bymodus. Om terug te keren naar de startpagina, druk op het scherm (UIT-knop).

Het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de stroomkabel wordt losgekoppeld.



# wellboX<sup>2</sup>



[www.wellbox.com](http://www.wellbox.com)