



FÉLICITATIONS

Vous venez d'acquérir l'appareil Wellbox®[S] et nous vous en remercions ! LPG SYSTEMS, leader mondial avec les soins endermologie®, vous permet désormais de bénéficier à domicile de ses années d'expertise en stimulation cellulaire.

Issue des technologies professionnelles des appareils LPG® (Cellu M6®), l'appareil Wellbox®[S] réactive naturellement les processus physiologiques responsables de la minceur et de la jeunesse. En seulement quelques minutes par jour, l'appareil Wellbox®[S] va révolutionner votre quotidien et réinventer vos gestes de beauté. L'appareil Wellbox®[S] est destiné au Grand Public, pour un usage privé uniquement, excluant donc toute utilisation à des fins professionnelles

Il vous reste maintenant à suivre les instructions fournies dans ce guide.

SOMMAIRE

Certificat de garantie	3
Contre-indications	4
Précautions d'utilisation	5
Contenu de l'emballage	6
Descriptif de l'appareil	7
Descriptif du panneau de commandes	8
Descriptif des têtes de soin	9
Installation	10
Alimentation	11
Mise en marche	12
Entretien	13
Entretien des têtes roll	14
Entretien des têtes lift	15
Un problème ? que faire ?	16
Caractéristiques techniques	17
Consignes de sécurité importantes	18



Lisez attentivement ce Guide d'installation et d'utilisation et conservez ces instructions pour consultation ultérieure.



CERTIFICAT DE GARANTIE

pour WELLBOX®[S]

La présente garantie (la "Garantie") s'applique à tous les pays dans lesquels le produit Wellbox®[S] (le "Produit") aura été vendu sur le marché par LPG Systems ("LPG") ou un revendeur autorisé. LPG garantit que le Produit est, au moment de son achat originel, libre de tout défaut de matière, de conception et de fabrication sous réserve des dispositions et conditions suivantes :

1. La garantie est donnée à l'acheteur. Elle ne limite aucunement les droits de l'acheteur selon les dispositions impératives de la loi nationale applicable.

2. La garantie est valable pour autant que l'acheteur fournisse avec le produit la preuve originale de son achat, notamment facture, quittance, ticket de caisse, certificat de garantie délivré par LPG accompagné du ticket de caisse, preuve de paiement par carte de crédit si l'achat a eu lieu par Internet. La preuve d'achat doit contenir la date de l'achat, la désignation expresse du Produit ainsi que, le cas échéant, le numéro de série. LPG se réserve le droit de refuser la garantie gratuitement dans les cas où les documents mentionnés ci-dessus ne peuvent être présentés ou que les informations qu'ils doivent contenir se révèlent incomplètes ou illisibles.

3. La garantie n'est valable qu'en cas d'usage du produit à titre privé. Elle est exclue en cas d'usage professionnel ou si le produit a été loué à titre commercial.

4. La période de garantie légale est de deux (2) ans maximum à compter de la délivrance de l'appareil Wellbox®[S] à l'acheteur. La période de garantie peut être prolongée par une garantie commerciale jusqu'à quatre (4) ans si l'acheteur choisit l'option d'extension de garantie lors de l'achat de son appareil Wellbox®[S] neuf auprès de LPG.

5. Pendant la période de garantie, LPG réparera ou remplacera gratuitement, à sa seule discrétion et dans la limite des stocks disponibles, le produit défectueux. LPG restituera à l'acheteur le produit réparé ou un autre produit en bon état de fonctionnement. Toutes les pièces ou autre matériel qui auront été échangés deviendront la propriété de LPG.

6. La période de garantie d'un produit réparé ou remplacé ne sera ni prolongée ni renouvelée.

7. La garantie s'applique aux défauts apparus dans le cadre d'une utilisation du produit conforme au manuel d'utilisation. Elle ne couvre pas l'entretien ni la réparation ou le remplacement de pièces par suite d'usure normale ou de vieillissement du produit. De plus, la garantie ne s'applique notamment pas lorsque :

a. le défaut a été causé par le fait que le produit a été soumis : à une utilisation en contradiction avec le manuel d'utilisation, à un traitement brusque, à une exposition à une trop forte humidité, à des conditions thermiques ou

d'environnement extrêmes ou à des changements rapides de ces conditions, à une exposition à la corrosion, à l'oxydation, à des modifications ou des connections non autorisées, à des réparations effectuées par des réparateurs non agréés ou par le acheteur lui-même, à des réparations effectuées avec des pièces de rechange non autorisées, à une mauvaise utilisation, à un type d'alimentation électrique non adapté, au non-respect des instructions de montage, à une installation erronée, à un accident, à des forces de la nature, au contact avec du liquide, à l'action de produits chimiques et à tous autres actes raisonnablement hors du contrôle de LPG ; À utiliser exclusivement sur peau sèche et propre. Ne pas utiliser ni liquide et/ou crème avec la Wellbox®[S].

b. LPG n'a pas été informée par l'Acheteur du défaut dans les trente (30) jours suivant l'apparition du défaut pendant la période de garantie ;

c. Le produit n'a pas été rapporté à LPG dans les soixante (60) jours suivant l'apparition du défaut pendant la période de garantie ;

d. Le numéro de série du produit ou tout autre numéro d'identification ont été supprimés, effacés, abîmés, altérés ou ne sont plus lisibles ;

e. Le défaut résulte du fait que le produit a été utilisé avec un accessoire qui n'est pas fabriqué ou fourni par LPG.

8. L'acheteur s'engage à renvoyer le produit dans son emballage d'origine. LPG® n'assume aucune responsabilité en cas de dommage du produit dû à un transport dans un emballage inapproprié. LPG® se réserve le droit de demander une participation forfaitaire de l'acheteur aux frais d'envoi du produit.

9. La garantie constitue le seul et unique recours de l'acheteur contre LPG et la seule et exclusive responsabilité de LPG à l'égard de l'acheteur pour les défauts du produit. La garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité, qu'elle soit orale, écrite, légale (dans la mesure où elle n'est pas impérative), contractuelle, quasi-délictuelle ou autre. LPG n'est pas responsable de dommages ou frais incidents, consécutifs ou indirects. Toute modification de la garantie requiert l'accord préalable écrit de LPG.

10. Conformément aux dispositions de l'article L111-4 du Code de la consommation, l'acheteur est informé que les pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil Wellbox®[S] sont disponibles sur le marché pendant une période de trois (3) ans

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] en cas de contre-indications médicales, ni sans avoir lu attentivement ce chapitre et avoir consulté les précautions figurant dans ce guide.
- Si vous avez un doute quant à la compatibilité de votre état de santé avec l'utilisation de l'appareil Wellbox®[S], demandez conseil à votre médecin.
- L'appareil Wellbox®[S] peut être utilisé sur toutes les parties externes et saines du corps à l'exception des yeux, des oreilles, de la glotte, et des parties génitales. L'appareil Wellbox®[S] ne doit pas être utilisé sur les muqueuses, les mamelons, la colonne vertébrale ou sur tout grain de beauté suspect sans avis médical.
- En cas de grossesse, ne pas utiliser l'appareil sur les zones du ventre et du bas du dos. Certaines pathologies peuvent requérir l'avis de votre médecin.

Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] en cas de :

- Problèmes épileptiques
- Troubles de la coagulation du sang
- Problèmes cardiaques
- Douleurs ou rougeurs
- Fourmillements dans les membres
- Phlébites, varices ou si vous avez subi une intervention sur les veines depuis moins de 2 mois
- Fièvre, infection, inflammation, dermatose aiguë, plaies ouvertes, cicatrices récentes ou toute maladie grave et/ou évolutive.
- En cas de prise prolongée de médicaments (anti-inflammatoires, anti-coagulants, antibiotiques et antihistaminiques), demander conseil à votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- L'appareil Wellbox®[S] ne peut être appliqué sur des zones enflées ou couperosées.

Interrompez le soin en cas de douleur inexpliquée au niveau des mollets. Si des effets secondaires liés aux soins de l'appareil Wellbox®[S] apparaissent pendant ou après utilisation, consultez votre médecin et contactez le Service Client Wellbox®[S].

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- L'utilisation de l'appareil Wellbox®[S] ne doit jamais être douloureuse ou laisser de marques ; les rougeurs éventuelles ne doivent pas perdurer au delà de quelques secondes ou laisser de traces.
- Ne jamais utiliser l'appareil Wellbox®[S] sans son filtre de protection.
- Utiliser cet appareil uniquement tel que décrit dans ce guide.
Utiliser uniquement les têtes de soin et accessoires fournis par la société LPG SYSTEMS.
- Ne pas utiliser de détergents, de solvants, de produits chimiques ou d'éponges abrasives pour nettoyer l'appareil Wellbox®[S]. Utiliser les lingettes fournies ou des lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide.
- Ne jamais utiliser l'appareil Wellbox®[S] sur des bijoux ou des piercings.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à une altitude supérieure à 2000m.
- En condition d'utilisation normale, l'appareil doit être mis au repos 30 minutes entre 2 séances de 30 minutes.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement riche en Oxygène".
- L'appareil doit toujours être positionné de manière à ce que la prise secteur soit toujours facilement accessible.


Utiliser l'appareil Wellbox®[S] régulièrement permet de se sentir mieux; il est conseillé de ne pas interrompre trop longtemps son utilisation. Ne pas respecter les consignes et les recommandations d'utilisation risque de ne pas vous apporter les résultats souhaités. Ne pas utiliser Wellbox®[S] plus longtemps que le temps recommandé. Les résultats peuvent varier en fonction de votre âge, de votre mode de vie (activité sportive, alimentation, etc.) et de votre morphologie.

Attention :

Il est strictement interdit de modifier votre appareil sans l'autorisation de LPG SYSTEMS.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'appareil Wellbox®[S] est livré avec tout l'équipement nécessaire à la pratique régulière de multiples soins visage et corps.




L'emballage contient :

- 1 . Une tête de soin Roll ③ à rouleaux motorisés.
- 2 . Un jeu de 2 têtes de soin Roll ① ②.
- 3 . Un jeu de 2 têtes de soin Lift [1] [2].
- 4 . Un flexible de raccordement aux têtes.
- 5 . Un bloc d'alimentation et quatre adaptateurs pays.
- 6 . Deux outils de démontage pour têtes Lift [1] [2].
- 7 . Des filtres de rechange.
- 8 . Des lingettes de nettoyage.
- 9 . Des clapets de rechange pour les têtes Lift.
- 10 . Un short guide.

 *Conservez l'emballage d'origine de l'appareil Wellbox® [S] pendant toute la durée de la garantie. Tout retour éventuel pendant cette période devra être effectué dans son emballage d'origine.*

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

L'appareil Wellbox®[S] est issu des techniques professionnelles LPG®. Celui-ci renferme toutes les technologies LIFT et ROLL nécessaires à la beauté de votre peau.



- 1 . Panneau de commandes.
- 2 . Flexible amovible pour raccordement de l'appareil à l'une des têtes de soin (voir p.31).
- 3 . Connexion du flexible à l'appareil.
- 4 . Rangement du jeu des quatre têtes ① ② et [1] [2] composé de deux têtes Roll et de deux têtes Lift.
- 5 . Bouton d'ouverture du couvercle.
- 6 . Tête de soin Roll motorisée ③.
- 7 . Emplacement de rangement du flexible.
- 8 . Bouchon d'accès au filtre de protection.
- 9 . Filtre de protection accessible sous le bouchon [8].
10. Deux outils de démontage pour les têtes Lift .
11. Poignée de transport.
12. Emplacement de la connexion pour branchement du bloc d'alimentation.

DESCRIPTIF DU PANNEAU DE COMMANDES

Le panneau de commandes permet une utilisation simple et pratique de l'appareil Wellbox®[S]. Il possède une série de 8 boutons ainsi qu'un écran LCD affichant les différents paramètres à régler avant de commencer une séance de soin. Avec les touches du panneau de commandes, vous pouvez :



1. Mettre sous tension ou arrêter l'appareil
2. Débuter, suspendre ou arrêter le soin.
3. Régler la puissance du traitement
4. Sélectionner le programme de soin (continu ou rythmé).
5. Régler la durée du soin en minutes.

- Pour allumer votre appareil, appuyer sur .
- Pour démarrer, interrompre, reprendre ou annuler un soin, appuyer sur .
- Power : pour régler la puissance, appuyer sur  ou  selon le niveau souhaité de  à .
- Select : pour sélectionner le programme de soin (continu ou rythmé), appuyer sur  ou  4 programmes vous sont proposés :

 Continu (pas de rythmicité)	 rythmicité moyenne
 rythmicité faible	 rythmicité élevée
- Time : appuyer sur  ou  pour sélectionner la durée souhaitée (référez-vous au mode d'emploi pour déterminer la durée adaptée au soin que vous recherchez. Ne dépasser en aucun cas la durée maximale de 30 mn). Lors de toute nouvelle utilisation, l'appareil affiche 6 minutes  par défaut.
- Lors des remises en marche suivantes, les valeurs des paramètres "Power" et "select" de l'utilisation précédente sont rétablies, la durée étant réinitialisée à 6 minutes.
- Lors du passage du programme rythmé au programme continu, la puissance diminue automatiquement. Elle reste inchangée lors du passage du programme continu au rythmé.
- De plus, les symboles  et  qui apparaissent à l'écran, vous indiquent le(s) type(s) de tête de traitement compatible(s) avec le soin programmé : Il n'est pas possible de combiner les têtes LIFT (visage) avec le programme rythmicité continue, puisque les clapets ne s'actionneraient pas.

 Tête Roll	 Tête Lift
---	---
- Rappuyer sur  pour mettre Wellbox®[S] en mode OFF. Dans le cas d'une non utilisation de plus de 5 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode "off".

 **Chaque appui sur une touche est confirmé par un bip.**

DESCRIPTIF DES TÊTES DE SOIN

L'appareil Wellbox®[S] comprend un équipement complet de 5 têtes de traitement (3 ROLL et 2 LIFT). Afin de vous permettre d'avoir à tout moment la solution la plus adaptée au soin recherché et à la zone du corps à traiter.

3 têtes **Roll** ① ② ③

Chaque tête **Roll** est composée de lames d'étanchéité démontables.

Tête **Roll** ①



1. Lames d'étanchéité démontables.
2. Rouleaux démontables.
3. Chambre de traitement.

Cette petite tête Roll(1) peut être utilisée pour les parties grasses du visage (double menton).

Tête **Roll** ②




1. Lames d'étanchéité démontables.
2. Rouleaux démontables.
3. Bouton de blocage.

Lorsque le bouton est enfoncé , les rouleaux sont bloqués (mode continu), quand il est relâché , les rouleaux sont libres de se rapprocher ou de s'écarter (rythmicité).

4. Chambre de traitement.

La tête Roll (2) est utilisée sur les bras, les genoux ou encore les mollets, selon la morphologie.

Tête **Roll** ③



1. Gâchette d'inversion du sens de la marche des rouleaux motorisés indiquée par une flèche lumineuse.
2. Rouleaux motorisés.
3. Chambre de traitement.
4. Lames d'étanchéité démontables (derrière les pièces de protection).



Cette tête Roll (3) motorisée permet de traiter toutes les zones du corps.



INSTALLATION



Ouvrir l'appareil en appuyant sur le bouton poussoir situé à l'avant.



Ranger les quatre têtes de soin dans les emplacements prévus à cet effet. Chaque tête possède un emplacement dédié reconnaissable à son marquage.

Pour connecter le flexible au corps de l'appareil, procéder comme suit :



Insérer le flexible avec la flèche  (en relief) vers le haut comme indiqué sur la photo.



Le flexible peut être raccordé indifféremment d'un côté ou de l'autre. Pour le déconnecter, tirer soigneusement dessus. Ne jamais tourner ou forcer le flexible.

Ensuite, vous pouvez connecter la tête de soin de votre choix au flexible :



Choisir l'une des têtes, puis la connecter au flexible en faisant coïncider les flèches présentes sur la tête et sur le flexible. Répéter cette opération chaque fois que vous désirez changer de tête de soin.



Après l'utilisation, le flexible se range aisément. Enroulez-le dans la goulotte prévue à ce effet comme indiqué sur la photo.


Pour une plus longue longévité de votre flexible, il est cependant recommandé de ne pas le laisser enroulé pendant une période prolongée.

ALIMENTATION

L'appareil Wellbox®[S] est fourni avec un boîtier d'alimentation comprenant :

- Un bloc d'alimentation secteur. Entrée 100-240 VAC, 50/60Hz - Sortie 24 VDC
- Quatre adaptateurs secteur

Pour connecter l'alimentation à votre appareil, procéder de la façon suivante :



1. Sélectionner l'adaptateur correspondant à votre pays et insérez-le à fond dans le logement du bloc d'alimentation prévu à cet effet.

Si la prise fournie pour votre pays ne correspond pas à votre prise secteur, veuillez consulter un électricien pour une solution adaptée.



2. Connecter le cordon d'alimentation à l'arrière de Wellbox®[S]



3. Brancher ensuite le bloc d'alimentation à une prise secteur murale. Un témoin lumineux signale que l'alimentation est sous tension.

 **Le boîtier d'alimentation fait partie intégrante de votre appareil.** Il est interdit et dangereux de démonter ce boîtier ou d'utiliser une autre alimentation que celle fournie avec l'appareil.

MISE EN MARCHÉ

 **Avant l'utilisation de votre appareil, nous vous conseillons de prendre connaissance des instructions d'installation.**

1. Après avoir connecté l'alimentation (voir page 32), appuyer sur la touche  pour mettre l'appareil sous tension. Le panneau de commandes s'allume. Avant de débiter le soin et selon les instructions de ce guide d'installation et d'utilisation, il vous faut sélectionner :
 - la puissance (Power)
 - le programme de soin continu ou rythmé (Select)
 - la durée du soin (Time)

Lors de la 1ère utilisation, tous les paramètres de l'appareil sont à leur valeur initiale :

- Puissance minimum à . Appuyer sur  pour augmenter la puissance.
- Programme d'aspiration en continu . Appuyer sur  pour passer en rythme  /  /  (faible / moyenne / élevée).
- Durée à 6' . Appuyer sur  ou sur  pour sélectionner la durée requise pour le soin.

2. Une fois votre soin choisi : brancher la tête de traitement correspondante, régler la puissance "Power" et sélectionner le programme de soin "Select".

3. Appuyer sur  pour démarrer le soin. Si la tête Roll  est connectée, au démarrage du soin, les rouleaux tournent en marche avant. Une flèche lumineuse indique le sens de déplacement de la tête. Actionner la gâchette afin d'en inverser le sens. La flèche lumineuse change également de sens (voir page 29).

4. Vous pouvez interrompre le soin à tout moment et le reprendre quand vous le souhaitez en appuyant sur .

5. Pour fermer l'appareil Wellbox®[S] après utilisation :
 - Raccorder la tête Roll  au flexible.
 - Puis enrouler le flexible dans la goulotte prévue à cet effet (2 tours).
 - Replacer ensuite la tête Roll  dans l'emplacement qui lui est réservé à côté du panneau de commandes. Ranger les autres têtes dans leur emplacement dans le couvercle supérieur.

 **L'appareil Wellbox®[S] passe automatiquement en mode off après cinq minutes de non utilisation.**

ENTRETIEN



⚠ Pour des raisons d'hygiène mais aussi pour le maintenir en bon état de marche et garantir sa durée de vie, il est nécessaire de nettoyer régulièrement votre appareil. Vous devez le débrancher du secteur avant toute opération de nettoyage.

Changement du filtre de protection

L'appareil Wellbox®[S] comporte un filtre de protection qui garantit son bon fonctionnement. Lorsque ce filtre ne permet plus une utilisation correcte de votre appareil, il doit être remplacé. Il est préconisé de le remplacer une fois par mois environ.

Pour changer le filtre :

Débrancher l'alimentation de la prise murale.



Dévisser le bouchon d'1/4 de tour vers la gauche comme indiqué sur la photo, puis tirez-le vers vous.



Retirer le filtre usagé en le déchant du bouchon et jetez-le.



Remonter le filtre neuf (n'en mettez qu'un à la fois) en rabattant les 2 ergots puis replacer le bouchon.

ENTRETIEN DES TÊTES ROLL ① ② ③

 **À DÉCOUVRIR
EN VIDÉO !**

⚠ Pour des raisons d'hygiène, le nettoyage des têtes de soin doit être effectué régulièrement avant et après chaque utilisation, têtes déconnectées, à l'aide des lingettes fournies ou de lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide.

Pour nettoyer les têtes

Roll  ① ② :

1. Prendre la tête en présentant les rouleaux vers soi. Enlever les rouleaux en exerçant une pression vers l'extérieur.
2. Enlever la lame d'étanchéité de la chambre de traitement.
3. Nettoyer la chambre de traitement, la lame d'étanchéité, les rouleaux à l'aide d'une lingette.
4. Remettre en place la lame d'étanchéité dans son emplacement d'origine.
5. Remettre les rouleaux en exerçant une pression vers l'intérieur jusqu'à l'obtention d'un « clic ».



Pour nettoyer la tête **Roll** ③ :

1. En tenant la tête d'une main, déclipser les pièces de protection de chacun des rouleaux, puis les nettoyer à l'aide d'une lingette.
2. Retirer ensuite les 2 lames d'étanchéité en les sortant délicatement de leur encoche, puis les nettoyer soigneusement à l'aide d'une lingette.
3. Nettoyer la chambre de traitement et les rouleaux à l'aide d'une lingette.
4. Clipser les lames d'étanchéité sur les pièces de protection partie fourchue à l'intérieur. Insérer l'ensemble dans la tête. Exercer une légère pression au niveau des encoches pour remettre le tout en place.




ENTRETIEN DES TÊTES LIFT [1] [2]



 Pour des raisons d'hygiène, le nettoyage des têtes de soin doit être effectué régulièrement, avant et après chaque utilisation, têtes déconnectées, à l'aide des lingettes fournies ou de lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide.

Pour nettoyer les têtes **Lift**  [1] [2] :

1. Prendre la tête Lift [1] ou [2] et insérer l'outil [1] ou [2], spécifique à chaque tête, côté biseauté, dans l'orifice du clapet amovible jusqu'à l'obtention d'un «clac».
2. Ressortir l'outil ; le clapet vient avec.
3. Retirer le clapet de l'outil pour le nettoyer soigneusement avec une lingette.
4. Prendre l'outil côté lisse et remettre en place le clapet sur l'outil.
5. Insérer le tout dans la tête de traitement jusqu'à venir en butée au fond de la tête.



UN PROBLÈME ? QUE FAIRE ?



Veuillez vérifier que vous avez bien suivi au préalable les instructions d'installation et d'utilisation (voir pages 23, 24 et 25).

En cas de fonctionnement anormal de votre appareil, et avant de contacter le Service Client Wellbox®[S], il est conseillé d'effectuer les contrôles suivants :

- Les précautions d'utilisation ont-elles été respectées ?
- L'appareil est-il raccordé au bloc d'alimentation ?
- Le bloc d'alimentation est-il conforme à l'utilisation de l'appareil ?
- L'adaptateur d'alimentation sélectionné correspond-il bien aux normes de votre pays ?
- Le bouton poussoir de mise sous tension a-t-il été actionné ?
- L'appareil Wellbox®[S] est-il resté inutilisé pendant cinq minutes ?
- L'afficheur s'allume-t-il ?
- Le filtre est-il propre et bien en place ?
- Le flexible n'est-il pas obturé ? Est-il correctement raccordé ?
- La tête de soin est-elle correctement raccordée au flexible ?
- Les pièces des têtes de soin (lames d'étanchéité, rouleaux, clapets) sont-elles correctement mises en place, propres et mobiles ?
- Le bouton de commande de la tête Roll ③ motorisée s'actionne-t-il sans efforts ?
- Pour des raisons de sécurité, ne démontez ni l'alimentation, ni l'appareil. Sinon, le bénéfice de la garantie ne pourra s'appliquer.

Une fois ces contrôles effectués, si le dysfonctionnement persiste, contactez le Service Client Wellbox®[S] ou un distributeur agréé en indiquant le numéro de série de l'appareil visible sur l'étiquette code à barre située sous l'appareil (par exemple : MM21 51571234) et sa durée de fonctionnement en heures (voir page 22).

- www.wellbox.fr
- Pour toute demande d'information ou réclamations écrites :
Service Client Wellbox®[S] +33 (0)4 75 78 69 00.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	350 x 300 x 250 mm
Poids net	7,5 kg
Puissance absorbée.....	70 Watts
Appareil classe 3, durée maximale d'utilisation par séance..	30 min
Temps nécessaire à l'échauffement de l'appareil Wellbox®[S]	
si elle est stockée à -25°C.....	9h00
Temps nécessaire au refroidissement de l'appareil	
Wellbox®[S] si elle est stockée à +70°C	18h00
Durée de vie de l'appareil Wellbox®[S]	4 ans
T° max en surface de la tête Roll n°3 :	42,5°C
T°max en surface des rouleaux de la tête Roll n°3:	44,5°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BOÎTIER D'ALIMENTATION

Fabricant.....	Powerbox
Ref.	EXM805121
Indice de protection	IP21
Classe de protection électrique	2
Caractéristiques électriques	
Entrée	100-240VAC 50/60Hz 1,4A
Sortie	24VDC 2,9A
Dépression maximum régulée	350mBar

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'UTILISATION

Température	5°C à +40°C
Humidité relative	15% à 90% sans condensation
Pression atmosphérique.....	700hPa à 1060hPa (à utiliser dans un local normalement aéré).

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Température	-25°C à +70°C
Humidité relative	90% à 50hPa (sans condensation)
Pression atmosphérique	500hPa à 1060hPa

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant toute installation et utilisation, il est vivement conseillé de prendre connaissance des instructions présentées dans ce chapitre.

DANGER : afin de réduire le risque d'électrocution :

- Vérifiez que la tension du réseau est conforme à la plage indiquée sur l'alimentation de l'appareil (100-240 VAC). Il doit être relié à une prise murale aux normes électriques en vigueur. Évitez de brancher l'appareil Wellbox®[S] sur une multiprise. Après chaque utilisation ou avant nettoyage, débranchez le système d'alimentation de l'appareil Wellbox®[S].
- Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] en prenant un bain ou une douche. Ne pas poser l'appareil Wellbox®[S] sur une surface humide ou instable ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un évier. Utiliser l'appareil Wellbox®[S] dans un endroit sec. Éviter toute projection d'eau sur l'appareil Wellbox®[S]. Ne pas toucher un appareil qui serait tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement l'alimentation. Ne pas passer le flexible sous l'eau. Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] en extérieur.
- Ne pas faire tomber ou insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas aspirer de corps solide ou liquide avec l'appareil Wellbox®[S].
- L'appareil doit toujours être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Ne pas utiliser l'appareil sous une couverture ou similaire. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique, ou blesser une personne.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il y a un câble ou une connexion endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou est tombé dans l'eau. Dans ces cas, contacter le Service Client Wellbox®[S].
- Ne pas porter ou déplacer l'appareil par son couvercle, ses câbles ou flexible ou les utiliser comme poignée de transport. Ne pas faire tomber l'appareil Wellbox®[S]. Ne pas secouer ou heurter l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] sans avoir relié au préalable le flexible aux têtes. Maintenir les câbles et flexible loin d'une source de chaleur. Ne pas utiliser l'appareil lorsque la température ambiante est supérieure à 40°C.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque des produits aérosols (spray) ont été utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté. Pour mettre hors tension l'appareil, appuyer sur le bouton poussoir marche/arrêt, puis débrancher l'alimentation AC/DC de la prise secteur.
- Ne pas ouvrir ou démonter l'appareil.

Étiquette d'identification

Étiquette d'identification "type" sujette à modification pour tenir compte des évolutions de l'appareil et du type de Wellbox. L'étiquette présente au bas de votre Wellbox est la version approuvée.



Description des symboles

 Courant alternatif  Courant continu  Attention, consulter les documents d'accompagnement  Standby, passage du mode veille à la mise sous tension  Avis  Tension dangereuse  Ce pictogramme signifie que votre appareil a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux déchets électroniques, votre appareil comporte des composants qui ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères classiques et doit faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque votre appareil arrive en fin de vie, vous devez le remettre à un point de collecte approprié ou le rapporter à votre distributeur. Vous ferez ainsi un geste pour l'environnement et contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.	 Fragile, à manipuler avec précaution  Maintenir à la verticale  Stocker à l'abri des intempéries  Limites de température  Limites d'humidité relative  Emballage recyclable, il fait l'objet d'une consigne de tri  Emballage recyclable  Consulter les documents d'accompagnement  Utiliser qu'à l'intérieur  Polarité du connecteur d'alimentation  Double isolation  Appareil de classe 3
--	---



Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de l'appareil.

Lire attentivement ce Guide d'installation et d'utilisation et le conserver.

CONGRATULATIONS

Thank you for your purchase of Wellbox[®][S]! LPG SYSTEMS, the world leader in cell stimulation with endermologie[®] care treatments, is delighted to share its years of expertise in cellular stimulation with you. Based on LPG[®] professional technologies (Cellu M6[®]), the Wellbox[®][S] device naturally reawakens the physiological processes responsible for slimming and youth. In just a few minutes per day, the Wellbox[®][S] device will revolutionize your beauty routine.

Simply follow the instructions provided in this guide.

SUMMARY

Important safety information	22
Contraindications.	23
Package contents.	25
Description of the machine.	26
Control panel description	27
Treatment heads description	28
Installation	30
Power supply	31
Starting up	32
Maintenance.	33
Roll heads maintenance	34
Lift heads maintenance.	35
What to do if you have a problem?	36
Technical specifications	37



Read this Installation and Operators Guide carefully and keep these instructions for future reference.



WARRANTY CERTIFICATE

for the WELLBOX®[S] device

This warranty (the "Warranty") applies to all countries in which the WELLBOX (the "Product") is sold on the market by LPG® Systems ("LPG") or an authorised retailer. LPG guarantees that, at the time of its original purchase, the Product is free from all defects in materials, design or manufacture, subject to the following provisions and conditions :

1. The Warranty is given to the end purchaser of the Product (the "Customer"). It in no way affects the rights of the Customer with regards to applicable mandatory provisions of the national law, nor the rights of the Customer with regard to the retailer/distributor of the Product in accordance with their contract.

2. The Warranty is valid insofar as the Customer provides, along with the Product, the original proof of purchase, namely the invoice, bill, till receipt or warranty certificate issued by an authorised retailer, together with a till receipt or proof of payment by credit card if the purchase was made on the Internet. The proof of purchase must show the date of purchase, the exact name of the Product as well as, if necessary, the name of the authorised retailer and the serial number. LPG reserves the right to refuse to accept the Warranty in the event that the aforementioned documents cannot be produced or the information that they are required to contain is incomplete or illegible.

3. The Warranty is only valid for personal use of the Product. It is not valid in the event of professional use or if the Product has been rented for commercial use.

4. The Warranty Period is a maximum of 2 (TWO) YEARS from the date the original Customer bought the Product from LPG or an authorised retailer (the "Warranty Period"), without exceeding during this period of time 500 hours of use, that is to say, 5000 sessions of 6 minutes. To control the number of hours of use, switch off the device leaving it connected and press simultaneously power (+), time (-) and  during two seconds. Repeat the same operation to switch off the display.

5. During the "Warranty Period", LPG will repair or replace the defective Product free of charge, at its sole discretion and while stocks are available. LPG will return the repaired Product or another Product in full working order to the Customer. All parts or other equipment which has been exchanged will become the property of LPG.

6. The "Warranty Period" for a repaired or replaced Product will neither be extended nor renewed.

7. The warranty applies to defects that arise in the use of the Product in compliance with the Installation and User Guide.

It does not cover maintenance, repair or replacement of parts which have become worn as a result of fair wear and tear or ageing of the Product. Furthermore, the Warranty does not apply when :

a. The defect was caused by the fact that the Product was subjected to: use in contradiction with this Installation and User Guide, rough handling, exposure to excessive moisture, extreme thermal or environmental conditions, or rapid change in such conditions, exposure to corrosion, oxidation, unauthorized modifications or connections, unauthorized repairs or repairs performed by the customer himself, repairs performed with unauthorized spare parts, misuse, improper power, noncompliance with the installation instructions, incorrect installation, an accident, forces of nature, contact with liquid, the action of chemical products, and other acts that are reasonably beyond the control of LPG ;

b. LPG or the authorised Product retailer have not been informed of the defect by the Customer within thirty (30) days following its occurrence during the "Warranty Period" ;

c. The Product has not been returned to LPG or the authorised Product retailer within sixty (60) days following occurrence of the defect during the "Warranty Period" ;

d. The Product serial number or any other identification number has been removed, erased, damaged, altered or is no longer legible ;

e. The defect has been caused by the Product being used with an accessory which is not manufactured or supplied by LPG.

8. The Customer undertakes to return the Product in its original packaging. LPG does not accept any liability in the event of damage to the Product due to transportation in unsuitable packaging. LPG reserves the right to request the Customer to pay a fixed charge for the cost of transporting the Product.

9. The Warranty is the Customer's only recourse against LPG and LPG's only and exclusive liability towards the Customer for Product defects. The Warranty replaces any other warranty or liability, whether verbal, written, legal (insofar as it is not mandatory), contractual, liability for negligence or other. LPG is not liable for incidental, consequential or indirect damages or costs. Any modification to the Warranty requires the prior written agreement of LPG. The warranty is subject to French law, unless otherwise provided for by the mandatory legal requirements of the place of residence or registered office of the Customer.

10. To activate your Wellbox warranty, visit www.wellbox.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Before any installation and use, it is greatly advised to read instructions presented in this chapter.

DANGER : To reduce the risk of electric shock:

- Check that the voltage is consistent with the range indicated for the unit's power (100-240 VAC). It must be connected to a wall outlet in accordance with your country's specific standards. Avoid connecting the Wellbox®[S] device on multiple socket outlets. After each use and before cleaning, unplug your Wellbox®[S]'s device from the outlet.
- Do not use the Wellbox®[S] device while taking a bath or shower. Do not place the Wellbox®[S] device on a wet or unstable surface or near a bathtub, shower, or sink. Use the Wellbox®[S] device in a dry location. Avoid allowing any water to splash into the Wellbox®[S] device. Do not touch a device that has fallen into the water. Immediately disconnect the power. Do not allow the hose to pass through water. Do not use the Wellbox®[S] device outdoors.
- Do not drop or insert objects in the openings of the device. Do not allow any solid object or liquid to be sucked into Wellbox®[S].
- The device must be powered only under the very low safety voltage corresponding to the marking of the device.
- The device should always be used only with the supplied power supply.

WARNING : To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury: The device should always be used only with the supplied power supply.

- Do not use the device under a blanket or similar item. Excessive heat can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Never use the device if it has a damaged cable or plug, if it does not work properly, if it has been dropped or damaged, or if it has fallen into water. In these cases, please contact Wellbox®[S] Customer Service.
- Do not carry or move the device by its top cover, cables, or hose, or use it as a handle for transport. Do not drop the Wellbox®[S] device. Do not shake or strike the unit.
- Do not use the Wellbox®[S] device without having first connected the hoses to the heads. Keep cables and hoses far from sources of heat. Do not use the device when the temperature of the room is above 40°C.
- Do not use the device after using aerosol (spray) products or when oxygen is being administered.
- The device should not be left unattended while plugged in. To turn off the device, press the on/off button and then disconnect the AC/DC power from the outlet.
- Do not open or disassemble the device.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use the Wellbox®[S] device if there are any contraindications or without having carefully read this section and reviewed the precautions appearing in this guide.
- If you have any concerns about the compatibility of your health and the use of the Wellbox®[S] device, consult your doctor.
- The Wellbox®[S] device can be used on all healthy external parts of the body, with the exception of the eyes, ears, glottis, and genitals. The Wellbox®[S] device should not be used on mucus membranes, nipples, the spinal column, or any suspicious moles without medical advice.
- In case of pregnancy, do not use the device on the areas of the abdomen and lower back. Some conditions may require the advice of your doctor.

Do not use the Wellbox®[S] device on individuals with:

- Epilepsy problems
- A blood clotting disorder
- Heart problems
- Pain or redness
- Tingling in the limbs
- Phlebitis, varicose veins, or who have undergone a procedure involving the veins within the past two months
- Fever, infection, inflammation, acute dermatitis, open wounds, recent scars, or any serious and/or progressive illness.
- For patients with a prolonged use of medications (anti-inflammatories, anticoagulants, antibiotics, and antihistamines), please consult your doctor before using this device.
- The Wellbox®[S] device cannot be used on swollen areas or areas affected by rosacea.

Discontinue treatment if unexplained pain is experienced in the calves. If side effects related to the Wellbox®[S] device treatments appear during or after use, please consult your doctor and contact Wellbox®[S] Customer Service.

PRECAUTIONS

- Using the Wellbox®[S] device should never be painful or leave marks. Any redness should not last longer than a few second or leave traces.
- Never use the Wellbox®[S] device without its protective filter.
- Use this appliance only for its intended use as described in this guide. Use only the treatment heads and accessories provided by LPG SYSTEMS.
- Do not use detergents, solvents, chemicals, or abrasive sponges to clean the Wellbox®[S] device. Use the supplied wipes or wipes soaked in a bactericide and fungicide solution.
- Never use the Wellbox®[S] on jewelry or piercings.
- Do not use the device above 2000 m of altitude.
- In normal use, the device must stop 30 minutes between both 30 minutes session.

Regular use of the Wellbox®[S] device can help you feel better; it is advised to not take too long of breaks in its use. Failure to follow the instructions and recommendations for use may not provide the desired results. Do not use the Wellbox®[S] device for longer than the recommended time. If your symptoms persist, consult your doctor. Results can vary according to age, lifestyle (sports activity, diet, etc.), and morphology.

Do not use the device in an environment rich in Oxygen .


The device must always be positioned so that the mains socket is always easily accessible.

Warning:

It is strictly forbidden to modify the device without the authorization of LPG SYSTEMS.

PACKAGE CONTENTS

The Wellbox®[S] device comes with all of the equipment needed for regular multiple face and body cares.




The package contains:

1. One Roll treatment head ③ with motorized rollers.
2. A set of two Roll treatment heads ① ②.
3. A set of two Lift treatment heads [1] [2].
4. A connecting hose for the heads.
5. A power supply and four country specific adapters.
6. Two disassembly tools for the Lift heads [1] [2].
7. Replacement filters.
8. Cleaning, antiseptic disposable wipes.
9. Replacement flaps for Lift heads.
10. This Installation and User Guide..

 *Keep the original packaging for your Wellbox®[S] device for the entire length of the warranty. Any returns during this period must include the original packaging.*

DESCRIPTION OF THE MACHINE

The Wellbox[®][S] device is the first at home device developed by LPG SYSTEMS and inspired by its experience in cell stimulation. The machine's body holds the control panel, one Roll treatment head ③ and the connecting hose. The top cover allows some storage space for a set of 4 different treatment heads and closes the machine after use.



1. Control panel.
2. Detachable hose to connect the heads to the machine (see p. 13).
3. Hose connection to the machine.
4. Storage for the set of four heads ① ② and [1][2] two Roll heads and two Lift heads.
5. Cover-opening button.
6. Motorized Roll treatment head ③.
7. Connecting hose storage space.
8. Protection filter access plug.
9. Protection filter, accessible under the access plug [8].
10. A short guide

CONTROL PANEL DESCRIPTION

The control panel makes the Wellbox®[S] device simple and easy to use. It is comprised of a series of 8 buttons and an LCD screen showing the different parameters to be adjusted before beginning a treatment session. Using the control buttons you may:



1. Turn the machine On or Off.
2. Start, Hold or Stop the treatment.
3. Select the power level of the treatment.
4. Select the treatment program (continuous or rhythmic mode).
5. Set the treatment duration in minutes.

- To turn your machine on or off, press .
- To start, stop, resume or cancel a treatment, press .
- Power : to select the power level, press  or  according to the level chosen from  to .
- Select : to select the treatment program (continuous or rhythmic mode), press  or .

Four programs are offered:

- | | |
|---|---|
|  No rhythm |  Medium rhythm |
|  Low rhythm |  High rhythm |

- Time : press on  or  to select the desired duration (refer to the instructions to determine the adapted duration for the care that you are seeking. In any event, do not exceed the maximum duration of 30 min). During any new use, the device displays 6 minutes  by default.
- On subsequent restarts, the values of the "Power" and "Select" parameters are re-established.
- When changing from the rhythmic program to the continuous program, the power reduces automatically. It remains unchanged when changing from continuous to rhythmic program.
- Moreover, the symbols  and  displayed on the screen, indicate the treatment head(s) compatible with your programmed treatment :
 Roll head  Lift head
- Press  to turn the Wellbox®[S] off.
If not used for more than 5 minutes, the system automatically goes to "off".



Each pressure of a button is confirmed with a beep.

TREATMENT HEADS DESCRIPTION

The Wellbox®[S] device comes with five complete treatment heads. You are thus guaranteed to have, at all times, the most suited solution for the treatment required and for the body area to be treated.

3 Roll heads ① ② ③

Each **Roll** head includes removable seals.

Roll head ①



1. Removable seals.
2. Removable rollers.
3. Treatment chamber.

Roll head ②




1. Removable seals.
2. Removable rollers.
3. Locking knob.

When the knob is pressed  in, the rollers are locked (continuous mode), when it is released , the rollers are free to move in or out (rhythm).

4. Treatment chamber.



Roll head ③



1. Motorized rollers reversal lever indicated with a lit arrow.
2. Motorized rollers.
3. Treatment chamber.
4. Removable seals. (behind the protective parts).




TREATMENT HEADS DESCRIPTION


2 *Lift* heads  [1] [2]



Lift head [1]
with removable flaps



Lift head [2]
with removable flaps.



Two specific disassembly tools
i.e. one for each head.

INSTALLATION



Open the device by pressing on the button located in front.



Store the four treatment heads in the locations specifically designed for that purpose. Each head's dedicated storage area is indicated with a pictogram.

To connect the hose to the machine, do as follows:



Insert the hose with the arrow  (in relief) upwards, as indicated in the photo.

 The connecting hose may be joined on either side. To disconnect it, pull carefully. Never turn or force the connecting hose.

Then, you may connect the treatment head of your choice to the hose:



Choose one of the heads and then connect it to the hose by lining up the arrows on the head and hose. Repeat this process whenever you want to change the treatment head.



After use, the hose is easily stored by coiling it in the designed area, as shown in the picture.


To increase the life expectancy of your flexible hose, it is recommended though not to leave it rolled up during a prolonged period.

POWER SUPPLY

The Wellbox®[S] device is supplied with a power supply box that contains:

- A main power supply. Input 100-240 VAC, 50/60Hz – Output 24 VDC
- Four power socket adapters

To connect your machine, do as follows:



1. Select your country's specific adapter and fit it onto the power supply.

If the adapter provided does not fit into your outlet, consult an electrician to identify the proper solution.



2. Insert the male jack into the female socket located at the rear of Wellbox®[S].



3. Connect the power supply to a wall outlet. The green main LED will be illuminated.

The website mentioned on the box is inactive.
Please visit www.wellbox.com



The power supply is an integral part of your device.
It is prohibited and dangerous to disassemble the power supply or use a power supply other than the one provided with the device.

STARTING UP



Before using the Wellbox®[S] device, we recommend reading the installation instructions.

- After connecting the power (see page 14), press the  key to turn on the device. The control panel lights up. Before starting the treatment and according to the instructions in this Installation and User Guide, you must select:
 - The intensity (Power)
 - The treatment continuous or rhythmic program (Select)
 - The duration of treatment (Time)

When you use the machine for the first time, all parameters are set at the lowest values:

- Minimum intensity at . Press on  to increase
 - Suction mode on Continuous . Press on  to switch to rhythmic mode
 /  /  (low/medium/high).
 - Time at 6' . Press  or  to select the required duration for treatment.
- Select the head to use and then adjust the power settings, continuous or rhythmic program, and duration by referring to the Instructional poster.
 - Press  to start the treatment. If the Roll head  is connected, the rollers are moving forward when the treatment begins. A lit arrow indicates the head's moving direction. Press the trigger to reverse the direction. The lit arrow will also change (see page 11).
 - You can interrupt the treatment at any time and resume when you want by pressing .
 - To close the Wellbox®[S] device after use:
 - Connect the Roll head  to the hose.
 - Roll the hose into the tube designed for this purpose (two times around).
 - Place the Roll head  in the location next to the control panel. Store the other heads in their location in the top lid.



Your Wellbox®[S] device automatically turns off after five minutes of non-use

MAINTENANCE

 It is important to clean your machine regularly, for hygienic reasons, to keep it in good working order and guarantee the extent of its useful life. Disconnect the machine before any cleansing operation.

Changing the protection filter

The Wellbox®[S] device contains a protective filter. It is recommended that this filter be replaced monthly to ensure good working order of the unit.

To replace the filter:

Disconnect the power from the wall outlet.



Unscrew the cap a quarter-turn to the left, as indicated in the photo, and then pull it towards you.



Remove the used filter by detaching and discarding the cap.



Place on the new filter (only one at a time) by folding the two pins and placing the cap back on.

ROLL HEADS ① ② ③ MAINTENANCE

 For reasons of hygiene, the treatment heads must be cleaned regularly before and after every use, with the heads disconnected, using the supplied wipes or wipes soaked with an antiseptic, bactericidal and fungicidal solution.

To clean the **Roll** heads  ① ②

1. Hold the head by the roller side.
Remove the rollers by pushing them out.
2. Remove the seal from treatment chamber.
3. Carefully clean the treatment chamber, the seal and the rollers with a wipe.
4. Put the seal back in place.
5. Push the rollers back in until you hear a "click".



To clean the **Roll** head  ③

1. Holding the head in one hand, unclip the protective parts from each of the rollers and clean them using a wipe.
2. Remove the two seals by delicately removing them from their groove and then clean them carefully using a wipe.
3. Clean the treatment chamber and the rollers with a wipe.
4. Clip the protective parts to the forked seals and place both parts into the head. Apply slight pressure to the grooves to put everything into place.



LIFT HEADS [1] [2] MAINTENANCE

 For reasons of hygiene, the treatment heads must be cleaned regularly before and after every use, with the heads disconnected, using the supplied wipes or wipes soaked with an antiseptic, bactericidal and fungicidal solution.

To clean the **Lift** head  [1] [2] :

1. Hold the Lift head [1] or [2]. Pick up the disassembly tool [1] or [2], specific for each head and insert it, on its tapered side, in the removable flap area until you hear a "click".
2. Pull the tool out; the flap will come out as well.
3. Dismount the flap from the tool and clean it carefully with a disposable antiseptic wipe.
4. Hold the tool on its flat sides and mount the flap back on the tool.
5. Insert both in the treatment head until the bottom of the head is reached.



WHAT TO DO IF YOU HAVE A PROBLEM?



First make sure that you have clearly followed the instructions for installation and use beforehand (see pages 5, 6 and 7).

If your machine is not functioning normally, before calling the Wellbox®[S] Customer Service, it is advised that you perform the following controls:

- Have the precautions for usage been followed?
- Is the machine plugged to the power supply?
- Does the attachment plug correspond to your country's specific wall socket?
- Has the on/off button been pushed in?
- Has the Wellbox®[S] device not been used for five minutes?
- Is the display panel on?
- Is the filter clean and correctly mounted?
- Is the hose obstructed? Is it properly connected?
- Is the treatment head properly connected to the connecting hose?
- Are the treatment heads' components (seals, rollers, flaps) correctly mounted, clean and moveable?
- Is the control button for the motorized Roll head ③ easy to operate without effort?
- For safety reasons, do not disassemble the power supply or the device. Otherwise, the warranty will be voided.

After these controls have been completed and if the problem continues, please contact Wellbox®[S] Customer Service or an authorized distributor, indicating the device's serial number that appears on the barcode label at the bottom of the device (ex. MM21 51571234) and its operating time in hours (see page 4).

- www.wellbox.com
- For all requests for information or written complaints:
Wellbox®[S] Customer Service phone:
(toll-free in Europe only or +33 (0)4 75 78 69 00)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size L x l x h.....	350 x 300 x 250 mm
Net weight.....	7,5 kg / 16,5 lbs
Power consumption.....	70 Watts
Class 3 device, maximum operating time per session: 30 minutes.	
Time required for your Wellbox®[S] device to warm up if it is stored at -25 °.....	9h00
Time required to cool your Wellbox®[S] device if it is stored at +70 °C.....	18h00
Lifetime.....	4ans
T° max on the surface of the head Roll n°3:.....	42,5°C
T°max on the surface of the rollers of the Head Roll n°3:.....	44,5°C

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF POWER SUPPLY

Manufacturer	Powerbox
Ref.....	EXM805121
Protection index.....	IP21
Electrical protection class	2
Electrical features:	
Input	100-240VAC 50/60Hz 1,4A
Output.....	24VDC 2,9A
MAximum set depression	350mBar

OPERATING ENVIRONMENTAL FEATURES

Temperature	+5°C à +40°C
Relative humidity.....	15% à 90% without condensation
Athmosperic pressure.....	700hPa to 1060hPa (For use in a normaly ventilated room).

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF TRANSPORT AND STORAGE

Temperature	-25°C to +70°C
Relative humidity.....	90% to 50hPa (without condensation)
Athmospheric pressure	500hPa à 1060hPa

Identification label

"Type" identification label subject to change to reflect changes to the device and the Wellbox's type. The label at the bottom of your Wellbox is the approved version.



Description of symbols

 Alternate current	 Fragile, handle with care
 Continuous current	 Not reverse
 Warning: refer to the additional documentation	 Store the device somewhere protected from inclement weather
 Standby, moving from standby mode to full power	 Temperature limits
 Notice	 Relative humidity limits
 Dangerous voltage	 Recyclable packaging, it is the subject of a sorting order
 This icon indicates that the unit was sold after August 13, 2005. In conformity with the 2002/96/CE electronic waste directive, your device includes components that cannot be thrown away with standard household waste but must be disposed of by means of recycling. At the end of the service life of your device, for proper recycling, return the device to your supplier or to a designated collection point. By doing so, you help the environment by contributing to the conservation of natural resources and the protection of human health.	 Recyclable packaging
	 Consult the accompanying documents
	 Indoor use only
	 Power supply connector polarity
	 Double isolated
	 Class 3



The manufacturer reserves the right to change the technical specifications of the device.

Read this Installation and User Guide carefully and keep it.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für Wellbox®[S] entschieden haben! LPG SYSTEMS, weltweit führend in der Zellstimulation mit Endermologie® Pflegebehandlungen, freut sich, sein langjähriges Know-how in der Zellstimulation mit Ihnen zu teilen. Basierend auf professionellen LPG® Technologien (Cellu M6®), erweckt das Wellbox®[S] Gerät auf natürliche Weise die physiologischen Prozesse wieder, die für Schlankheit und Jugend verantwortlich sind. In nur wenigen Minuten pro Tag wird das Wellbox®[S] Gerät Ihre Beauty-Routine revolutionieren.

Folgen Sie einfach den Anweisungen in dieser Anleitung.

ZUSAMMENFASSUNG

Garantiezerifikat	41
Wichtige Sicherheitshinweise	42
Kontraindikationen	43
Sicherheitshinweise	44
VERPACKUNGSINHALT	45
Beschreibung des Gerätes	46
Beschreibung des Bedienfeldes	47
Beschreibung der Behandlungsaufsätze	48
Beschreibung der Behandlungsaufsätze	49
Installation	50
Stromversorgung	51
Inbetriebnahme	52
Wartung	53
Wartung der Lift-Aufsätze	55
Problembehandlung	56
Technische Spezifikationen	57



Lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



GARANTIEZERTIFIKAT

für das WELLBOX®[S] Gerät

Diese Garantie (die „Garantie“) ist für alle Länder gültig, in denen die WELLBOX (das „Produkt“) von LPG® Systems („LPG“) oder einem autorisierten Fachhändler auf dem Markt verkauft wird. LPG garantiert, dass das Produkt zum Zeitpunkt des ursprünglichen Kaufs frei von allen Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehlern ist, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen und Bedingungen:

1. Die Garantie wird dem Endkäufer des Produkts (dem „Kunden“) gewährt. Sie berührt in keiner Weise die Rechte des Kunden in Bezug auf geltende zwingende Bestimmungen des nationalen Rechts, noch die Rechte des Kunden in Bezug auf den Fachhändler/Vertreiber des Produkts in Übereinstimmung mit seinem Vertrag.

2. Die Garantie ist gültig, sofern der Kunde zusammen mit dem Produkt den Original-Kaufbeleg vorlegt, d. h. die Rechnung, den Kassenzettel oder den Garantieschein, der von einem autorisierten Händler ausgestellt wurde, zusammen mit einem Kassenzettel oder einem Nachweis über die Zahlung per Kreditkarte, wenn der Kauf im Internet getätigt wurde. Der Kaufnachweis muss das Kaufdatum, die genaue Bezeichnung des Produkts sowie ggf. den Namen des autorisierten Händlers und die Seriennummern enthalten. LPG behält sich das Recht vor, die Annahme der Garantie zu verweigern, wenn die vorgenannten Unterlagen nicht vorgelegt werden können oder die Angaben, die sie enthalten müssen, unvollständig oder unleserlich sind.

3. Die Garantie gilt nur für den persönlichen Gebrauch des Produkts. Sie gilt nicht bei gewerblicher Nutzung oder wenn das Produkt zur gewerblichen Nutzung vermietet wurde.

4. Die Garantiezeit beträgt maximal 2 (ZWEI) JAHRE ab dem Datum, an dem der ursprüngliche Kunde das Produkt bei LPG oder einem autorisierten Händler gekauft hat (die „Garantiezeit“), wobei während dieses Zeitraums 500 Betriebsstunden, d. h. 5000 Sitzungen von 6 Minuten, nicht überschritten werden dürfen. Um die Anzahl der Betriebsstunden zu kontrollieren, schalten Sie das Gerät aus, lassen es angeschlossen und drücken gleichzeitig den Netzschalter (+), Zeit (-) und Start/Stop für zwei Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang, um das Display auszuschalten.

5. Während der „Garantiezeit“ repariert LPG das Produkt oder ersetzt, nach seinem Ermessen, das defekte Produkt kostenlos, solange dieses lieferbar ist. LPG wird dem Kunden das reparierte Produkt oder ein anderes Produkt in voll funktionsfähigem Zustand zurücksenden. Alle ausgetauschten Teile oder sonstigen Komponenten gehen in das Eigentum von LPG über.

6. Die „Garantiezeit“ für ein repariertes oder ausgetauschtes Produkt wird weder verlängert noch erneuert.

7. Die Garantie gilt bei Schäden, die bei einer Nutzung des Produkts entsprechend der Installations- und Bedienungsanleitung aufgetreten sind. Sie deckt nicht die Wartung,

Reparatur oder den Ersatz von Teilen, die durch normale Abnutzung oder Alterung des Produkts verschlissen sind. Die Garantie gilt insbesondere nicht in folgenden Fällen:

a. Der Defekt wurde folgendermaßen verursacht: Nutzung des Produktes unter Missachtung der Installations- und Bedienungsanleitung, schlechte Handhabung, extreme Feuchtigkeitsexposition, extreme Wärme- oder Umweltbedingungen oder schneller Austausch unter solchen Bedingungen, Korrosionsbelastung, Oxidation, unzulässige Veränderungen oder Anschlüsse, unzulässige Reparaturen oder vom Kunden selbst ausgeführte Reparaturen, Reparaturen, die mit nicht zulässigen Ersatzteilen durchgeführt wurden, Zweckentfremdung, ungeeignete Stromzufuhr, Nichteinhaltung der Installationsanleitungen, fehlerhafte Installation, Unfall, Naturgewalten, Kontakt mit Flüssigkeiten, Einwirkung durch Chemikalien sowie andere Einwirkungen, die außerhalb der Kontrolle von LPG liegen.

b. LPG oder der autorisierte Produkthändler wurden vom Kunden nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Auftreten des Mangels während der „Garantiezeit“ informiert.

c. Das Produkt wurde nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen ab Auftreten des Mangels während der „Garantiezeit“ an LPG oder den autorisierten Produkthändler zurückgegeben.

d. Die Seriennummer oder andere Kennnummern des Produktes wurden entfernt, ausradiert, beschädigt, verändert oder sind nicht mehr lesbar.

e. Der Defekt wurde dadurch verursacht, dass das Produkt mit einem Zubehörteil verwendet wurde, das nicht von LPG hergestellt oder geliefert wurde.

8. Der Kunde wird das Produkt in der Originalverpackung zurücksenden. LPG übernimmt keine Haftung bei Schäden am Produkt aufgrund des Transports in ungeeigneter Verpackung. LPG behält sich das Recht vor, vom Kunden eine Pauschale für die Kosten des Transports des Produkts zu verlangen.

9. Die Garantie ist der einzige Rückgriff des Kunden auf LPG und die einzige und ausschließliche Haftung von LPG gegenüber dem Kunden für Produktfehler. Die Garantie ersetzt jede andere Garantie oder Haftung, sei sie mündlich, schriftlich, gesetzlich (soweit sie nicht zwingend ist), vertraglich, bei Fahrlässigkeit oder anderweitig. LPG haftet nicht für zufällige, indirekte oder Folgeschäden oder Kosten. Jede Änderung der Garantie erfordert die vorherige schriftliche Einwilligung seitens LPG. Die Garantie unterliegt französischem Recht, soweit sich nicht aus den zwingenden gesetzlichen Vorschriften des Wohnsitzes oder des Sitzes des Kunden etwas anderes ergibt.

10. Rufen Sie zur Aktivierung Ihrer Wellbox-Garantie www.wellbox.com auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor jeder Installation und Verwendung sind die im folgenden Kapitel aufgeführten Anweisungen zu beachten.

GEFAHR: Zur Verringerung des Stromschlagrisikos:

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit dem auf dem Netzteil des Geräts angegebenen Spannungsbereich übereinstimmt (100-240 VAC). Das Gerät muss entsprechend den geltenden elektrischen Standards an eine Wandsteckdose angeschlossen werden. Schließen Sie die Wellbox®[S] nicht an eine Mehrfachsteckdose an. Ziehen Sie nach jeder Verwendung und vor der Reinigung der Wellbox®[S] das Netzteil aus der Steckdose.
- Verwenden Sie die Wellbox®[S] niemals unter der Dusche oder in der Badewanne. Stellen Sie die Wellbox®[S] nicht auf eine feuchte oder instabile Fläche oder in die Nähe der Badewanne, der Dusche oder des Spülbeckens. Verwenden Sie die Wellbox®[S] an einem trockenen Ort. Achten Sie darauf, dass keine Wasserspritzer auf das Wellbox®[S] Gerät gelangen. Fassen Sie das Gerät nicht an, wenn es ins Wasser gefallen ist. Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung. Halten Sie den Schlauch nicht unter Wasser. Verwenden Sie die Wellbox®[S] nicht im Freien.
- Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts fallen, und stecken Sie keine Gegenstände hinein. Saugen Sie mit der Wellbox®[S] keine festen Gegenstände oder Flüssigkeiten auf.
- Das Gerät darf nur mit sehr niedrigen Sicherheitsspannung entsprechend der Kennzeichnung des Geräts betrieben werden.
- Das Gerät sollte immer nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

ACHTUNG: Um die Gefahr von Verbrennungen, Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden: Das Gerät sollte immer nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht unter eine Decke oder einer anderen Abdeckung. Große Hitze kann zu Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen.
- Das Gerät darf niemals eingesetzt werden, wenn ein Kabel oder eine Verbindung beschädigt ist, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Kontaktieren Sie in solchen Fällen den LPG® Kundendienst.
- Fassen Sie das Gerät zum Transport nicht am Deckel, an den Kabeln oder an den Schläuchen. Lassen Sie das Wellbox®[S] Gerät nicht fallen. Schütteln Sie das Gerät nicht, und vermeiden Sie Stöße.
- Verwenden Sie die Wellbox®[S] nicht, ohne zuvor den Schlauch an den Aufsätzen befestigt zu haben. Die Kabel und der Schlauch sind von Wärmequellen fernzuhalten. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Raumtemperatur über 40 °C liegt.
- Das Gerät darf nicht eingesetzt werden, wenn zuvor ein Spray verwendet wurde oder wenn Sauerstoff verabreicht wird.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, solange sich das Netzteil noch in der Steckdose befindet. Betätigen Sie zum Ausschalten des Geräts den Netzschalter, und ziehen Sie dann den Netzstecker aus Steckdose.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, und bauen Sie es nicht auseinander.

KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie die Wellbox®[S] nicht, wenn medizinische Gegenanzeigen vorliegen, ebenfalls nicht, bevor Sie dieses Kapitel oder die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung aufmerksam gelesen haben.
- Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Gesundheitszustand eine Behandlung mit der Wellbox®[S] zulässt, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Die Wellbox®[S] kann an allen gesunden äußeren Körperteilen, mit Ausnahme der Augen, Ohren, Glottis und Genitalien, angewendet werden. Die Wellbox®[S] sollte ohne ärztlichen Rat nicht an Schleimhäuten, Brustwarzen, der Wirbelsäule oder verdächtigen Muttermalen angewendet werden.
- Die Wellbox darf niemals bei Schwangeren angewendet werden. Bei einigen Erkrankungen ist möglicherweise der Rat Ihres Arztes erforderlich.

Wenden Sie die Wellbox®[S] in den folgenden Fällen nicht an:

- Epilepsieerkrankung
- Blutgerinnungsstörungen
- Herzkrankheiten
- Schmerzen oder Rötungen
- Kribbeln in den Gliedmaßen
- Venenentzündungen, Krampfadern oder nach einem Eingriff an den Venen innerhalb der letzten zwei Monate
- Fieber, Infektionen, Entzündungen, akute Hautkrankheiten, offene Wunden, frische Narben oder schwere und/oder fortschreitende Krankheiten.
- Im Fall einer längeren Einnahme von Medikamenten (Entzündungshemmer, Antikoagulantien, Antibiotika, Antihistamine o. ä.) fragen Sie vor der Verwendung des Gerätes Ihren Arzt.
- Die Wellbox®[S] darf nicht auf geschwollenen Zonen oder solchen mit geplatzten und erweiterten Äderchen angewendet werden.

Brechen Sie die Behandlung ab, falls unerklärliche Schmerzen in den Waden auftreten. Falls unerwünschte Erscheinungen im Zusammenhang mit den Wellbox®[S] Anwendungen auftreten, suchen Sie Ihren Arzt auf, und wenden Sie sich an den Wellbox®[S] Kundendienst.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Verwendung der Wellbox®[S] sollte niemals schmerzhaft sein oder Spuren hinterlassen. Eventuelle Rötungen sollten nicht länger als ein paar Sekunden andauern oder Spuren hinterlassen.
- Die Wellbox®[S] darf nie ohne ihren Schutzfilter verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung. Verwenden Sie nur die von LPG SYSTEMS gelieferten Behandlungsaufsätze und Zubehörteile.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Wellbox®[S] keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel, chemische Mittel oder Kratzschwämme. Verwenden Sie die mitgelieferten Reinigungstücher oder Reinigungstücher, die mit einer antibakteriellen und pilztötenden Lösung getränkt sind.
- Verwenden Sie die Wellbox®[S] niemals über Schmuck oder Piercings.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Höhe über 2.000 m.
- Das Gerät muss bei normaler Verwendung zwischen zwei Behandlungen von 30 Minuten für 30 Minuten ausgeschaltet werden.


Wenn Sie die Wellbox®[S] regelmäßig verwenden, werden Sie bemerken, wie viel besser Sie sich fühlen. Es wird empfohlen, zwischen den Behandlungen keine zu großen Lücken entstehen zu lassen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Empfehlungen zur Verwendung kann dazu führen, dass die gewünschten Ergebnisse nicht erzielt werden. Wenden Sie die Wellbox®[S] nicht länger als empfohlen an. Wenn die Symptome anhalten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ergebnisse sind abhängig von Alter, Lebensweise (sportliche Betätigung, Ernährung etc.) und Morphologie. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer sauerstoffreichen Umgebung. Das Gerät muss immer so aufgestellt werden, dass die Netzsteckdose zu jeder Zeit gut zugänglich ist.

Achtung:

Es ist strengstens verboten, das Gerät ohne Einverständnis von LPG SYSTEMS zu verändern.

VERPACKUNGSGEHALT

Die Wellbox®[S] wird zusammen mit allen Geräten geliefert, die Sie für die regelmäßige Behandlung von Gesicht und Körper benötigen.



Inhalt der Verpackung:


- 1 . Ein Behandlungsaufsatz ③ mit motorisierten Rollen.
- 2 . Ein Set mit zwei Rollenbehandlungsaufsätzen ① ②.
- 3 . Ein Set mit zwei Lift-Behandlungsaufsätzen [1] [2].
- 4 . Ein Verbindungsschlauch für die Aufsätze.
- 5 . Ein Netzgerät und vier landesspezifische Adapter.
- 6 . Zwei Demontage-Werkzeuge für Lift-Aufsätze [1] [2].
- 7 . Ersatzfilter.
- 8 . Antiseptische Einwegreinigungstücher.
- 9 . Ersatzventile für die Lift-Aufsätze.
- 10 . Installations - und Bedienungsanleitung.



Bewahren Sie die Originalverpackung der Wellbox®[S] während der gesamten Garantielaufzeit auf. Bei einer Warenrücksendung innerhalb dieses Zeitraums ist das Gerät in seiner Originalverpackung zurückzugeben.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Die Wellbox®[S] ist das erste von LPG SYSTEMS entwickelte Heimgerät, bei dem die vom Unternehmen erworbenen Kenntnisse im Bereich der Zellstimulation umgesetzt wurden. Das Gerät enthält das Bedienfeld, einen Rollbehandlungsaufsatz ③ und den Verbindungsschlauch. Die obere Abdeckung bietet Stauraum für einen Satz von vier verschiedenen Behandlungsaufsätzen und verschließt das Gerät nach Gebrauch.



- 1 . Bedienfeld.
- 2 . Abnehmbarer Verbindungsschlauch, mit dem die Behandlungsaufsätze an das Gerät angeschlossen werden (siehe S. 13).
- 3 . Schlauchanschluss am Gerät.
- 4 . Fach für das Set mit den vier Behandlungsaufsätzen ① ② und [1] [2], zwei Rollaufsätze und zwei Lift-Aufsätze.
- 5 . Taste zum Öffnen der Abdeckung.
- 6 . Behandlungsaufsatz mit motorisierten Rollen ③.
- 7 . Platz zur Aufbewahrung des Anschlussschlauchs.
- 8 . Verschluss zum Schutzfilterzugang.
- 9 . Schutzfilter, der sich unter dem Verschluss (8) befindet.
- 10 . Ein kurzer Leitfaden

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

Über das Bedienfeld lässt sich die Wellbox®[S] einfach und problemlos bedienen. Das Bedienfeld verfügt über acht Knöpfe und ein LCD-Display, auf dem die verschiedenen Parameter angezeigt werden, die vor der Behandlung eingestellt werden müssen. Mit den Knöpfen des Bedienfelds können Sie:



1. Das Gerät ein- und ausschalten.
2. Die Behandlung starten, unterbrechen und beenden.
3. Die Intensität der Behandlung einstellen.
4. Das Behandlungsprogramm auswählen (gleichmäßig oder rhythmisch).
5. Die Dauer der Behandlung in Minuten einstellen.

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie auf .
- Um die Behandlung zu starten, zu unterbrechen, wieder aufzunehmen oder zu beenden, drücken Sie auf .
- Um die Intensitätsstufe einzustellen, drücken Sie auf  oder  entsprechend der gewählten Stufe von  bis .
- „Select“: Um das Behandlungsprogramm auszuwählen (gleichmäßig oder rhythmisch), drücken Sie auf  oder .

Vier Programme stehen zur Auswahl:

- | | |
|--|---|
|  Keine Rhythmik |  mittlere Rhythmik |
|  Schwache Rhythmik |  hohe Rhythmik |

- „Time“: Um die Dauer einzustellen, drücken Sie auf  oder . (Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, welche Dauer sich für die gewünschte Behandlung empfiehlt. Überschreiten Sie unter keinen Umständen die maximale Dauer von 30 Minuten). Bei jeder folgenden Verwendung zeigt das Gerät standardmäßig 6 Minuten  an.
- Bei den folgenden Einschaltvorgängen werden die Werte der Parameter „Power“ und „Select“ des Betriebs wieder hergestellt.
- Beim Übergang vom rhythmischen zum gleichmäßigen Programm wird die Leistung automatisch vermindert. Sie bleibt dagegen beim Übergang von gleichmäßigem zum rhythmischen Programm unverändert.
- Darüber hinaus geben die Symbole  und  auf dem Display an, welche Behandlungsaufsätze sich für die eingestellte Behandlung eignen:
-  Rollenaufsatz  Lift-Aufsatz
- Drücken Sie , um die Wellbox®[S] auszuschalten. Wenn das System länger als 5 Minuten nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.



Jeder Knopfdruck wird mit einem Piepston bestätigt.


BESCHREIBUNG DER BEHANDLUNGSAUFSÄTZE

Die Wellbox®[S] enthält fünf verschiedene Behandlungsaufsätze. Somit ist gewährleistet, dass Ihnen für die gewünschte Behandlung und die zu behandelnde Körperregion jederzeit ein passender Aufsatz zur Verfügung steht.

3 Rollenaufsätze ① ② ③

Jeder **Rollenbehandlungsaufsatz** hat abnehmbare Dichtbänder.

Rollenaufsatz ①



1. Abnehmbare Dichtbänder.
2. Abnehmbare Rollen.
3. Behandlungskammer.


Rollenaufsatz ②



1. Abnehmbare Dichtbänder.
2. Abnehmbare Rollen.
3. Feststellknopf.
Wenn der Knopf ◀ hineingedrückt ist,
Sind die Rollen gesperrt (Dauerbetrieb).
Wenn der Knopf ▶ losgelassen wird ▶, können sich die Rollen
frei hinein oder heraus bewegen (Rhythmus).
4. Behandlungskammer.



Rollenaufsatz ③



1. Umlenkhebel der motorisierten Rollen,
angezeigt durch einen leuchtenden Pfeil.
2. Motorisierte Rollen.
3. Behandlungskammer.
4. Abnehmbare Dichtbänder
(hinter den Schutzelementen).




BESCHREIBUNG DER BEHANDLUNGSAUFSÄTZE


2 Lift-Aufsätze [1] [2]



Lift-Aufsatz [1]
mit abnehmbaren Klappen



Lift-Aufsatz [2]
mit abnehmbaren Klappen.



Zwei spezielle Demontagewerkzeuge,
d. h. eines für jeden Aufsatz.

INSTALLATION



Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Taste auf der Vorderseite drücken.



Bewahren Sie die vier Behandlungsaufsätze in den speziell für diesen Zweck konzipierten Ablagen auf. Jeder Aufsatz hat einen eigenen Platz, der mit dem jeweiligen Piktogramm gekennzeichnet ist.

Um den Schlauch an das Gerät anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:



Schließen Sie den Schlauch mit dem nach oben weisenden Pfeil  an, wie auf dem Foto gezeigt.

 Die Schlauchenden sind gleich, sodass der Schlauch von jeder beliebigen Seite angeschlossen werden kann. Sie können den Schlauch einfach wieder abtrennen, indem Sie ihn vorsichtig herausziehen. Der Schlauch darf niemals geknickt werden.

Anschließend können Sie den gewünschten Behandlungsaufsatz an den Schlauch anschließen:



Wählen Sie einen Behandlungsaufsatz aus, schließen Sie ihn an den Schlauch so an, dass die roten Pfeile am Aufsatz und am Schlauch übereinstimmen. Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie den Behandlungsaufsatz wechseln möchten.



Legen Sie den Schlauch nach der Verwendung wie auf dem Foto abgebildet in die Schlauchführung.


Für eine längere Lebensdauer des biegsamen Schlauchs empfiehlt es sich jedoch, den Schlauch nicht längere Zeit am Stück aufgewickelt zu lassen.

STROMVERSORGUNG

Im Lieferumfang der Wellbox®[S] sind folgende Elemente für die Stromversorgung enthalten:

- Ein Netzteil. Eingang 100-240 VAC, 50/60 Hz – Ausgang 24 VDC
- Vier Adapter

Um das Gerät an das Stromnetz anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:



1. Wählen Sie den länderspezifischen Adapter aus, und stecken Sie ihn auf das Netzteil.

Wenn der gelieferte Adapter nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, um die richtige Lösung zu finden.



2. Schließen Sie das Netzkabel hinten an der Wellbox®[S] an.



3. Schließen Sie anschließend das Netzteil in einer Wandsteckdose an. Die grüne LED leuchtet.

Die auf der Box genannte Website ist nicht mehr aktiv.
Bitte rufen Sie www.wellbox.com auf.



Das Netzteil ist ein integraler Bestandteil Ihres Geräts.
Aus Sicherheitsgründen darf nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzteil verwendet werden.

INBETRIEBNAHME



Lesen Sie vor der ersten Anwendung der ®[S] die Installationsanleitung sorgfältig durch.

1. Sobald Sie das Gerät an das Stromnetz angeschlossen haben (siehe Seite 14), drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten. Das Bedienfeld wird aktiviert. Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, müssen Sie folgende Parameter entsprechend der Installations- und Bedienungsanleitung einstellen:

- die Stärke (Power)
- Das kontinuierliche oder rhythmische Behandlungsprogramm (Select)
- Die Behandlungsdauer (Time)

Bei der ersten Verwendung des Geräts sind sämtliche Parameter auf die niedrigsten Werte eingestellt:

- Kleinste Stärke bei . Drücken Sie auf , um die Intensität zu erhöhen.
- Gleichmäßiges Saugprogramm . Drücken Sie auf , um in den Rhythmusmodus zu wechseln.

 /  /  (niedrig/mittel/hoch).

- Dauer auf 6  Drücken Sie auf  oder auf , um die gewünschte Behandlungsdauer einzustellen.

2. Wählen Sie den gewünschten Behandlungsaufsatz aus, und stellen Sie dann die Parameter Stärke, gleichmäßig oder rhythmisch und Dauer entsprechend den Anweisungen auf dem Anleitungsposter ein.

3. Drücken Sie auf , um mit der Behandlung zu beginnen. Wenn der Rollenaufsatz  angeschlossen ist, bewegen sich die Rollen beim Starten der Behandlung vorwärts. Ein Leuchtpfeil zeigt die Bewegungsrichtung des Aufsatzes an. Betätigen Sie den Umschalter, um die Richtung umzukehren. Die Richtung des Leuchtpfeils ändert sich ebenfalls (siehe Seite 11).

4. Sie können die Behandlung jederzeit unterbrechen und wieder fortsetzen, indem Sie auf  drücken.

5. So schließen Sie Ihre Wellbox®[S] nach der Verwendung:

- Schließen Sie den Rollaufsatz  an den Schlauch an.
- Legen Sie den Schlauch anschließend in die Schlauchführung (der Schlauch muss zweimal gerollt werden).
- Legen Sie anschließend den Roll-Aufsatz  an den dafür vorgesehenen Platz neben dem Bedienfeld. Legen Sie die anderen Aufsätze an ihren jeweiligen Platz im Deckel.



Ihre Wellbox®[S] schaltet sich automatisch in den Modus „Off“, wenn das Gerät fünf Minuten lang nicht verwendet wurde.

WARTUNG

⚠ Aus hygienischen Gründen und um die Funktionsfähigkeit und die Langlebigkeit der Wellbox zu gewährleisten, muss das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Vor jeder Reinigung muss das Gerät vom Netz genommen werden.

Wechseln des Schutzfilters

Die Wellbox®[S] enthält einen Schutzfilter. Es empfiehlt sich, den Filter ein Mal im Monat auszuwechseln, um die ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit des Geräts sicherzustellen.

So wechseln Sie den Filter:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Drehen Sie den Verschluss wie auf dem Foto abgebildet um eine Vierteldrehung nach links, und ziehen Sie ihn zu sich heraus.



Nehmen Sie den gebrauchten Filter von dem Verschluss ab, und entsorgen Sie diesen



Setzen Sie den neuen Filter ein (nur jeweils einen zugleich), indem Sie die beiden Halterungen klappen und den Verschluss wieder einsetzen.

WARTUNG DER ROLLAUFSÄTZE ① ② ③

⚠ Aus hygienischen Gründen müssen die Behandlungsaufsätze regelmäßig vor und nach jeder Anwendung mit den mitgelieferten Reinigungstüchern oder mit in einer antiseptischen, bakteriziden und fungiziden Lösung getränkten Tüchern gereinigt werden.

So reinigen Sie die **Rollaufsätze**



1. Halten Sie den Aufsatz so, dass die Rollen in Ihre Richtung zeigen. Nehmen Sie die Rollen heraus, indem Sie einen Druck nach außen ausüben.
2. Entfernen Sie das Dichtband von der Behandlungskammer.
3. Reinigen Sie die Behandlungskammer, das Dichtband und die Rollen mit einem Feuchtreinigungstuch.
4. Bringen Sie das Dichtband wieder an.
5. Drücken Sie die Rollen wieder hinein, bis die Rollen einrasten und Sie ein Klicken hören.



So reinigen Sie den **Rollaufsatz**



1. Halten Sie den Aufsatz mit einer Hand, und lösen Sie die Schutzelemente an jeder Rolle, und reinigen Sie die Rollen dann mit einem Feuchtreinigungstuch.
2. Entfernen Sie dann die beiden Dichtbänder vorsichtig aus den Einkerbungen, und reinigen Sie sie mit einem Feuchtreinigungstuch.
3. Reinigen Sie die Behandlungskammer und die Rollen mit einem Feuchtreinigungstuch.
4. Bringen Sie die Schutzelemente an den gegabelten Teilen an, und setzen Sie beide Teile in den Aufsatz ein. Drücken Sie auf Höhe der Einkerbungen leicht, damit sich alles zusammenfügt.




WARTUNG DER LIFT-AUFSÄTZE [1] [2]

 Aus hygienischen Gründen müssen die Behandlungsaufsätze regelmäßig vor und nach jeder Anwendung mit den mitgelieferten Reinigungstüchern oder mit in einer antiseptischen, bakteriziden und fungiziden Lösung getränkten Tüchern gereinigt werden.

So reinigen Sie den **Lift-Aufsatz**  [1] [2] :

1. Nehmen Sie den Lift-Aufsatz [1] oder [2] in die Hand. Führen Sie das für jeden Aufsatz spezifische Werkzeug [1] oder [2], mit der abgeschrägten Seite in die Öffnung des abnehmbaren Ventils ein, bis Sie ein Klicken hören.
2. Nehmen Sie das Werkzeug heraus. Das Ventil kommt dabei mit heraus.
3. Nehmen Sie das Ventil von dem Werkzeug ab, und reinigen Sie es sorgfältig mit einem Feuchtreinigungstuch.
4. Nehmen Sie das Werkzeug mit der flachen Seite zur Hand. Stecken Sie das Ventil wieder auf das Werkzeug.
5. Führen Sie das Werkzeug mit dem aufgesteckten Ventil vollständig in den Behandlungsaufsatz ein.



PROBLEMBEHANDLUNG

 **Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise für die Installation und Verwendung befolgt haben (siehe Seite 5, 6 und 7).**

Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, führen Sie folgende Kontrollen durch, bevor Sie sich mit dem Wellbox®[S] Kundenservice in Verbindung setzen:

- Wurden die Sicherheitshinweise für die Verwendung des Geräts beachtet?
- Ist das Netzteil an das Gerät und an eine Steckdose angeschlossen?
- Entspricht der ausgewählte Netzadapter den in Ihrem Land geltenden Normen?
- Wurde der Einschaltknopf gedrückt?
- War die Wellbox®[S] seit fünf Minuten nicht mehr in Betrieb?
- Leuchtet das Display?
- Ist der Filter sauber und richtig eingelegt?
- Ist der Schlauch verstopft? Ist der Schlauch richtig angeschlossen?
- Ist der Behandlungsaufsatz richtig an den Schlauch angeschlossen?
- Sind die Bestandteile der Behandlungsaufsätze (Dichtbänder, Rollen, Ventile) richtig installiert, sauber und beweglich?
- Lässt sich der Steuerungsknopf des Rollenaufsatzes ③ problemlos betätigen?
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Netzteil und das Gerät niemals öffnen. Andernfalls erlischt die Garantie.

Wenn das Problem nach diesen Überprüfungen weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Wellbox®[S] Kundendienst oder einen autorisierten Händler, und geben Sie die Seriennummer des Geräts an, die auf dem Barcode-Etikett an der Unterseite des Geräts steht (z. B. MM21 51571234), sowie dessen Betriebsdauer in Stunden (siehe Seite 4).

- www.wellbox.com
- Für schriftliche Auskünfte oder Reklamationen:
Wellbox®[S] Kundendienst, Tel.:
(Kostenloser Anruf nur innerhalb Europas oder +33 (0)4 75 78 69 00)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen L x B x H.....	350 x 300 x 250 mm
Nettogewicht	7,5 kg
Stromverbrauch	70 Watt
Gerät der Klasse III, maximale Nutzungsdauer pro Behandlung: 30 Minuten.	
Erforderliche Zeit zum Aufwärmen Ihrer Wellbox®[S], wenn sie bei -25 °C gelagert wird.....	9 Stunden
Erforderliche Zeit zum Kühlen Ihrer Wellbox®[S], wenn sie bei +70 °C gelagert wird.....	18 Stunden
Lebenszeit	4 Jahre
Maximale Temperatur auf der Oberfläche der Aufsatzes Nr. 3.....	
	42,5 °C
Maximale Temperatur auf der Oberfläche der Rollen des Aufsatzes Nr. 3.....	
	44,5 °C

TECHNISCHE DATEN ZUR STROMVERSORGUNG

Hersteller	Powerbox
Ref	EXM805121
Schutzindex	IP21
Elektrische Schutzklasse	2
Elektrische Kenndaten:	
Eingang	100-240 VAC 50/60 Hz 1,4 A
Ausgang.....	24 VDC 2,9 A
Maximaler Druck.....	350 mBar

UMWELTEIGENSCHAFTEN IM BETRIEB

Temperatur	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 90 % ohne Kondensation
Atmosphärischer Druck	700 hPa bis 1060 hPa (Bei Betrieb in einem normal belüfteten Raum).

UMWELTEIGENSCHAFTEN BEI TRANSPORT UND LAGERUNG

Temperatur	-25 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 % bis 50 hPa (ohne Kondensation)
Atmosphärischer Druck	500 hPa bis 1060 hPa

Kennzeichnungsetikett

Änderungen des Etiketts zur Typenkennzeichnung vorbehalten, um Änderungen des Geräts und dem Typ der Wellbox anzuzeigen. Das Etikett an der Unterseite Ihrer Wellbox zeigt die zugelassene Version.



Beschreibung der Symbole

 Wechselstrom	 Zerbrechlich, mit Vorsicht behandeln
 Gleichstrom	 Nicht umdrehen
 Achtung, lesen Sie in der Begleitdokumentation nach	 Bewahren Sie dieses Gerät vor Witterungseinflüssen geschützt auf.
 Standby, Übergang vom Standby-Modus zur Spannungszuschaltung	 Temperaturgrenzen
 Hinweis	 Grenzwerte der relativen Luftfeuchtigkeit
 Gefährliche Spannung	 Recyclingfähige Verpackung [Sortierreihenfolge beachten]
 Dieses Symbol zeigt an, dass die Einheit nach dem Samstag, 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde. Gemäß der Richtlinie über elektronische Abfälle 2002/96/CE enthält Ihr Gerät Komponenten, die nicht mit Standard-Haushaltsabfällen entsorgt werden können, sondern durch Recycling entsorgt werden müssen. Geben Sie das Gerät für eine ordnungsgemäße Wiederverwertung an seinem Produktlebensende an Ihren Lieferanten oder an eine bestimmte Sammelstelle zurück. Auf diese Weise helfen Sie der Umwelt, indem Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zum Schutz der menschlichen Gesundheit beitragen.	 Recyclingfähige Verpackung
	 Informieren Sie sich in den Begleitdokumenten
	 Nur für den Innenbereich
	 Polarität des Stromversorgungssteckers
	 Doppelt isoliert
	 Klasse 3



Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten des Gerätes zu ändern.

Lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und bewahren Sie sie auf.

ENHORABUENA

Gracias por comprar Wellbox®[S] En LPG SYSTEMS, líder mundial en estimulación celular gracias a sus tratamientos endermologie®, estamos encantados de compartir con ustedes nuestros años de experiencia en la estimulación celular. Basado en las tecnologías profesionales de LPG® [Cellu M6®], el dispositivo Wellbox®[S] despierta de forma natural los procesos fisiológicos responsables del adelgazamiento y la juventud. En tan solo unos minutos al día, el dispositivo Wellbox®[S] revolucionará su rutina de belleza.

Solo tiene que seguir las instrucciones de esta guía.

RESUMEN

Certificado de garantía	3
Instrucciones de seguridad importantes	4
Contraindicaciones	5
Precauciones	6
Contenido del paquete	7
Descripción del aparato	8
Descripción del panel de control	9
Descripción de los cabezales de tratamiento	10
Descripción de los cabezales de tratamiento	11
Instalación	12
Alimentación eléctrica	13
Puesta en marcha	14
Mantenimiento	15
Mantenimiento de los cabezales Roll	16
Mantenimiento de los cabezales lift	17
¿Qué hacer si surge un problema?	18
Especificaciones técnicas	19



Lea atentamente esta Guía de instalación y uso, y guarde estas instrucciones para futuras consultas.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

para el dispositivo WELLBOX®[S]

Esta garantía (la "Garantía") es aplicable a todos los países en los que LPG® Systems ("LPG") o un minorista autorizado comercializa la WELLBOX (el "Producto"). LPG garantiza que, en el momento de su compra original, el Producto está libre de todo defecto de material, diseño o fabricación, con sujeción a las siguientes disposiciones y condiciones:

1. La Garantía se ofrece al comprador final del Producto (el "Cliente"). No afecta en modo alguno a los derechos del Cliente en relación con las disposiciones obligatorias aplicables de la legislación nacional, ni a los derechos del Cliente en relación con el minorista/distribuidor del Producto de conformidad con su contrato.

2. La Garantía es válida en la medida en que el Cliente proporcione, junto con el Producto, la prueba original de compra, es decir, la factura, el recibo de caja o el certificado de garantía emitido por un minorista autorizado, junto con un recibo de caja o una prueba de pago con tarjeta de crédito si la compra se realizó en Internet. En el comprobante de compra debe figurar la fecha de compra, el nombre exacto del Producto y, si fuese necesario, el nombre del minorista autorizado y el número de serie. LPG se reserva el derecho de rechazar la garantía en caso de que no puedan presentarse los documentos mencionados o de que la información que deben contener esté incompleta o sea ilegible.

3. La Garantía solo es válida para el uso personal del Producto. No es válida en caso de uso profesional ni tampoco si el Producto ha sido alquilado para uso comercial.

4. El Período de garantía es de un máximo de 2 (DOS) AÑOS a partir de la fecha en que el cliente original compró el producto a LPG o a un distribuidor autorizado (el "Período de garantía"), siempre y cuando, durante este período de tiempo, no se excedan las 500 horas de uso, es decir, 5000 sesiones de 6 minutos. Para controlar el número de horas de uso, apague el aparato dejándolo enchufado y pulse simultáneamente el botón de potencia (+), hora (-) y  durante dos segundos. Repita la misma operación para apagar la pantalla.

5. Durante el "Período de garantía", LPG reparará o reemplazará el Producto defectuoso de forma gratuita, a su entera discreción y siempre que haya existencias disponibles. LPG devolverá al Cliente el Producto reparado u otro Producto en pleno funcionamiento. Todas las piezas o equipos que se hayan sustituido pasarán a ser propiedad de LPG.

6. El "Período de garantía" de un producto reparado o sustituido no se ampliará ni renovará.

7. La garantía se aplica a los defectos que surjan en el uso del Producto de acuerdo con la Guía de instalación y uso.

No cubre el mantenimiento, la reparación ni la sustitución de

piezas que se hayan desgastado como resultado del desgaste o el envejecimiento normal del Producto. Además, la Garantía tampoco se aplicará si:

a. El defecto ha sido provocado por el hecho de que el Producto haya sido sometido a: uso que contravenga esta Guía de instalación y uso, manejo brusco, exposición a humedad excesiva, condiciones térmicas o ambientales extremas o cambio rápido de dichas condiciones, exposición a corrosión, oxidación, modificaciones o conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o reparaciones realizadas por el propio cliente, reparaciones realizadas con piezas de repuesto no autorizadas, uso indebido, potencia inadecuada, incumplimiento de las instrucciones de instalación, instalación incorrecta, un accidente, fuerzas de la naturaleza, contacto con líquidos, la acción de productos químicos, y otros actos que están razonablemente fuera del control de LPG;

b. LPG o el minorista autorizado del Producto no han sido informados del defecto por parte del Cliente dentro de los treinta (30) días posteriores a su aparición durante el "Período de garantía";

c. El Producto no ha sido devuelto a LPG o al distribuidor autorizado del Producto dentro de los sesenta (60) días posteriores a la aparición del defecto durante el "Período de garantía";

d. Se ha eliminado, borrado, dañado, alterado o ya no es legible el número de serie del Producto o cualquier otro número de identificación;

e. El defecto ha sido causado por el uso del producto con un accesorio no fabricado o suministrado por LPG.

8. El Cliente se compromete a devolver el Producto en su embalaje original. LPG no acepta ninguna responsabilidad en caso de que el Producto sufra daños debido al transporte en un embalaje inadecuado. LPG se reserva el derecho de solicitar al Cliente el pago de un cargo fijo en concepto de gastos de envío del Producto.

9. La Garantía es el único recurso del Cliente contra LPG, y la responsabilidad única y exclusiva de LPG hacia el Cliente por los defectos del Producto. La Garantía sustituye a cualquier otra garantía o responsabilidad, ya sea verbal, escrita o legal (en la medida en que no sea obligatoria), contractual, responsabilidad por negligencia u otra. LPG no se hace responsable de los daños o costes incidentales, consecuentes o indirectos. Cualquier modificación de la Garantía requiere la autorización previa por escrito de LPG. La Garantía está sujeta a la legislación francesa, salvo que las exigencias legales obligatorias del lugar de residencia o domicilio social del Cliente dispongan lo contrario.

10. Para activar la garantía de su Wellbox, visite www.wellbox.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de instalar o utilizar el aparato, se recomienda encarecidamente leer atentamente las instrucciones descritas en este capítulo.

PELIGRO: con el fin de reducir el riesgo de electrocución:

- Compruebe que la tensión de la red eléctrica se encuentra dentro del intervalo indicado en la unidad de alimentación del aparato (100-240 VAC). Debe conectarse a un enchufe que cumpla la normativa sobre electricidad en vigor. No enchufe la Wellbox®[S] a un enchufe múltiple. Después de cada utilización o antes de la limpieza, desenchufe el sistema de alimentación de la Wellbox®[S].
- No utilice la Wellbox®[S] mientras se baña o se ducha. No ponga la Wellbox®[S] sobre una superficie húmeda o inestable, ni cerca de la bañera, la ducha o el lavabo. Utilice la Wellbox®[S] en un lugar seco. Evite que la Wellbox®[S] entre en contacto con el agua. No toque el aparato si se ha caído al agua. Desenchufe inmediatamente la alimentación eléctrica. No lave el tubo flexible con agua. No utilice la Wellbox®[S] al aire libre.
- No deje caer ni introduzca objetos en los orificios del aparato. No aspire sólidos ni líquidos con la Wellbox®[S].
- El dispositivo debe enchufarse al voltaje de seguridad más bajo correspondiente a lo marcado en el dispositivo.
- El dispositivo siempre debe usarse solo con la fuente de alimentación suministrada.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o daños personales: El dispositivo siempre debe usarse solo con la fuente de alimentación suministrada.

- No utilice el aparato debajo de una manta o similar. Puede producirse un calentamiento excesivo que cause incendios, descargas eléctricas o lesiones físicas.
- No utilice el aparato si algún cable de alimentación o de conexión está dañado, si el aparato no funciona correctamente, si se ha caído, si ha sido dañado o si se ha caído al agua. En estos casos, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de LPG®[S].
- No transporte ni traslade el aparato sujetándolo por la tapadera, los cables o el tubo flexible, ni los utilice como asa para su transporte. No tire la Wellbox®[S] al suelo. No lo sacuda ni le dé golpes.
- No utilice la Wellbox®[S] si no ha conectado el tubo flexible a los cabezales. Mantenga los cables y el tubo flexible lejos de las fuentes de calor. No utilice el aparato si la temperatura ambiente es superior a 40°C.
- No utilice el aparato si ha utilizado anteriormente productos aerosoles (spray) o mientras se administra oxígeno.
- El dispositivo no debe quedar sin vigilancia mientras esté conectado. Para desconectar el aparato, pulse el botón de encendido y desenchufe el enchufe CC/CA de la toma de corriente.
- No abra ni desmonte el aparato.

CONTRAINDICACIONES

- No utilice la Wellbox®[S] en caso de contraindicaciones médicas ni sin haber leído con atención este apartado y haber consultado las precauciones que figuran en esta guía.
- Si tiene alguna duda sobre la compatibilidad de su estado de salud con la utilización de la Wellbox®[S], consulte a su médico.
- La Wellbox®[S] puede utilizarse en todas las partes externas sanas del cuerpo, a excepción de los ojos, los oídos, la glotis y los genitales. La Wellbox®[S] no debe utilizarse en las membranas mucosas, los pezones, la columna vertebral o cualquier lunar sospechoso sin consejo médico.
- En mujeres embarazadas, el dispositivo no debe utilizarse en las áreas del abdomen y la región lumbar. Algunas condiciones pueden requerir el consejo de su médico.

No utilice el dispositivo Wellbox®[S] si el paciente padece:

- Problemas epilépticos
- Trastornos de coagulación de la sangre
- Problemas cardíacos
- Dolores o rojeces
- Hormigueo en las extremidades
- Flebitis, varices o si se le ha practicado una intervención en las venas hace menos de dos meses
- Fiebre, infección, inflamación, dermatosis aguda, heridas abiertas, cicatrices recientes o cualquier enfermedad grave y/o evolutiva.
- En caso de medicación prolongada con medicamentos (antiinflamatorios, anticoagulantes, antibióticos o antiestamínicos), consulte a su médico antes de utilizar este aparato.
- La Wellbox®[S] no puede aplicarse en zonas hinchadas o con rosácea.

Interrumpa el tratamiento en caso de dolor inexplicable en la zona de las pantorrillas. Si aparecen efectos secundarios asociados a los tratamientos con la Wellbox®[S] durante o después de su utilización, consulte a su médico y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Wellbox®[S].

PRECAUCIONES

- La utilización de la Wellbox®[S] no debe, en ningún caso, provocar dolor ni dejar marcas. Las posibles rojeces no deben durar más de unos pocos segundos ni dejar señales.
- No utilice nunca la Wellbox®[S] sin su filtro de protección.
- Utilice este aparato solo para los usos descritos en este manual. Utilice únicamente los cabezales de tratamiento y los accesorios proporcionados por LPG SYSTEMS.
- No utilice detergentes, disolventes, productos químicos ni esponjas abrasivas para limpiar la Wellbox®[S]. Utilice las toallitas incluidas o toallitas impregnadas en una solución bactericida y fungicida.
- No utilice nunca la Wellbox®[S] sobre joyas o piercings.
- No utilice el aparato a una altitud de más de 2000 m.
- Es aconsejable poner el aparato en reposo 30 minutos entre dos sesiones de 30 minutos.

El uso regular de la Wellbox®[S] le hace sentir mejor; se recomienda no interrumpir su uso por períodos demasiado largos. Si no respeta las consignas y recomendaciones de utilización, corre el riesgo de no conseguir los resultados deseados. No utilice la Wellbox®[S] durante más tiempo del recomendado. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Los resultados pueden variar en función de su edad, su modo de vida (actividad física, alimentación, etc.) y su morfología. No utilice el dispositivo en un ambiente rico en oxígeno. El dispositivo debe colocarse siempre de tal manera que sea posible acceder a la toma de corriente con facilidad.

Advertencia:
esta estrictamente prohibido modificar su aparato sin la autorización de LPG SYSTEMS.

CONTENIDO DEL PAQUETE

La Wellbox®[S] incluye todo el equipo necesario para la práctica regular de múltiples tratamientos faciales y corporales.




La caja contiene:

- 1 . Un cabezal de tratamiento Roll ③ con rodillos motorizados.
- 2 . Un juego de dos cabezales de tratamiento Roll ① ②.
- 3 . Un juego de dos cabezales de tratamiento Lift [1] [2].
- 4 . Un tubo flexible para los cabezales.
- 5 . Una unidad de alimentación y cuatro tipos de adaptadores nacionales.
- 6 . Dos herramientas para desmontar los cabezales Lift [1] [2].
- 7 . Filtros de repuesto.
- 8 . Toallitas desinfectantes desechables para limpieza.
- 9 . Válvulas de recambio para los cabezales Lift.
- 10 . Esta guía de instalación y uso.

 *Conserve el embalaje original de la Wellbox®[S] durante todo el período de garantía. Cualquier posible devolución del aparato durante este período debe efectuarse en su embalaje original.*

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

La Wellbox®[S] es el primer aparato de uso doméstico desarrollado por LPG SYSTEMS e inspirado en su experiencia en estimulación celular. El dispositivo contiene el panel de control, un cabezal de tratamiento Roll ③ y el tubo flexible de conexión. La tapa superior permite almacenar un juego de cuatro cabezales de tratamiento diferentes y cierra el aparato tras su uso.



1. Panel de control.
2. Tubo flexible desmontable para conectar los cabezales al aparato (ver la página 13).
3. Punto de conexión del tubo flexible al aparato.
4. Almacenamiento para el juego de cuatro cabezales ① ② y [1] [2] dos cabezales Roll y dos cabezales Lift.
5. Botón de apertura de la tapa.
6. Cabezal de tratamiento Roll motorizado ③.
7. Lugar de almacenamiento del tubo flexible de conexión.
8. Tapa de acceso al filtro de protección.
9. Filtro de protección al que se accede a través de la tapa (8).
10. Una breve guía

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control permite una fácil y práctica utilización de la Wellbox®[S]. Cuenta con una serie de ocho botones y con una pantalla LCD en la que aparecen los distintos parámetros que se deben ajustar antes de empezar una sesión de tratamiento. Con los botones del panel de control, se puede:



1. Encender o apagar el aparato.
2. Iniciar, suspender o parar el tratamiento.
3. Ajustar la potencia del tratamiento.
4. Seleccionar el programa de tratamiento (modo continuo o rítmico).
5. Establecer la duración del tratamiento en minutos.

- Para encender o apagar el aparato, pulse el botón .
- Para iniciar, interrumpir, reanudar o anular un tratamiento, pulse .
- Power: para seleccionar el nivel de potencia, pulse  o  en función del nivel elegido entre  y .
- Select: para seleccionar el programa de tratamiento (continuo o rítmico), pulse los botones  o .

Se ofrecen cuatro programas:

-  Sin ritmo
-  Ritmo medio
-  Ritmo suave
-  Ritmo alto

- Time: pulse  o  para seleccionar la duración deseada (consulte el manual de instrucciones para determinar la duración adaptada al tratamiento que está buscando).

No supere en ningún caso la duración máxima de 30 min.).

La primera vez que se utiliza, el aparato indica 6 minutos  por defecto.

- En reinicios posteriores, se restablecen los valores de los parámetros "Power" y "Select".
- Al pasar del programa rítmico al programa continuo, la potencia se reduce automáticamente. No experimenta ningún cambio cuando se pasa de un programa continuo a uno rítmico.
- Además, los símbolos  y  que aparecen en la pantalla indican el(los) tipo(s) de cabezal de tratamiento compatible(s) con el tratamiento programado:
 -  Cabezal Roll
 -  Cabezal Lift
- Pulse  para apagar la Wellbox®[S].

En caso de no utilización durante más de 5 minutos, el sistema se apaga automáticamente.



Cada vez que se pulsa un botón, suena un bip.

DESCRIPCIÓN DE LOS CABEZALES DE TRATAMIENTO

La Wellbox®[S] incluye un juego completo de cinco cabezales de tratamiento. De este modo, tiene la garantía de disponer en cada momento de la solución que mejor se adapte al tratamiento buscado y a la zona del cuerpo que se va a tratar.

3 cabezales **Roll** ① ② ③

Cada cabezal **Roll** contiene juntas impermeables desmontables.

Cabezal **Roll** ①



1. Juntas impermeables desmontables.
2. Rodillos desmontables.
3. Cámara de tratamiento.


Cabezal **Roll** ②



1. Juntas impermeables desmontables.
2. Rodillos desmontables.
3. Botón de bloqueo.
Cuando se pulsa el botón , los rodillos se bloquean (modo continuo), cuando se suelta , los rodillos pueden moverse libremente hacia dentro o hacia fuera (ritmo).
4. Cámara de tratamiento.



Cabezal **Roll** ③



1. Palanca para invertir la dirección de los rodillos motorizados indicada con una flecha iluminada.
2. Rodillos motorizados.
3. Cámara de tratamiento.
4. Juntas impermeables desmontables (detrás de las piezas de protección).




DESCRIPCIÓN DE LOS CABEZALES DE TRATAMIENTO


2 cabezales *Lift*  [1] [2]



Cabezal *Lift* [1]
con válvulas desmontables



Cabezal *Lift* [2]
con válvulas desmontables.



Dos herramientas de desmontaje específicas, es decir, una por cada cabezal.

INSTALACIÓN



Abra el dispositivo presionando el botón situado en la parte delantera.



Guarde los cuatro cabezales de tratamiento en los lugares específicamente diseñados para tal propósito. El espacio específico para cada cabezal aparece señalado con un pictograma.

Para conectar el tubo flexible al aparato, haga lo siguiente:



Inserte el tubo flexible con la flecha  (en relieve) hacia arriba, como se indica en la foto.



Es posible conectar el tubo flexible por cualquiera de los extremos indistintamente. Para desconectarlo, tire de él suavemente. No retuerza ni fuerce el tubo flexible.

A continuación, puede conectar el cabezal de tratamiento que desee al tubo flexible:



Elija uno de los cabezales y conéctelo al tubo flexible haciendo que las flechas situadas en el cabezal y el tubo flexible coincidan. Repita esta operación cada vez que desee cambiar el cabezal de tratamiento.



Tras su utilización, el tubo flexible debe guardarse en el espacio previsto a este efecto, tal como se indica en la imagen.


Sin embargo, para que el tubo flexible tenga una vida útil más larga, se recomienda no dejarlo enrollado durante un período prolongado.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

La Wellbox®[S] se suministra con una caja de alimentación eléctrica que contiene:

- Una unidad de alimentación principal. Entrada 100-240 VAC, 50/60Hz - Salida 24 VDC
- Cuatro adaptadores eléctricos

Para conectar el aparato a la red eléctrica, haga lo siguiente:



1. Seleccione el adaptador específico de su país y conéctelo a la fuente de alimentación.

Si el adaptador específico de su país suministrado con el aparato no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para que le indique la solución adecuada.



2. Inserte el conector macho en el conector hembra ubicado en la parte posterior de la Wellbox®[S].



3. Enchufe la unidad de alimentación a una toma de la red eléctrica. El testigo luminoso LED verde se iluminará.

La página web mencionada en la caja está inactiva.
Visite www.wellbox.com



La fuente de alimentación es parte integral de su dispositivo.
Está prohibido y es peligroso desmontar esta fuente de alimentación o utilizar un tipo de alimentación diferente a la entregada con el aparato.

PUESTA EN MARCHA



Antes de utilizar la Wellbox®[S], se recomienda leer atentamente las instrucciones de instalación.

- Después de conectar la unidad de alimentación (consulte la página 14), pulse el botón  para encender el aparato. El panel de control se ilumina. Antes de empezar el tratamiento y de acuerdo con las instrucciones de esta Guía de instalación y uso, debe seleccionar:

- La potencia (Power)
- El programa de tratamiento continuo o rítmico (Select)
- La duración del tratamiento (Time)

La primera vez que se utiliza, todos los parámetros del aparato se establecen con el valor más bajo:

- Potencia mínima de . Pulse  para aumentar la intensidad
- Programa de aspiración continuo . Pulse  para cambiar a modo rítmico  /  /  (bajo/medio/alto).
- Duración de 6' . Pulse  o  para seleccionar la duración necesaria para el tratamiento.

- Seleccione el cabezal que desee utilizar y ajuste los parámetros de potencia, programa continuo o rítmico y duración según las indicaciones del póster de instrucciones.

- Pulse  para iniciar el tratamiento. Si, al iniciarse el tratamiento, el cabezal Roll  está conectado, los rodillos girarán hacia delante. Una flecha luminosa indica el sentido del movimiento del cabezal. Active el interruptor para invertir el sentido del movimiento. La flecha luminosa cambia también de dirección (consulte la página 11).

- Es posible interrumpir el tratamiento en cualquier momento y reanudarlo cuando lo desee pulsando .

- Para cerrar la Wellbox®[S] tras su utilización:

- Conecte el cabezal Roll  al tubo flexible.
- Enrolle el tubo flexible en el espacio previsto para ello (dos vueltas).
- Vuelva a colocar el cabezal Roll  en el lugar reservado para ello junto al panel de control. Coloque los demás cabezales en el lugar reservado de la tapa superior.



Su Wellbox®[S] se apaga automáticamente tras cinco minutos de inactividad

MANTENIMIENTO

⚠ Por razones de higiene, para mantener el aparato en buen estado de funcionamiento y garantizar su vida útil, es necesario limpiarlo con cierta regularidad. Desenchúfelo de la red eléctrica antes de iniciar cualquier operación de limpieza.

Cambio del filtro de protección

La Wellbox®[S] cuenta con un filtro de protección. Se aconseja reemplazar el filtro una vez al mes para garantizar un buen funcionamiento de la unidad.

Para cambiar el filtro:

Desenchufe la unidad de alimentación de la toma de corriente.



Gire la tapa 90° hacia la izquierda, como se indica en la foto, y tire de ella hacia usted.



Quite el filtro usado desenganchándolo de la tapa y tirelo.



Coloque el nuevo filtro (ponga solo uno cada vez), baje las dos pestañas y vuelva a colocar la tapa.

MANTENIMIENTO DE LOS CABEZALES ROLL ① ② ③

⚠ Por razones de higiene, la limpieza de los cabezales de tratamiento debe efectuarse con regularidad, antes y después de cada utilización, con los cabezales desconectados y con la ayuda de toallitas impregnadas en una solución bactericida y fungicida.

Para limpiar los cabezales

Roll  ① ②

1. Sujete el cabezal por el lado del rodillo. Quite los rodillos sacándolos hacia afuera.
2. Quite la junta impermeable de la cámara de tratamiento.
3. Limpie la cámara de tratamiento, la junta impermeable y los rodillos con una toallita.
4. Vuelva a colocar la junta impermeable en su sitio.
5. Vuelva a colocar los rodillos ejerciendo presión hasta que oiga un "clic".



Para limpiar el cabezal **Roll**  ③

1. Sujete el cabezal con una mano, desenganche las piezas de protección de cada uno de los rodillos y límpielas con una toallita.
2. Quite las dos juntas impermeables sacándolas con cuidado de las muescas y límpielas con cuidado utilizando una toallita.
3. Limpie la cámara de tratamiento y los rodillos con una toallita.
4. Enganche las juntas impermeables en las piezas de protección e introduzca el conjunto en el cabezal. Ejercer una leve presión sobre las muescas para volver a colocarlo todo en su lugar.




MANTENIMIENTO DE LOS CABEZALES LIFT [1] [2]

 Por razones de higiene, la limpieza de los cabezales de tratamiento debe efectuarse con regularidad, antes y después de cada utilización, con los cabezales desconectados y con la ayuda de toallitas impregnadas en una solución bactericida y fungicida.

Para limpiar los cabezales **Lift**  [1] [2] :

1. Sujete el cabezal Lift [1] o [2]. Coja la herramienta [1] o [2], según el cabezal que desee desmontar, por el lado biselado, e insértela, por el lado biselado, en el orificio de la válvula desmontable hasta que oiga un "clic".
2. Saque la herramienta del cabezal y sacará la válvula con ella.
3. Separe la válvula de la herramienta para limpiarla con cuidado utilizando una toallita desinfectante desechable.
4. Coja la herramienta por el lado liso y vuelva a colocar la válvula en la herramienta.
5. Introdúzcalo todo en el cabezal de tratamiento hasta que llegue al tope del fondo del cabezal.



¿QUÉ HACER SI SURGE UN PROBLEMA?



Compruebe si ha seguido correctamente las instrucciones de instalación y uso (consulte las páginas 5, 6 y 7).

En caso de que el aparato funcione de forma extraña, antes de ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Wellbox®[S], se recomienda realizar las siguientes comprobaciones:

- ¿Se han respetado las precauciones de uso?
- ¿Está conectado el aparato a la unidad de alimentación?
- ¿El adaptador utilizado se corresponde con el enchufe de la pared?
- ¿Ha pulsado el botón de encendido?
- ¿La Wellbox®[S] ha permanecido inactiva durante cinco minutos?
- ¿Se ha iluminado la pantalla?
- ¿Está limpio el filtro y bien colocado?
- ¿Está obturado el tubo flexible? ¿Está bien conectado?
- ¿Está correctamente conectado el cabezal de tratamiento al tubo flexible?
- ¿Las piezas de los cabezales de tratamiento (juntas impermeables, rodillos, válvulas) están bien colocadas, están limpias y pueden moverse?
- ¿Se puede activar fácilmente el botón de control del cabezal Roll ③ motorizado?
- Por razones de seguridad, no desmonte ni la unidad de alimentación ni el aparato. De lo contrario, no se podrá aplicar el beneficio de la garantía.

Si el problema persiste después de estas comprobaciones, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de la Wellbox®[S] o con un distribuidor autorizado, indicando el número de serie del dispositivo que aparece en la etiqueta del código de barras situada en la parte inferior del dispositivo (por ejemplo, MM21 51571234) y su tiempo de funcionamiento en horas (ver página 4).

- www.wellbox.com
- Para cualquier petición de información o reclamaciones por escrito: Teléfono del Servicio de atención al cliente de Wellbox®[S]: (llamada gratuita solo en Europa o +33 (0)4 75 78 69 00)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones (largo x ancho x alto)	350 x 300 x 250 mm
Peso neto.....	7,5 kg / 16,5 lbs
Consumo de energía.....	70 vatios
Aparato de clase 3, duración máxima de utilización por sesión: 30 minutos.	
Tiempo necesario para que su Wellbox®[S] entre en calor si se almacena a -25 °C	9h00
Tiempo necesario para que su Wellbox®[S] se enfríe si se almacena a +70 °C	18h00
Vida útil	4 años
Temperatura máxima en la superficie del cabezal Roll n°3:	42,5°C
Temperatura máxima en la superficie de los rodillos del cabezal Roll n°3:.....	44,5°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fabricante	Powerbox
Ref.....	EXM805121
Índice de protección	IP21
Clase de protección eléctrica	2
Características eléctricas:	
Entrada.....	100-240VAC 50/60Hz 1,4A
Salida.....	24VDC 2,9A
Depresión máxima regulada	350mBar

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE USO

Temperatura.....	entre +5°C y +40°C
Humedad relativa	entre 15 % y 90 % sin condensación
Presión atmosférica	entre 700hPa y 1060hPa (para su utilización en un local con una ventilación normal).

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura.....	entre -25°C y +70°C
Humedad relativa	entre 90% y 50hPa (sin condensación)
Presión atmosférica	entre 500hPa y 1060hPa

Etiqueta de identificación

Etiqueta de identificación de "tipo" sujeta a cambios para reflejar los cambios en el dispositivo y el tipo de Wellbox. La etiqueta en la parte inferior de su Wellbox es la versión aprobada.



Descripción de los símbolos

 Corriente alterna  Corriente continua  Atención: consulte los documentos adjuntos  Modo de espera, paso del modo de suspensión a encendido  Advertencia  Tensión peligrosa  Este icono indica que la unidad se vendió después del sábado, 13 de agosto de 2005. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE sobre residuos electrónicos, su dispositivo incluye componentes que no pueden tirar a la basura doméstica normal, sino que se deben eliminar por medios que permitan su reciclaje. Al final de la vida útil de su dispositivo, para un reciclaje adecuado, devuelva el dispositivo a su proveedor o a un punto de recogida designado. Al hacerlo, ayuda al medio ambiente contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y la protección de la salud humana.	 Frágil, manejar con cuidado  No lo coloque en posición invertida  Guarde el dispositivo en algún lugar protegido de las inclemencias del tiempo  Límites de temperatura  Límites de humedad relativa  Envases reciclables, sujetos a un orden de clasificación  Envases reciclables  Consulte los documentos adjuntos  Para uso exclusivo en interiores  Polaridad del conector de la fuente de alimentación  Doblemente aislado  Clase 3
--	---



El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del aparato.

Lea con atención esta Guía de instalación y uso, y guárdela.

CONGRATULAZIONI

Grazie per aver acquistato questa Wellbox®[S]! LPG SYSTEMS, leader mondiale nella stimolazione cellulare con i trattamenti endermologie®, è lieta di condividere con voi i suoi anni di esperienza nella stimolazione cellulare. Frutto delle tecnologie professionali LPG® (Cellu M6®), la Wellbox® è un dispositivo che riattiva naturalmente i processi fisiologici responsabili del dimagrimento e della giovinezza. Sono sufficienti solo pochi minuti al giorno di utilizzo della Wellbox®[S] per rivoluzionare la vostra routine di bellezza.

Ora è sufficiente seguire le istruzioni fornite in questa guida.

SOMMARIO

Certificato di garanzia	81
Istruzioni importanti per la sicurezza.	82
Controindicazioni	83
Precauzioni d'uso.	84
Contenuto della confezione.	85
Descrizione dell'apparecchiatura	86
Descrizione del pannello di controllo	87
Descrizione delle testine di trattamento	88
Descrizione delle testine di trattamento	89
Installazione	90
Alimentazione	91
Messa in funzione	92
Manutenzione.	93
Manutenzione delle testine Roll	94
Manutenzione delle testine lift	95
Un problema: come risolverlo?	96
Caratteristiche tecniche	97



Leggere attentamente questa Guida d'installazione e utilizzo e conservare queste istruzioni per future consultazioni.



CERTIFICATO DI GARANZIA

per la WELLBOX® [S]

La presente garanzia (la "Garanzia") è valida in tutti i paesi in cui il prodotto WELLBOX (il "Prodotto") è stato venduto sul mercato da LPG® Systems ("LPG") o da un rivenditore autorizzato. LPG garantisce che, al momento dell'acquisto, il Prodotto è privo di difetti di materia, di concezione e di fabbrica, fermo restando le seguenti disposizioni e condizioni:

1. La Garanzia viene data all'acquirente finale del Prodotto (il "Cliente"). Essa non limita in alcun modo i diritti del Cliente che risultano dalle disposizioni imperative della legge nazionale applicabile né i diritti del Cliente nei confronti del rivenditore/distributore del Prodotto che risultano dal loro contratto.

2. La Garanzia è valida a condizione che il Cliente presenti, insieme al Prodotto, la prova originale del suo acquisto, in particolare la fattura, la ricevuta, lo scontrino, il certificato di garanzia emesso da un rivenditore autorizzato accompagnato dallo scontrino di cassa, la prova di pagamento tramite carta di credito se l'acquisto è avvenuto su Internet. La prova di acquisto deve contenere la data dell'acquisto, la denominazione espressa del Prodotto nonché, se necessario, il nome del rivenditore autorizzato e il numero di serie. LPG si riserva il diritto di rifiutare la Garanzia gratuita qualora non sia possibile presentare i documenti sopra menzionati o se le informazioni che devono contenere si rivelano incomplete o illeggibili.

3. La Garanzia è valida solo in caso di uso del Prodotto a titolo privato. È esclusa in caso di uso professionale o se il Prodotto è stato noleggiato a titolo commerciale.

4. Il Periodo di Garanzia è di 2 (DUE) ANNI al massimo a decorrere dalla data in cui il primo Cliente ha acquistato il Prodotto presso LPG® o un rivenditore autorizzato (il "Periodo di Garanzia"), senza tuttavia poter superare, in tale lasso di tempo, 500 ore di utilizzo pari a 5000 sedute di 6 minuti. Per controllare il numero di ore di utilizzo, spegnere l'apparecchio senza togliere l'alimentazione e premere contemporaneamente per 2 secondi i tasti Power (+), Time (-) e . Ripetere l'operazione per spegnere il display.

5. Durante il "Periodo di Garanzia", LPG riparerà o sostituirà gratuitamente, a propria discrezione ed entro i limiti degli stock disponibili, il Prodotto difettoso. LPG restituirà al Cliente il Prodotto riparato o un altro Prodotto in buono stato di funzionamento. Tutti i pezzi o altri materiali scambiati diventeranno proprietà di LPG.

6. Il "Periodo di Garanzia" di un Prodotto riparato o sostituito non sarà né prolungato né rinnovato.

7. La Garanzia si applica ai difetti comparsi nell'ambito di un uso del Prodotto conforme a quanto descritto nella Guida di installazione e utilizzo. La garanzia non include la manutenzione né la riparazione o la sostituzione

di pezzi dovute all'usura normale o all'invecchiamento del Prodotto. La Garanzia non è valida in particolare se:

a. Il difetto è stato causato dal fatto che il Prodotto è stato sottoposto a un uso contrario a quanto previsto nella presente Guida di installazione e utilizzo, a una brusca manipolazione, all'esposizione a un'umidità eccessiva, a condizioni termiche o ambientali estreme o a cambiamenti repentini di queste condizioni, a un'esposizione alla corrosione, all'ossidazione, a modifiche o a connessioni non autorizzate, a riparazioni effettuate da riparatori non autorizzati o dallo stesso Cliente, a riparazioni effettuate con parti di ricambio non omologate, a un uso errato, a un tipo di alimentazione elettrica inadatto, al non rispetto delle istruzioni di montaggio, a un'installazione errata, a un incidente, alle forze della natura, al contatto con del liquido, all'azione di prodotti chimici e a qualsiasi altro atto ragionevolmente al di fuori del controllo di LPG;

b. LPG o il rivenditore autorizzato del Prodotto non sono stati informati dal Cliente in merito al difetto entro i trenta (30) giorni successivi alla comparsa del difetto durante il "Periodo di Garanzia";

c. Il Prodotto non è stato inviato a LPG® o al rivenditore autorizzato del Prodotto entro i sessanta (60) giorni successivi alla comparsa del difetto durante il "Periodo di Garanzia";

d. Il numero di serie del Prodotto o ogni altro numero d'identificazione sono stati soppressi, cancellati, rovinati, alterati o non sono più leggibili;

e. Il difetto è dovuto al fatto che il Prodotto è stato utilizzato con un accessorio che non è fabbricato o fornito da LPG.

8. Il Cliente si impegna a rinviare il Prodotto nel suo imballaggio originale. LPG non si assume alcuna responsabilità in caso di danno al Prodotto dovuto al trasporto in un imballaggio inadeguato. LPG si riserva il diritto di chiedere una partecipazione forfetaria del Cliente alle spese d'invio del Prodotto.

9. La Garanzia costituisce l'unico ricorso del Cliente contro LPG e l'unica ed esclusiva responsabilità di LPG nei confronti del Cliente per quanto riguarda i difetti del Prodotto. La Garanzia sostituisce ogni altra garanzia o responsabilità, orale, scritta, legale (nella misura in cui non sia imperativa), contrattuale, in caso di negligenza o altro. LPG non è responsabile di danni o spese incidentali, consecutivi o indiretti. Ogni modifica della Garanzia richiede il previo accordo scritto di LPG. La Garanzia è disciplinata dalla normativa francese, salvo eventuali norme imperative contrarie in vigore nel luogo di domicilio o di sede del Cliente.

10. Per attivare la garanzia della Wellbox, visitare il sito www.wellbox.com

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Prima di installare e utilizzare l'apparecchio, si consiglia di leggere attentamente le precauzioni descritte nel presente capitolo.

PERICOLO: per evitare rischi di folgorazione:

- Verificare che la tensione di rete rientri nel range indicato sull'alimentatore dell'apparecchio (100-240 VAC). Collegare l'apparecchio a una presa a muro conforme alle norme elettriche vigenti. Evitare di collegare la Wellbox®[S] su una presa multipla. Ricordarsi di scollegare l'alimentazione della Wellbox®[S] dopo ciascun utilizzo e prima di eventuali operazioni di pulizia.
- Non utilizzare la Wellbox®[S] nella vasca o sotto la doccia. Non appoggiare la Wellbox®[S] su una superficie umida o instabile o vicino alla vasca, alla doccia o al lavandino. Utilizzare la Wellbox®[S] in luoghi asciutti. Proteggere la Wellbox®[S] da eventuali spruzzi d'acqua. Se l'apparecchio è caduto in acqua, non toccarlo. Scollegare subito l'alimentazione. Non passare il flessibile sotto l'acqua. Non utilizzare la Wellbox®[S] all'aperto.
- Non far cadere né inserire oggetti nei fori dell'apparecchio. Non aspirare corpi solidi o sostanze liquide con la Wellbox®[S].
- L'apparecchio deve essere alimentato a bassissima tensione di sicurezza e conformemente a quanto indicato sull'apparecchio stesso.
- L'apparecchio deve essere sempre utilizzato esclusivamente con l'alimentatore in dotazione.

AVVISO: per ridurre i rischi di bruciature, incendi, scosse elettriche o lesioni: L'apparecchio deve essere sempre utilizzato esclusivamente con l'alimentatore in dotazione.

- Non utilizzare l'apparecchio sotto una coperta o simili. Il calore eccessivo che ne deriverebbe potrebbe provocare un incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se un cavo o un connettore è danneggiato, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato in qualche altro modo danneggiato, o se è caduto in acqua. In questi casi, contattare il Servizio Clienti della Wellbox®[S].
- Non trasportare né spostare l'apparecchio tenendolo per il coperchio, per i cavi o il flessibile. Non far cadere la Wellbox®[S]. Non scuotere né urtare l'apparecchio.
- Non utilizzare la Wellbox®[S] prima di aver collegato il flessibile alle testine. Tenere i cavi e il flessibile lontano da fonti di calore. Non utilizzare l'apparecchio qualora la temperatura ambiente superi i 40°C.
- Non utilizzare l'apparecchio dopo somministrazione di farmaci tramite aerosol, o di ossigeno.
- Se l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non deve essere lasciato incustodito. Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, premere il pulsante di avvio/arresto e scollegare l'alimentazione CA/CC dalla presa.
- Non aprire né smontare l'apparecchio.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare la Wellbox®[S] in presenza di controindicazioni mediche, né senza aver letto attentamente questo capitolo e aver consultato le precauzioni elencate in questa Guida.
- In caso di dubbi circa la compatibilità del proprio stato di salute con l'utilizzo della Wellbox®[S], consultare un medico.
- La Wellbox®[S] può essere utilizzata su tutte le parti esterne e sane del corpo salvo gli occhi, le orecchie, la glottide e gli organi genitali. La Wellbox®[S] non deve essere utilizzata sulle mucose, sui capezzoli, sulla colonna vertebrale o su qualsiasi neo sospetto senza prima aver consultato un medico.
- In caso di gravidanza, non utilizzare l'apparecchio sull'addome o sulla parte bassa della schiena. Alcune condizioni possono richiedere il parere del medico.

Non utilizzare la Wellbox®[S] in caso di:

- Disturbi epilettici
- Problemi di coagulazione del sangue
- Problemi cardiaci
- Dolori o arrossamenti
- Formicolii degli arti
- Flebiti, varici oppure se si è subito un intervento alle vene da meno di due mesi
- Febbre, infezioni, infiammazioni, dermatosi acuta, ferite aperte, cicatrici recenti o qualsiasi patologia grave e/o evolutiva.
- In caso di assunzione prolungata di farmaci (antinfiammatori, anti-coagulanti, antibiotici e antistaminici), chiedere consiglio al proprio medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- La Wellbox®[S] non può essere applicata su zone in cui compaiono gonfiori o couperose.

Interrompere il trattamento in presenza di dolori anomali a livello dei polpacci. Se dovessero verificarsi effetti collaterali legati ai trattamenti durante o dopo l'utilizzo della Wellbox®[S], consultare il proprio medico e contattare il Servizio Clienti della Wellbox®[S].

PRECAUZIONI D'USO

- L'uso della Wellbox®[S] non deve mai provocare dolore o lasciare segni; gli eventuali arrossamenti devono sparire nell'arco di qualche secondo senza lasciare tracce.
- Non utilizzare mai la Wellbox®[S] senza l'apposito filtro di protezione.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso previsto, conformemente a quanto descritto in questa guida. Utilizzare esclusivamente le testine di trattamento e gli accessori forniti dalla società LPG SYSTEMS.
- Non utilizzare prodotti detergenti, solventi, prodotti chimici o spugnette abrasive per pulire la Wellbox®[S]. Utilizzare le salviette in dotazione con l'apparecchio oppure salviettine imbevute di soluzione battericida e fungicida.
- Non utilizzare mai la Wellbox®[S] su gioielli o piercing.
- Non utilizzare l'apparecchiatura ad un'altezza superiore a 2000 m.
- Durante il normale utilizzo dell'apparecchiatura, si consiglia di attendere 30 minuti fra una seduta di 30 minuti e l'altra.


Il regolare utilizzo della Wellbox®[S] aumenta la sensazione di benessere ed è pertanto consigliabile non interrompere le sedute di trattamento troppo a lungo. La mancata osservanza delle istruzioni e dei consigli relativi all'impiego ottimale dell'apparecchio potrebbe impedire il raggiungimento degli effetti desiderati. Non utilizzare la Wellbox®[S] oltre l'intervallo di tempo consigliato. Se i sintomi persistono, consultare il proprio medico. I risultati ottenuti possono variare in funzione dell'età, dello stile di vita (attività sportiva, alimentazione e altri fattori) e della morfologia di ciascuno. Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente ricco di ossigeno. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la presa di corrente sia sempre facilmente accessibile.

Attenzione:

è severamente proibito modificare l'apparecchiatura senza l'autorizzazione di LPG SYSTEMS.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La Wellbox®[S] è fornita completa di tutti i dispositivi necessari alla pratica regolare di vari tipi di trattamento per il viso e il corpo.




La confezione contiene:

- 1 . Una testina di trattamento ③ a rulli motorizzati.
- 2 . Un set di due testine di trattamento Roll ① ②.
- 3 . Un set di due testine di trattamento Lift [1] [2].
- 4 . Un flessibile di collegamento alle testine.
- 5 . Un alimentatore provvisto di quattro adattatori internazionali.
- 6 . Due dispositivi per smontare le testine Lift [1] [2].
- 7 . Dei filtri di ricambio.
- 8 . Delle salviette di pulizia.
- 9 . Alette di ricambio per le testine Lift.
- 10 . La presente Guida di installazione e utilizzo.

 *Conservare la confezione originale della Wellbox®[S] per tutta la durata della garanzia. Qualsiasi restituzione del prodotto o di ogni sua parte durante questo periodo dovrà essere effettuata utilizzando la confezione originale.*

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

La Wellbox®[S] è il primo apparecchio utilizzabile a domicilio nato dall'esperienza di LPG SYSTEMS nell'ambito della stimolazione tessutale. Il corpo dell'apparecchiatura contiene il pannello di controllo, la testina di trattamento Roll ③ e il flessibile di collegamento. Il coperchio è provvisto di alloggiamenti per le altre quattro testine in dotazione e consente di richiudere l'apparecchio dopo l'utilizzo.



- 1 . Pannello di controllo.
- 2 . Flessibile rimovibile per collegare l'apparecchio a una delle testine di trattamento (vedere pag. 13).
- 3 . Attacco per il collegamento del flessibile all'apparecchio.
- 4 . Alloggiamenti per il set delle quattro testine ① ② e [1][2], due Roll e due Lift.
- 5 . Pulsante di apertura del coperchio.
- 6 . Testina di trattamento Roll motorizzata ③.
- 7 . Alloggiamento del flessibile.
- 8 . Tappo di accesso al filtro di protezione.
- 9 . Filtro di protezione accessibile sotto il tappo (8).
- 10 . Una breve guida

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo semplifica e agevola l'utilizzo della Wellbox®[S]. È costituito da otto pulsanti e da un display LCD che visualizza i diversi parametri da impostare prima di iniziare una seduta di trattamento. I pulsanti del pannello di controllo consentono di eseguire le operazioni indicate qui di seguito:



1. Accensione o spegnimento dell'apparecchio.
2. Inizio, sospensione o interruzione della seduta di trattamento.
3. Impostazione dell'intensità del trattamento.
4. Selezione del programma di trattamento (con aspirazione continua o in sequenziale).
5. Impostazione della durata del trattamento in minuti.

- Per accendere l'apparecchio, premere .
- Per avviare, interrompere, riprendere o annullare un trattamento, premere .
- Power: per regolare la potenza, premere  o  in funzione del livello desiderato, che può variare da  a .
- Select: per selezionare il programma di trattamento (in continuo o in sequenziale) premere  o .

È possibile scegliere tra 4 programmi:

 Continuo (senza ritmicità)

 Ritmicità bassa



Ritmicità media



Ritmicità alta

- Time: premere  o  per selezionare la durata (consultare le istruzioni per decidere la durata adatta al trattamento desiderato. In nessun caso superare 30 minuti).

A ogni nuovo utilizzo, l'apparecchio visualizza 6 minuti  come impostazione predefinita.

- A ogni successivo riutilizzo, i valori dei parametri "Power" e "Select" vengono ripristinati.
- Quando si passa dal programma con ritmicità a quello continuo, la potenza cala automaticamente. Non cambia invece quando si passa dal programma continuo a quello con ritmicità.
- Inoltre, i simboli  e  che sono visualizzati sul display indicano il o i tipi di testina di trattamento compatibili con il trattamento scelto:

 Testina Roll

 Testina Lift

- Premere  per impostare la Wellbox®[S] in modalità "off". Quando l'apparecchio non è utilizzato per più di 5 minuti, il sistema si mette automaticamente in modalità "off".



Ogni volta che viene premuto un pulsante, l'apparecchio emette un segnale acustico di conferma.

DESCRIZIONE DELLE TESTINE DI TRATTAMENTO

La Wellbox®[S] è fornita con un set completo di 5 testine di trattamento diverse per offrire la soluzione più adeguata al tipo di trattamento voluto e alla zona del corpo da trattare.

3 testine **Roll** ① ② ③

Ogni testina **Roll** è formata da lamine di tenuta smontabili.

Testina Roll ①



1. Linguetta di tenuta rimovibili.
2. Rulli smontabili.
3. Camera di trattamento.


Testina Roll ②



1. Linguetta di tenuta rimovibili.
2. Rulli smontabili.
3. Pulsante di blocco.
Quando il pulsante è premuto , i rulli sono bloccati (modalità continua); quando è rilasciato , i rulli si spostano avvicinandosi o allontanandosi l'uno dall'altro (ritmicità).
4. Camera di trattamento.



Testina Roll ③



1. Levetta di inversione della direzione di movimento dei rulli motorizzati indicata da una freccia luminosa.
2. Rulli motorizzati.
3. Camera di trattamento.
4. Linguetta di tenuta rimovibili. (dietro le protezioni).




DESCRIZIONE DELLE TESTINE DI TRATTAMENTO


2 testine Lift  [1] [2]



Testina Lift [1]
con linguette smontabili



Testina Lift [2]
con linguette smontabili.



2 dispositivi di smontaggio specifici
per ogni testina, ovvero uno per testina.

INSTALLAZIONE



Aprire l'apparecchio premendo il pulsante di avvio/arresto posto nella parte anteriore.



Collocare le quattro testine di trattamento negli appositi alloggiamenti. A ogni testina corrisponde un preciso alloggiamento identificabile dal simbolo corrispondente.

Per collegare il flessibile al corpo dell'apparecchiatura, attenersi alla procedura indicata qui di seguito:



Inserire il flessibile con la freccia  (in rilievo) verso l'alto, come indicato nell'immagine.



Il flessibile può essere collegato indifferente-mente ai due lati. Per scollegarlo, tirare delicatamente. Non svitare mai o tirare con forza il flessibile.

A questo punto, collegare al flessibile la testina per il trattamento desiderato:



Scegliere una delle testine, quindi, collegarla al flessibile facendo coincidere le frecce presenti sulla testina e sul flessibile. Ripetere questa operazione ogni volta che si desidera cambiare testina di trattamento.



Dopo l'uso, il flessibile si sistema facilmente nell'alloggiamento previsto a tale scopo, come indicato in figura.

Per una maggiore durata del vostro flessibile, è raccomandato tuttavia di non lasciarlo avvolto durante un periodo prolungato.

ALIMENTAZIONE

Il sistema Wellbox®[S] viene fornito con un gruppo di alimentazione comprendente i componenti elencati di seguito:

- Un alimentatore. Entrata 100-240 VAC, 50/60Hz - Uscita 24 VDC
- Quattro adattatori

Per allacciare elettricamente l'apparecchio, attenersi alla procedura riportata di seguito:



1. Scegliere l'adattatore corrispondente al proprio paese e inserirlo nell'apposita sede dell'alimentatore.

Se l'adattatore fornito per il vostro paese non corrisponde alla vostra presa elettrica, consultare un elettricista.



2. Collegare il cavo di alimentazione alla parte posteriore della Wellbox®[S].



3. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente a muro. La spia luminosa verde a LED indica che l'alimentatore è sotto tensione.

Il sito Internet indicato sull'apparecchio è inattivo, collegarsi invece al sito www.wellbox.com



L'alimentatore è parte integrante dell'apparecchio.

Lo smontaggio dell'apparecchio e l'utilizzo di un gruppo di alimentazione diverso da quello in dotazione con l'apparecchio stesso sono interventi pericolosi e, pertanto, non consentiti.

MESSA IN FUNZIONE



Prima di utilizzare la Wellbox®[S], raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni d'installazione.

1. Una volta collegata l'alimentazione (vedere pagina 14), premere il pulsante  per avviare l'apparecchio. Il pannello di controllo si accenderà. Prima di iniziare il trattamento e seguendo le istruzioni contenute in questa Guida di installazione e utilizzo, occorre selezionare:

- la potenza (Power)
- il programma di trattamento con aspirazione continua o in sequenziale (Select)
- la durata del trattamento (Time)

Quando l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta, tutti i parametri sono impostati sul valore più basso:

- Potenza minima a . Premere  per aumentarla
- Programma di aspirazione continua . Premere  per passare alla ritmicità  /  /  (debole / media / elevata).
- Durata a 6' . Premere  o  per impostare la durata corrispondente al trattamento.

2. Selezionare la testina da utilizzare, quindi regolare i parametri relativi alla potenza, al programma - in modalità continua o sequenziale - e alla durata facendo riferimento ai cartelloni dei protocolli.

3. Premere  per iniziare la seduta di trattamento. Se la testina Roll  è collegata, all'avvio del trattamento i rulli ruotano in avanti. Una freccia luminosa mostra la direzione di movimento della testina. Azionare la leva a scatto per invertire la direzione del movimento. Anche la freccia luminosa visualizzata cambia di direzione (vedere a pagina 11).

4. È possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento e riprenderlo in seguito premendo il pulsante .

5. Per chiudere la Wellbox®[S] dopo l'uso:

- Collegare la testina Roll  al flessibile.
- Arrotolare quindi il flessibile nell'alloggiamento previsto a tale scopo (2 giri).
- Rimettere poi la testina Roll  nell'alloggiamento apposito accanto al pannello di controllo. Collocare le altre testine nei rispettivi alloggiamenti nel coperchio superiore.



La Wellbox®[S] passa automaticamente alla modalità off dopo cinque minuti di inattività

MANUTENZIONE

⚠ È necessario pulire regolarmente l'apparecchiatura sia per motivi igienici che per mantenerla in condizioni di funzionamento ottimali e garantirne la durata nel tempo. Prima di procedere a qualunque operazione di pulizia, scollegare l'apparecchiatura dalla presa di rete.

Sostituzione del filtro di protezione

La Wellbox®[S] è dotata di un filtro di protezione. Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, il filtro deve essere cambiato ogni mese.

Istruzioni per la sostituzione del filtro:

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.



SVITARE il tappo di un quarto di giro verso sinistra, come indicato nell'immagine, quindi tirarlo verso di sé.



Rimuovere il filtro usato smontandolo dal tappo e gettarlo.



Montare il filtro nuovo (metterne solo uno alla volta) e bloccarlo abbassando le due alette apposite, quindi riavvitare il tappo.

MANUTENZIONE DELLE TESTINE ROLL ① ② ③

⚠ Per motivi d'igiene, la pulizia delle testine deve essere fatta prima e dopo ogni utilizzo, a testine scollegate, utilizzando le salviette in dotazione oppure con delle salviettine imbevute di soluzione battericida e fungicida.

Istruzioni per la pulizia delle testine

Roll  ① ②

1. Tenere la testina con i rulli rivolti verso di sé. Togliere i rulli spingendoli verso l'esterno.
2. Rimuovere le lamine di tenuta dalla camera di trattamento.
3. Pulire la camera di trattamento, la lamina di tenuta e i rulli con una salvietta.
4. Rimettere la lamina di tenuta nell'alloggiamento.
5. Rimettere i rulli spingendoli verso l'interno fino a quando scattano in posizione.



Istruzioni per la pulizia della testina

Roll  ③

1. Tenendo in mano la testina, sbloccare le protezioni di ciascun rullo, quindi pulirle con una salvietta.
2. Togliere quindi le 2 lamine di tenuta estraendole delicatamente dal loro alloggiamento e pulirle accuratamente con una salvietta.
3. Pulire la camera di trattamento e i rulli con una salvietta.
4. Fissare le lamine di tenuta sulle protezioni, con la parte appuntita verso l'interno. Inserire l'insieme nella testina. Esercitare una leggera pressione a livello dell'alloggiamento per rimettere al posto giusto ogni componente.




MANUTENZIONE DELLE TESTINE LIFT [1] [2]



Per motivi d'igiene, la pulizia delle testine deve essere fatta prima e dopo ogni utilizzo, a testine scollegate, utilizzando le salviette in dotazione oppure con delle salviettine imbevute di soluzione battericida e fungicida.

Istruzioni per la pulizia delle testine **Lift**  [1] [2] :

1. Prendere la testina Lift [1] o [2] e inserire il dispositivo [1] o [2], specifico per ogni testina, dal lato smussato nell'apertura dell'aletta rimovibile fino a quando non si sente uno scatto.
2. Estrarre il dispositivo insieme al quale uscirà anche l'aletta.
3. Togliere l'aletta dal dispositivo per pulirla accuratamente con una salvietta disinfettante.
4. Prendere il dispositivo dal lato liscio e rimettere l'aletta sul dispositivo.
5. Inserire il tutto nella testina di trattamento e spingere fino ad arrivare in fondo alla testina.



UN PROBLEMA: COME RISOLVERLO?



Accertarsi di aver rispettato nei minimi dettagli tutte le precauzioni di installazione e di utilizzo illustrate in precedenza (pagine 5, 6 e 7).

In caso di funzionamento anomalo dell'apparecchio, è consigliabile controllare quanto segue prima di rivolgersi al Servizio Clienti della Wellbox®[S]:

- Sono state rispettate le precauzioni di utilizzo?
- L'apparecchio è collegato all'alimentatore?
- L'adattatore di alimentazione selezionato rispetta le norme vigenti nel paese in cui viene utilizzato?
- Il pulsante di accensione è stato premuto?
- La Wellbox®[S] non è stata utilizzata per cinque minuti?
- Il display si accende?
- Il filtro è pulito e correttamente inserito?
- Il flessibile non è otturato? È ben collegato?
- La testina di trattamento è inserita correttamente nel flessibile?
- I componenti delle testine di trattamento (lamine di tenuta, rulli, alette) sono ben posizionati, puliti e mobili?
- La levetta di inversione della direzione di movimento della testina Roll ③ motorizzata si sposta senza problemi?
- Per ragioni di sicurezza, non smontare l'alimentatore né l'apparecchio. In caso contrario, il Cliente decade dal diritto di garanzia.

Se, dopo aver effettuato tutti questi controlli, l'apparecchio continua a presentare problemi, rivolgersi al Servizio Clienti della Wellbox®[S] oppure a un distributore autorizzato, indicando il numero di serie dell'apparecchio visibile sull'etichetta del codice a barre posta nella parte inferiore dell'apparecchio (per esempio MM21 51571234), nonché le ore di funzionamento (vedere pagina 4).

- www.wellbox.com
- Per qualsiasi richiesta di informazioni o reclami scritti:
Servizio Clienti della Wellbox®[S]: telefono:
(chiamata gratuita solo dall'Europa oppure +33 (0)4 75 78 69 00)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni L x l x h	350 x 300 x 250 mm
Peso netto	7,5 kg
Potenza assorbita.....	70 Watts
Apparecchio di classe 3, durata massima di utilizzo per seduta: 30 min.	
Tempo necessario per il riscaldamento della Wellbox®[S] se viene conservata a una temperatura di -25°	9 ore
Tempo necessario per il raffreddamento della Wellbox®[S] se viene conservata a una temperatura di +70 °C.....	18 ore
Durata.....	4 anni
Temperatura massima della testina Roll n°3:	42,5°C
Temperatura massima dei rulli della testina Roll n°3	44,5°C

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ALIMENTAZIONE

Produttore	Powerbox
Ref	EXM805121
Indice di protezione	IP21
Classe di protezione elettrica	2
Caratteristiche elettriche:	
Ingresso 100-240VAC 50/60Hz.....	1,4A
Uscita 24VDC	2,9A
Depressione massima regolata	350mBar

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI UTILIZZO

Temperatura	da +5°C a +40°C
Umidità relativa	da 15% a 90% senza condensa
Pressione atmosferica.....	da 700hPa a 1060hPa
(Da utilizzare in locali con aerazione normale).	

CONDIZIONI AMBIENTALI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO

Temperatura	da -25°C a +70°C
Umidità relativa	90% a 50hPa (senza condensa)
Pressione atmosferica.....	da 500hPa a 1060hPa

Etichetta di identificazione

Etichetta di identificazione "tipo" soggetta a modifiche per tenere conto degli sviluppi dell'apparecchio e del tipo di Wellbox. L'etichetta posta nella parte inferiore della Wellbox indica la versione approvata.



Descrizione dei simboli

 Corrente alternata  Corrente continua  Attenzione: consultare i documenti allegati  Standby, passaggio dalla modalità di attesa all'accensione  Avvertenza  Tensione pericolosa  Questo simbolo indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005. In conformità alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti elettronici, la vostra apparecchiatura è provvista di componenti che non devono essere gettati tra i rifiuti classici di casa e devono essere oggetto di una raccolta selettiva. Quando l'apparecchiatura cesserà di funzionare, dovete gettarla in un punto di raccolta appropriato o renderla al vostro negoziante/distributore. Farete così un gesto per l'ambiente e contribuirete al rispetto delle risorse naturali e alla protezione della salute pubblica.	 Fragile, maneggiare con cura  Non capovolgere  Il prodotto dev'essere conservato al riparo dalle intemperie  Limiti di temperatura  Limiti di umidità relativa  Imballaggio riciclabile, soggetto a raccolta selettiva  Imballaggio riciclabile  Consultare i documenti accompagnatori del prodotto  Da utilizzare solo all'interno  Polarità del connettore di alimentazione  Doppio isolamento  Classe 3
---	--



Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio.

Leggere attentamente questa Guida di installazione e utilizzo e conservarla.

GEFELICITEERD

Bedankt voor de aankoop van de Wellbox®[S]! LPG SYSTEMS, wereldleider op het gebied van celstimulatie met endermologie®, deelt graag zijn jarenlange expertise op het gebied van celstimulatie met u. Gebaseerd op de professionele technologieën van LPG® [Cellu M6®], ontwaakt de Wellbox® op natuurlijke wijze de fysiologische processen die verantwoordelijk zijn voor het afslanken en een jonge huid. In slechts een paar minuten per dag brengt de Wellbox®[S] een revolutie teweeg in uw verzorgingsroutine.

Volg simpelweg de instructies in deze gebruikershandleiding.

SAMENVATTING

Garantiecertificaat	101
Belangrijke veiligheidsinformatie	102
Contra-indicaties	103
Gebruiksvoorzorgen	104
Inhoud van de verpakking	105
Beschrijving van het apparaat	106
Beschrijving van het bedieningspaneel	107
Beschrijving van de behandelkoppen	108
Beschrijving van de behandelkoppen	109
Installatie	110
Voeding	111
Aan- en uitzetten	112
Onderhoud	113
Onderhoud van de Roll-koppen	114
Onderhoud van de Lift-koppen	115
Wat te doen bij problemen?	116
Technische gegevens	117



Lees deze installatie- en gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

GARANTIECERTIFICAAT

voor de WELLBOX®[S]



Deze garantie (de "garantie") geldt voor alle landen waar de WELLBOX (het "product") wordt verkocht door LPG® Systems ("LPG") of een geautoriseerde doorverkoper. LPG garandeert dat het product op het moment van de oorspronkelijke aankoop vrij is van materiaal-, ontwerp- of fabrieksfouten, met inachtneming van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. De garantie wordt gegeven aan de eindkoper van het product (de "klant"). Deze garantie doet geenszins afbreuk aan de rechten van de klant met betrekking tot de toepasselijke dwingende bepalingen van het nationale recht, noch aan de rechten van de klant ten aanzien van de doorverkoper/verdelers van het product in overeenstemming met hun contract.

2. De garantie is geldig voor zover de klant samen met het product het originele aankoopbewijs verstrekt, d.w.z. de factuur, rekening, kassabon of het garantiebewijs uitgegeven door een geautoriseerde doorverkoper, samen met een bon of bewijs van betaling per kredietkaart indien de aankoop op het internet werd gedaan. Op het aankoopbewijs moeten de datum van aankoop, de exacte naam van het product en, indien nodig, de naam van de geautoriseerde doorverkoper en het serienummer worden vermeld. LPG behoudt zich het recht voor om de acceptatie van de garantie te weigeren als de genoemde documenten niet kunnen worden verstrekt of als de informatie die zij moeten bevatten onvolledig of onleesbaar is.

3. De garantie is alleen geldig voor persoonlijk gebruik van het product. Het is niet geldig in het geval van professioneel gebruik of als het product is gehuurd voor commercieel gebruik.

4. De garantieperiode bedraagt maximaal 2 (TWEË) JAAR vanaf de datum waarop de oorspronkelijke klant het product bij LPG of een erkende doorverkoper heeft gekocht (de "garantieperiode"), zonder dat deze periode meer dan 500 gebruiksuren, d.w.z. 5000 sessies van 6 minuten, mag bedragen. Om het aantal gebruiksuren te controleren, schakelt u het apparaat uit en drukt u tegelijkertijd twee seconden lang op 'power', (+) 'time' (-) en . Herhaal dezelfde handeling om het display uit te schakelen.

5. Tijdens de "garantieperiode" zal LPG het defecte product gratis repareren of vervangen, naar eigen goeddunken en zolang de voorraad strekt. LPG zal het gerepareerde product of een ander product in volledig werkende staat naar de klant terugsturen. Alle geruilde onderdelen of andere apparatuur worden eigendom van LPG.

6. De "garantieperiode" voor een gerepareerd of vervangen product wordt niet verlengd of vernieuwd.

7. De garantie is van toepassing op defecten die ontstaan bij het gebruik van het product in overeenstemming met de installatie- en gebruikershandleiding. Het dekt niet het onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen die versleten zijn

geraakt als gevolg van redelijke slijtage of veroudering van het product. Bovendien is de garantie niet van toepassing wanneer:

a. Het defect werd veroorzaakt door onderwerping van het product aan: gebruik in strijd met deze installatie- en gebruikershandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan overmatig vocht, extreme hitte of omgevingsomstandigheden, of een snelle verandering in dergelijke omstandigheden, blootstelling aan corrosie, oxidatie, ongeoorloofde wijzigingen of aansluitingen, ongeoorloofde reparaties of reparaties die door de klant zelf zijn uitgevoerd, reparaties die zijn uitgevoerd met ongeoorloofde reserveonderdelen, verkeerd gebruik, onjuist vermogen, niet-naleving van de installatie-instructies, onjuiste installatie, een ongeluk, natuurkrachten, contact met vloeistof, de werking van chemische producten, en andere handelingen die redelijkerwijs buiten de controle van LPG liggen;

b. LPG of de geautoriseerde doorverkoper van het product is niet binnen dertig (30) dagen na het optreden van het defect door de klant op de hoogte gebracht tijdens de "garantieperiode";

c. Het product is niet binnen zestig (60) dagen na het optreden van het defect geretourneerd aan LPG of aan de geautoriseerde doorverkoper van het product gedurende de "garantieperiode";

d. Het serienummer van het product of een ander identificatienummer is verwijderd, gewist, beschadigd, gewijzigd of niet meer leesbaar;

e. Het defect is veroorzaakt door het gebruik van het product met een accessoire dat niet door LPG wordt geproduceerd of geleverd.

8. De klant verbindt zich ertoe het product te retourneren in de originele verpakking. LPG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade aan het product als gevolg van transport in een ongeschikte verpakking. LPG behoudt zich het recht voor om de klant te verzoeken een vaste vergoeding te betalen voor de kosten van het transport van het product.

9. De garantie is het enige verhaal van de klant op LPG en LPG's enige en exclusieve aansprakelijkheid jegens de klant voor gebreken aan het product. Deze garantie vervangt elke andere garantie of aansprakelijkheid, hetzij mondeling, schriftelijk, wettelijk (voor zover niet verplicht), contractueel, aansprakelijkheid voor nalatigheid of anderszins. LPG is niet aansprakelijk voor incidentele, gevolg- of indirecte schade of kosten. Voor elke wijziging van de garantie is de voorafgaande schriftelijke toestemming van LPG vereist. De garantie is onderworpen aan het Franse recht, tenzij anders bepaald door de dwingende wettelijke voorschriften van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de klant.

10. Ga naar www.wellbox.com om de garantie voor uw Wellbox te activeren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

U wordt sterk aanbevolen om eerst kennis te nemen van onderstaande aanwijzingen voordat u dit apparaat gaat installeren of gebruiken.

GEVAAR: Om het gevaar op elektrocutie te verminderen :

- Controleer of de netspanning overeenkomt met het spanningsbereik dat op het typeplaatje op het voedingsblok van het apparaat is aangegeven (100-240 VAC). Het apparaat moet op een wandstopcontact worden aangesloten dat voldoet aan de geldende elektrische normen. Sluit de Wellbox®[S] liever niet aan op een meerwegstekker. Trek na elk gebruik of voor het reinigen de stekker van de Wellbox®[S] uit het stopcontact.
- Gebruik de Wellbox®[S] niet als u een bad neemt of onder de douche staat. Zet de Wellbox®[S] niet op een vochtige of instabiele ondergrond of in de nabijheid van een badkuip, douche of wastafel. Gebruik de Wellbox®[S] op een droge plaats. Zorg dat er geen water spat op de Wellbox®[S]. Raak het apparaat niet aan wanneer het per ongeluk in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Zorg dat de slang niet onder water komt. Gebruik uw Wellbox®[S] niet buiten.
- Laat geen voorwerpen in de openingen van het apparaat vallen en steek daar ook niets in. Zuig geen vaste of vloeibare stoffen op met uw Wellbox®[S].
- Het apparaat mag alleen onder zeer lage veiligheidsspanning worden aangesloten op de stroomvoorziening die overeenkomen met de markering van het apparaat.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde voeding worden gebruikt.

WAARSCHUWING: Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of verwondingen te voorkomen: Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding.

- Gebruik het apparaat niet onder een deken of in een vergelijkbare situatie. Een overmatige hitteontwikkeling kan optreden en een brand, elektrische schok of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Gebruik het apparaat nooit als er een kabel of aansluiting beschadigd is, als het niet goed werkt, als het op de grond of in water gevallen is of als het beschadigd is. Neem in dit geval contact op met de klantendienst van Wellbox®[S].
- Draag of verplaats het apparaat niet door het vast te houden of op te tillen aan het deksel, de kabels of de slang. Laat de Wellbox®[S] niet vallen. Schud het apparaat niet of stoot er niet tegen aan.
- Gebruik de Wellbox®[S] niet zonder dat de slang op de koppen is aangesloten. Houd de kabels en de slang ver verwijderd van elke hittebron. Gebruik het apparaat niet als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C.
- Gebruik het apparaat niet als er aerosolproducten (spray) zijn gebruikt of als er zuurstof is toegediend.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het op de stroom is aangesloten. Om het apparaat uit te zetten drukt u eerst op de aan/uit-knop en trekt u daarna de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
- Maak het toestel niet open en demonteer het niet.

CONTRA-INDICATIES

- Gebruik de Wellbox®[S] niet wanneer er medische contra-indicaties zijn of zonder dat u deze paragraaf zorgvuldig heeft gelezen en de voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding heeft bekeken.
- Als u zich zorgen maakt over de compatibiliteit van uw gezondheid en het gebruik van de Wellbox®[S], raadpleeg dan uw arts.
- De Wellbox®[S] kan worden gebruikt op alle gezonde uitwendige delen van het lichaam, met uitzondering van de ogen, oren, glottis en genitaliën. De Wellbox®[S] mag niet zonder medisch advies worden gebruikt op slijmvliesen, tepels, de wervelkolom of verdachte moedervlekken.
- De Wellbox mag bij zwangere vrouwen niet worden gebruikt op de buik en onderrug. Voor sommige aandoeningen kan het advies van uw arts nodig zijn.

Gebruik de Wellbox®[S] niet in onderstaande gevallen:

- epilepsie
- problemen met de bloedstolling
- hartproblemen
- pijn of rode vlekken
- kriebel in de ledematen
- aderontstekingen, spataders of wanneer u korter dan twee maanden geleden een interventie hebt ondergaan aan de bloedvaten.
- koorts, infectie, ontstekingen, uitgesproken huidaandoening, open wonden, recente littekens of om het even welke ernstige of slepende ziekte.
- bij langdurig gebruik van geneesmiddelen (ontstekingsremmers of bloedstolling vertragende middelen, antibiotica of antihistaminica) moet u eerst advies vragen aan uw arts voor u dit apparaat gaat gebruiken.
- De Wellbox®[S] mag niet worden toegepast op gezwollen zones of zones met koperroos.

Bij onverklaarbare pijn ter hoogte van de kuiten moet de behandeling meteen worden stopgezet.

Indien tijdens of na gebruik bijwerkingen ontstaan die te maken hebben met de behandelingen met de Wellbox®[S], moet u uw arts raadplegen en contact opnemen met de klantendienst van Wellbox®[S].

GEBRUIKSVOORZORGEN

- De Wellbox®[S] mag nooit een pijngevoel geven of merktekens achterlaten. Eventuele rode vlekken mogen niet meer dan een paar seconden blijven en mogen geen sporen nalaten.
- Gebruik Wellbox®[S] nooit zonder beschermfilter.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Gebruik alleen de behandelkoppen en accessoires die door LPG SYSTEMS zijn geleverd.
- Gebruik geen detergents, solvents, chemische producten of schuursponsjes om de Wellbox®[S] schoon te maken. Gebruik de schoonmaakdoekjes die bij het product werden meegeleverd of gebruik doekjes die in een bacteriedodende en schimmelwerende oplossing zijn gedrenkt.
- Gebruik de Wellbox®[S] nooit op sieraden of piercings.
- Gebruik het apparaat niet op een hoogte van meer dan 2.000 m.
- Bij normaal gebruik wordt aanbevolen om het apparaat telkens na 30 minuten gebruik 30 minuten uit te zetten.


Als u de Wellbox®[S] regelmatig gebruikt, voelt u zich beter; het wordt aanbevolen het gebruik ervan niet te lang te onderbreken. Als u de gebruiksaanwijzingen en aanbevelingen niet opvolgt, bestaat de kans dat u niet de gewenste resultaten bereikt. Gebruik de Wellbox®[S] nooit langer dan aanbevolen. Indien de verschijnselen aanhouden, moet u uw arts raadplegen. De resultaten kunnen variëren al naargelang uw leeftijd, uw levensstijl (sportactiviteiten, voeding, enz.) en uw lichaamsbouw. Gebruik het apparaat niet in een zuurstofrijke omgeving. Het apparaat moet altijd zo worden geplaatst dat het stopcontact altijd goed bereikbaar is.

Waarschuwing:

Het is strikt verboden wijzigingen aan te brengen aan het apparaat zonder de toestemming van LPG SYSTEMS.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

De Wellbox®[S] wordt compleet geleverd met alle onderdelen die voor regelmatige toepassing van de verschillende lichaams- en gezichtsbehandelingen noodzakelijk zijn.




De verpakking bevat:

- 1 . Een Roll-behandelkop ③ met gemotoriseerde rollen.
- 2 . Een set van twee Roll-behandelkoppen ① ②.
- 3 . Een set van twee Lift-behandelkoppen [1] [2].
- 4 . Een aansluitslang voor de koppen.
- 5 . Een voedingsblok en vier verloopstekkers voor verschillende landen.
- 6 . Twee werktuigen om de "Lift"-koppen te demonteren [1] [2].
- 7 . Reservefilters.
- 8 . Antiseptische wegwerpreinigingsdoekjes.
- 9 . Reservekleppen voor de Lift-koppen.
- 10 . Deze installatie- en gebruikershandleiding.

 Bewaar de originele verpakking van uw Wellbox®[S] zolang de garantie loopt. Indien het product tijdens de garantieperiode moet worden teruggezonden, moet dit gebeuren in de originele verpakking.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De Wellbox®[S] is het eerste huishoudapparaat dat is afgeleid van de knowhow met betrekking tot de celstimulatie van LPG SYSTEMS. Het apparaat bevat een bedieningspaneel, een Roll-behandelkop^③ en de aansluitslang. Het bovendeksel biedt enige opbergruimte voor een set van vier verschillende behandelkoppen en sluit de machine na gebruik af.



1. Bedieningspaneel.
2. Aansluiting van de slang op het apparaat (zie blz. 13).
3. Slangaansluiting op de machine.
4. Opslagruimte voor de set van vier koppen ① ② en [1] [2] twee Roll-koppen en twee Lift-koppen.
5. Knop om het deksel te openen.
6. Gemotoriseerde Roll-behandelkop ③.
7. Opbergruimte voor de slang.
8. Dop die toegang geeft tot de beschermfilter.
9. Beschermfilter die toegankelijk is onder de dop [8].
10. Een korte handleiding

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Dankzij het bedieningspaneel is de Wellbox®[S] eenvoudig en handig te bedienen. Het paneel bevat een serie van acht toetsen en een lcd-display waarop de verschillende parameters worden weergegeven die u kunt instellen voordat u de behandeling begint. Met behulp van de toetsen van het bedieningspaneel kunt u:



1. Het apparaat aan of uit zetten.
2. De behandeling starten, onderbreken of stoppen.
3. De intensiteit van de behandeling selecteren.
4. Het behandelprogramma selecteren (continu of ritmisch).
5. De duur van de behandeling in minuten instellen.

- Om het apparaat aan of uit te zetten drukt u op .
 - Om een behandeling te starten, te pauzeren of te annuleren drukt u op .
 - Power: om de intensiteit te selecteren, drukt u op  of  volgens het gekozen niveau van  tot .
 - Select: om het behandelprogramma te selecteren (continu of ritmisch) drukt u op  of .
- U kunt kiezen uit vier programma's:
-  Continu (geen ritmiek)
 -  Middelmatige ritmiek
 -  Lage ritmiek
 -  Hoge ritmiek
- Time: druk op  of  om de gewenste behandelingsduur in te stellen (raadpleeg de instructies om te bepalen welke tijdsduur geschikt is voor de behandeling die u zoekt. In geen geval mag u langer dan 30 minuten instellen). Bij elk nieuw gebruik blijft het scherm van het apparaat standaard 6 minuten  branden.
 - Wanneer u het apparaat opnieuw inschakelt, worden de instellingen voor "Power" en "Select" weer op hun beginwaarden teruggesteld.
 - Bij overgang van het ritmische programma naar het continue programma, wordt de intensiteit automatisch verlaagd. De intensiteit blijft hetzelfde bij overgang van het continue naar het ritmische programma.
 - Bovendien geven de symbolen  en  die op het display verschijnen de behandelkop(pen) aan die compatibel is/zijn met de geprogrammeerde behandeling.

 Roll-behandelkop  Lift-behandelkop
 - Druk op  om de Wellbox®[S] uit te zetten.

 Als u het apparaat 5 minuten lang niet gebruikt, schakelt het systeem automatisch uit (off).



Telkens wanneer u een toets indrukt hoort u een pieptoon ter bevestiging.

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELKOPPEN

De Wellbox®[S] wordt geleverd met vijf complete behandelkoppen. Zo weet u zeker dat u op elk moment over de best passende oplossing beschikt voor de gewenste behandeling en de te behandelen lichaamszone.

3 Roll-koppen ① ② ③

Elke **Roll**-kop heeft uitneembare afsluitstrippen.

Roll-kop ①



1. Uitneembare afsluitstrippen.
2. Uitneembare rollen.
3. Behandelruimte.


Roll-kop ②



1. Uitneembare afsluitstrippen.
2. Uitneembare rollen.
3. Blokkeerknop.
Wanneer de knop wordt ingedrukt , zijn de rollen vergrendeld (continu programma), wanneer deze wordt vrijgegeven , kunnen de rollen vrij bewegen in of uit (ritme).
4. Behandelruimte.



Roll-kop ③



1. Gemotoriseerde rollen omkeerhendel aangegeven met een verlichte pijl.
2. Gemotoriseerde rollen.
3. Behandelruimte.
4. Uitneembare afsluitstrippen. (achter de beschermkappen).




BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELKOPPEN


2 Lift-koppen [1] [2]



Lift-kop [1]
met afneembare kleppen



Lift-kop [2]
met afneembare kleppen.



Twee specifieke
demontagegereedschappen
d.w.z. één voor elke kop.

INSTALLATIE



Open het apparaat door te drukken op de knop die zich aan de voorkant bevindt.



Bewaar de vier behandelkoppen in de vakjes die speciaal voor dat doel zijn ontworpen. Elke kop heeft zijn eigen vakje dat te herkennen is aan het pictogram.

Ga als volgt te werk om de slang op het apparaat aan te sluiten:



Breng de slang in met de pijl  (in reliëf) omhoog, zoals aangegeven op de foto.

 De slang kan met het ene of andere uiteinde worden aangesloten. Trek voorzichtig aan de slang om de slang weer los te maken. U mag de slang nooit verdraaien of forceren.

Vervolgens kunt u de behandelkop van uw keuze aansluiten op de slang:



Kies een van de koppen, sluit deze aan op de slang door de pijlen op de kop en op de slang met elkaar uit te lijnen. Herhaal deze handeling telkens wanneer u van behandelkop wilt veranderen.




Na gebruik kunt u de opgerolde slang gemakkelijk opbergen in de speciaal daarvoor bedoelde ruimte, zoals is aangegeven op de foto. Voor een langere levensduur van uw slang wordt het aanbevolen deze niet opgerold te laten zitten gedurende een langere periode.

VOEDING

De Wellbox®[S] wordt geleverd met een voedingskit bestaande uit:

- Een netvoedingsblok. Ingang 100-240 V AC, 50/60Hz - Uitgang 24 V DC
- Vier verloopstekkers voor verschillende stopcontacten

Ga als volgt te werk om uw apparaat op de stroom aan te sluiten:



1. Kies de verloopstekker die overeenkomt met uw land en steek deze volledig in het daarvoor bedoelde gat van het voedingsblok.

Indien de bijgeleverde stekker niet overeenstemt met de stopcontacten in uw land dan dient u contact op te nemen met een elektricien om een juiste oplossing te vinden.



2. Sluit het aansluitsnoer aan op de achterkant van de Wellbox®[S].



3. Sluit daarna het voedingsblok aan op een wandstopcontact. Aan het groene controlelampje kunt u zien of het apparaat onder spanning staat.

De website die op de behuizing is vermeld is niet actief. Ga naar www.wellbox.com



Het voedingsblok is een integraal onderdeel van uw apparaat.

Het is verboden en gevaarlijk om een andere elektrische voeding te gebruiken dan die bij het apparaat is meegeleverd.

AAN- EN UITZETTEN



Lees de installatie-instructies aandachtig door voor u de Wellbox[®][S] in gebruik neemt.

- Nadat u de voeding op de stroom hebt aangesloten (zie pagina 14), kunt u het apparaat inschakelen door op de knop  te drukken. Het bedieningspaneel licht op. Voordat u de behandeling begint en volgens de instructies van de installatie- en gebruikershandleiding moet u het volgende selecteren:
 - de intensiteit (Power)
 - het continue of ritmische behandelingsprogramma (Select)
 - de behandelingsduur (Time)

Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, zijn alle parameters ingesteld op de laagste waarden:

- Minimale intensiteit op . Druk op  om de intensiteit te verhogen
 - Continue zuigprogramma . Druk op  om over te schakelen naar het ritmische programma  /  /  (laag/middelmatig/hoog).
 - Tijdsduur op 6' . Druk op  of op  om de vereiste behandelingsduur in te stellen.
- Selecteer de kop die u wilt gebruiken en stel daarna de waarden in voor vermogen, continu of ritmisch programma en tijdsduur; raadpleeg hiervoor de instructies.
 - Druk op  om de behandeling te beginnen. Als de Roll-kop  is aangesloten, draaien de rollen bij het begin van de behandeling vooruit. Een verlichte pijl geeft aan in welke richting de kop zich verplaatst. Druk op de knop om de richting te veranderen. De verlichte pijl verandert ook van richting (zie pagina 11).
 - U kunt de behandeling op elk gewenst moment onderbreken en weer hervatten door op  te drukken.
 - Ga als volgt te werk om de Wellbox[®][S] na gebruik te sluiten:
 - Sluit de Roll-kop  aan op de slang.
 - Rol de slang vervolgens op in de speciaal daarvoor bedoelde goot (twee slagen).
 - Plaats de Roll-kop  vervolgens terug in het speciaal daarvoor bedoelde opbergvak naast het bedieningspaneel. Berg de andere koppen op in hun eigen vakken in het bovendeksel.



Uw Wellbox[®][S] gaat automatisch uit nadat het vijf minuten niet gebruikt is

ONDERHOUD



Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd, niet alleen om hygiënische redenen, maar ook om het zo lang mogelijk in goede staat van werking te houden. Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.

Beschermfilter vervangen

De Wellbox®[S] is uitgerust met een beschermfilter. Het wordt aangeraden het filter ongeveer een keer per maand te vervangen.

Ga als volgt te werk om het filter te vervangen:

Trek de stekker uit het wandstopcontact.



Schroef de dop een kwartslag naar links, zoals aangegeven op de foto, en trek hem dan naar u toe.



Haal het oude filter van de dop en gooi het weg.



Plaats het nieuwe filter (alleen voor eenmalig gebruik) door de twee lippen omlaag te vouwen. Breng vervolgens de dop terug op zijn plaats.

ONDERHOUD VAN DE ROLL-KOPPEN ① ② ③

⚠ Om hygiënische redenen moeten de behandelkoppen regelmatig voor en na elk gebruik worden schoongemaakt. Maak de koppen los en gebruik de meegeleverde reinigingsdoekjes of vochtige doekjes die in een antiseptische, bacteriedodende en schimmelwerende oplossing zijn gedrenkt.

Ga als volgt te werk om de **Roll-koppen** te reinigen  ① ②

1. Pak de kop vast met de rollen naar u toe. Haal de rollen eruit door wat kracht naar buiten uit te oefenen.
2. Verwijder de afsluitstrip uit de behandelruimte.
3. Maak de behandelruimte, de afsluitstrip en de rollen schoon met behulp van een reinigingsdoekje.
4. Breng de afsluitstrip terug op zijn oorspronkelijke plaats.
5. Breng de rollen terug op hun plaats door wat kracht naar binnen uit te oefenen totdat u een klik hoort.



Ga als volgt te werk om de **Roll-kop**  te reinigen ③

1. Klik de beschermstukken van elke rol los terwijl u de kop met één hand vasthoudt; en maak deze vervolgens schoon met een reinigingsdoekje.
2. Verwijder daarna de twee afsluitstrippen door deze voorzichtig uit hun groef te halen; maak deze daarna zorgvuldig schoon met een reinigingsdoekje.
3. Maak de behandelruimte en de rollen schoon met behulp van een reinigingsdoekje.
4. Klik de afsluitstrippen vast op het gevorkte gedeelte aan de binnenzijde van de beschermstukken. Plaats beide onderdelen vervolgens in de kop. Druk zachtjes op de uitsparingen om het geheel vast te klikken.




ONDERHOUD VAN DE LIFT-KOPPEN [1] [2]

 Om hygiënische redenen moeten de behandelkoppen regelmatig voor en na elk gebruik worden schoongemaakt. Maak de koppen los en gebruik de meegeleverde reinigingsdoekjes of vochtige doekjes die in een antiseptische, bacteriedodende en schimmelwerende oplossing zijn gedrenkt.

Ga als volgt te werk om de **Lift-kop te reinigen**  [1] [2] :

1. Pak Lift-kop [1] of [2] vast. Steek werktuig [1] of [2], afhankelijk van de te reinigen kop, met de schuine kant in de opening van de uitneembare klep totdat u een klik hoort.
2. Trek het werktuig weer naar buiten; de klep komt nu mee.
3. Haal de klep van het werktuig af om hem zorgvuldig schoon te maken met een reinigingsdoekje.
4. Pak het werktuig aan de gladde kant vast en monteer de klep aan de achterkant van het werktuig.
5. Steek het geheel zover mogelijk in de behandelkop totdat de onderkant van de kop is bereikt.



WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN?



Ga eerst na of u wel de aanwijzingen voor installatie en gebruik hebt opgevolgd (zie pagina's 5, 6 en 7).

Indien het apparaat niet goed werkt, verdient het aanbeveling om eerst het volgende te controleren, voordat u contact opneemt met de klantendienst van Wellbox®[S]:

- Hebt u de voorzorgsmaatregelen voor gebruik in acht genomen?
- Is het apparaat aangesloten op het voedingsblok?
- Komt de gekozen verloopstekker wel overeen met het specifieke wandstopcontact van uw land?
- Hebt u de aan/uit-knop wel ingedrukt?
- Werd de Wellbox®[S] vijf minuten lang niet gebruikt?
- Gaat het display aan?
- Is het filter schoon en goed op zijn plaats?
- Is de slang niet verstopt? Is de slang wel goed aangesloten?
- Is de behandelkop op de juiste manier aangesloten op de slang?
- Zijn de onderdelen van de behandelkoppen (afdichtstrippen, rollen, kleppen) goed geïnstalleerd en niet vervuild en kunnen ze bewegen?
- Werkt de bedieningsknop van de gemotoriseerde Roll-kop ③ moeiteloos?
- Om veiligheidsredenen mag u het voedingsblok of het apparaat niet demonteren. Doet u dit toch, dan vervalt de garantie.

Als het probleem blijft bestaan nadat deze controles zijn uitgevoerd, neem dan contact op met de klantendienst van Wellbox®[S] of een geautoriseerde dealer, met vermelding van het serienummer van het apparaat dat op het barcodeplaatje aan de onderkant van het apparaat staat (bijv. MM21 51571234) en de bedrijfstijd in uren (zie pagina 4).

- www.wellbox.com
- Voor meer informatie of een schriftelijke klacht:
Wellbox®[S] helpdesk:
(gratis nummer uitsluitend binnen Europa of +33 (0)4 75 78 69 00)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h	350 x 300 x 250 mm
Nettogewicht	7,5 kg
Stroomverbruik	70 Watt
Apparaat van klasse III, maximale gebruiksduur per behandelings- sessie: 30 minuten.	
Tijd die uw Wellbox®[S] nodig heeft om op te warmen als het is opgeslagen bij -25°	9.00 u
Tijd die uw Wellbox®[S] nodig heeft om af te koelen als het is opgeslagen bij +70 °C	18.00 u
Levenslang	4 jaar
Max. temperatuur op het oppervlak van de Roll-kop nr. 3:	42,5°C
Max. temperatuur op het oppervlak van de rollen van de Roll-kop nr. 3:	44,5°C

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET VOEDINGSBLOK

Fabrikant	Powerbox
Ref.	EXM805121
Beschermingsindex	IP21
Elektrische beschermingsklasse	2
Elektrische eigenschappen	
Ingang	100-240VAC 50/60Hz 1,4A
Uitgang	24VDC 2,9A
Maximaal ingestelde druk:	350 mBar

OPERATIONELE OMGEVINGSKENMERKEN

Temperatuur	+5°C tot +40°C
Relatieve vochtigheid	15% tot 90% zonder condensatie
Atmosferische druk	700hPa tot 1060hPa (voor gebruik in een normaal geventileerde ruimte).

MILIEUKENMERKEN VAN VERVOER EN OPSLAG

Temperatuur	-25°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid	90% tot 50hPa (zonder condensatie)
Atmosferische druk	500hPa tot 1060hPa

Identificatieplaatje

Typeplaatje onder voorbehoud van wijziging om veranderingen in het apparaat en het type Wellbox weer te geven. Het plaatje onderaan uw Wellbox is de goedgekeurde versie.



Beschrijving van de symbolen

 Wisselstroom	 Breekbaar, voorzichtig te behandelen
 Gelijkstroom	 Niet omgekeerd
 Opgelet: raadpleeg bijgaande documenten	 Dit symbool betekent dat het apparaat ergens moet worden opgeslagen waar het beschermd is tegen slecht weer.
 Stand-by, overgang van stand-bymodus naar actieve modus	 Temperatuurlimieten
 Waarschuwing	 Relatieve vochtigheidsgrenzen
 Gevaarlijke spanning	 Recyclebare verpakking, het is onderworpen aan een sorteervolgorde
 Dit pictogram geeft aan dat het apparaat na zaterdag 13 augustus 2005 is verkocht.	 Recyclebare verpakking
In overeenstemming met de Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, bevat uw apparaat onderdelen die niet weggegooid mogen worden met standaard huishoudelijk afval. Zij moeten worden verwijderd door recycling. Stuur, aan het einde van de levensduur van uw apparaat, voor een goede recycling, het apparaat terug naar uw leverancier of naar een aangewezen stortplaats. Door dit te doen, helpt u het milieu door bij te dragen tot de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid.	 Raadpleeg bijgaande documenten
	 Alleen binnenshuis gebruiken
	 Polariteit van voedingsblokconnector
	 Dubbel geïsoleerd
	 Klasse 3



De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van het apparaat te wijzigen.

Lees deze installatie- en gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar deze.

恭喜

感謝您購買 Wellbox®[S]! LPG SYSTEMS 是使用 endermologie® 護理療程進行細胞刺激方面全球領先廠商, 很榮幸與您分享我們在細胞刺激方面多年來的經驗。基於 LPG® 專業技術 (Cellu M6®), Wellbox®[S] 裝置可以自然地喚醒負責瘦身和青春的生理程序。每天僅需花幾分鐘, Wellbox®[S] 裝置就能給您的美麗事務帶來革命性的變化。

請簡單地遵循本指南提供的指示。

要 摘

保固證書.....	121
重要安全資訊.....	122
禁忌症.....	123
保護措施.....	124
包裝內容物.....	125
機器描述.....	126
控制面板描述.....	127
按摩頭描述.....	128
按摩頭描述.....	129
安裝.....	130
電源.....	131
啟動程序.....	132
維護.....	133
滾動式接頭維護.....	134
提捏式接頭維護.....	135
如果有問題該如何處理?.....	136
技術規格.....	137



請仔細閱讀此安裝和操作人員指南, 並保留這些指示以供未來參考。



保固證書 適用 WELLBOX®[S] 裝置

本保固(「保固」)適用由 LPG® Systems(「LPG」)或授權零售商在市場販售的所有國家。LPG 保證本產品於原始購買時,在材料、設計或製造上沒有任何瑕疵,並適用以下條款和條件:

1. 本保固提供購買產品的最終購買者(「消費者」)。絕不會影響客戶在各國法律適用的強制性條款的權利,也不會影響客戶根據其合約在產品零售商/經銷商的權利。

2. 若在網路上購買,保固在客戶隨同產品提供的原始購買憑證,即發票、帳單,授權零售商發出的收據或保固憑證以及收據或信用卡付款憑證的範圍內有效。購買憑證必須顯示購買日期、產品的確切名稱以及(如有必要)授權零售商的名稱和序號。在無法產生上述文件或要求包含的資訊不完整或難以辨認的情況下,LPG 保留拒絕接受保固的權利。

3. 保固僅對產品的個人使用有效。如果作為專業用途使用或產品已出租作為商業用途使用則無效。

4. 自原始客戶從 LPG 或授權零售商購買產品日起(「保固期」),保固期最長為 2(兩)年,前提是在此期間內不得超過 500 小時的使用時間,例如 5000 分鐘的 6 分鐘。要控制使用時數,關閉裝置但不中斷連線並在兩秒鐘內同時按下電源⊕、時間 ⊖ 和 。重複相同操作,關閉顯示螢幕。

5. 在「保固期」內,LPG 將自行決定在庫存充分時,免費修復或更換瑕疵產品。LPG 將退還已修復產品或其他可正常使用的產品給客戶。所有已交換的零件或其他設備將成為 LPG 的財產。

6. 已修復或已更換產品的「保固期」將不會延長或更新。

7. 此保固適用於遵循安裝和使用者指南的情況下,在使用產品時出現的瑕疵。

不包括維護、修復或換因產品的正常磨損或老化而磨損的零件。此外,保固在以下情況下不適用:

a. 該瑕疵是產品因以下事實所致:違反安裝和使用者指南的使用、粗魯操作、暴露於過度潮濕、過熱或其他惡劣環境又或者環境條件快速變化的環境、腐蝕、氧化、未經授權的修改或連接、未經授權的維修或維修由客戶本身執行、使用未經授權的備品執行維修、使用不當、供電不當、不遵循安裝指示、錯誤的安裝、事故、自然力、接觸液體、化學產品的作用以及其他超過 LPG 合理控制範圍的行為;

b. 「保固期」內,在發生瑕疵後的三十 (30) 天內,客戶未告知 LPG 或授權產品零售商;

c. 「保固期」內,在發生瑕疵後的六十 (60) 天內,未將產品退還給 LPG 獲授權的產品零售商;

d. 產品序號或任何其他識別碼被移除、去除、損毀、更改或不再有效;

e. 搭配非 LPG 製造或提供的配件使用產品而導致的瑕疵。

8. 客戶承諾以原包裝退還產品。如果因使用不適當的包裝運輸而導致產品損壞,LPG 概不承擔任何責任。LPG 保留要求客戶為運輸產品支付固定費用的權利。

9. 保固是客戶對 LPG 的唯一追索權,也是 LPG 就產品瑕疵對客戶的唯一責任。本保固取代任何其他保固或責任(無論是口頭、書面、法律(就此而言非強制性)、合約、過失責任或其他)。對偶然、後果性或間接性的損害或費用,LPG 概不承擔任何責任。保固的任何修改都需經 LPG 事先書面同意。保固受法國法律約束,除非客戶的居住地或註冊辦事處的強制性法律另行規定。

10. 要啟用您的 Wellbox 保固,請造訪 www.wellbox.com

重要安全資訊

安裝和使用前, 強烈建議詳閱本章的指示。

危險: 為降低電擊風險:

- 檢查電源是否與指示的裝置供電電壓範圍一致 (100-240 VAC)。裝置必須連接至符合所在國家特定標準的牆壁插座。避免將 Wellbox®[S] 裝置連接到多個插座。在每次使用之後和清潔之前, 將您的 Wellbox®[S]
- 裝置插頭從插座拔下。洗澡或淋浴時不可使用 Wellbox®[S] 裝置。請不要將 Wellbox®[S] 裝置置於潮濕或不穩固的表面或靠近浴缸、淋浴噴頭或水槽的位置。請在乾燥的位置使用 Wellbox®[S] 裝置。避免水濺入 Wellbox®[S] 裝置。· 請不要觸碰掉入水中的裝置。應立即斷開電源。請不要使軟管沒入水中。切勿在戶外使用 Wellbox®[S] 裝置。
- 請不要將物件丟入或插入裝置的開口。請不要讓固體物件或液體被吸入 Wellbox®[S]。
- 必須僅依據裝置標示, 使用非常低的安全電壓 為裝置供電。
- 僅可搭配提供的電源配件使用裝置。

警告: 為降低著火、火災、電擊或發生傷害的風險: 僅可搭配提供的電源配件使用裝置。

- 請不要在毯子或類似物件之下使用裝置。過熱可能導致火災、電擊或人身傷害。
- 如果裝置的線纜或插頭損壞、裝置無法正常工作、裝置被摔落或發生損壞, 或者裝置掉入水中, 請切勿使用裝置。在這些情況下, 請聯絡 Wellbox®[S] 客戶服務部。
- 請不要借助裝置的上蓋子、線纜或軟管搬動或移動裝置, 也不要將裝置用於運輸。請勿摔扔 Wellbox®[S] 裝置。請勿搖晃或擊打裝置。
- 請勿在未事先將軟管連至接頭的情況下使用 Wellbox®[S] 裝置。請使線纜和軟管遠離熱源。室內溫度高於 40°C 時請不要使用裝置。
- 請勿在使用煙霧劑(噴霧)產品後或在氧氣受限的情況下使用裝置。
- 插電後, 裝置應有人看管。要關閉裝置, 應按開/關按鈕然後從插座斷開 AC/DC 電源。
- 請不要打開或拆卸裝置。

禁忌症

- 如果有任何禁忌症或沒有詳閱本節和檢閱本指南中的注意事項, 請勿使用 Wellbox®[S] 裝置。
- 如果您擔心使用 Wellbox®[S] 裝置會損害您的健康, 請諮詢您的醫師。
- 可在體外健康無虞的部分使用 Wellbox®[S] 裝置, 除眼睛、聲門和生殖器官外。在無疑醫療建議的情況下, 不應在粘膜、乳頭、脊椎或可疑的痣上使用 Wellbox® [S] 裝置。
- 妊娠期, 使用 Wellbox®[S] 時請避開胸部、腰部、腹部、骶骨。一些情況可能需要尋求醫師建議。

請勿在有以下情況時使用 Wellbox®[S] 裝置：

- 癩癧症
- 凝血功能障礙
- 心臟病
- 疼痛或紅腫
- 四肢發麻
- 靜脈炎、靜脈曲張或在過去兩個月內曾進行靜脈治療的人員
- 發燒、感染、發炎、急性皮膚炎、開放性傷口、近期的疤痕或任何嚴重和/或進行性疾病。
- 對於正在進行延長藥物治療的病人(消炎藥、抗凝劑、抗生素和抗組織胺劑), 在使用本裝置之前, 請先諮詢您的醫師。
- Wellbox®[S] 裝置不能用於腫脹部位或受紅斑痤瘡影響的部位。

小腿肚感到無法解釋的疼痛時, 請停止使用。

如果在使用 Wellbox®[S] 裝置的過程中或在使用後出現副作用, 請諮詢您的醫師和聯絡 Wellbox® [S] 客戶服務部。

保護措施

- 使用 Wellbox®[S] 裝置時應不會感覺到疼痛或留下印記。任何紅腫應不會持續超過數秒或留下痕跡。
- 不可使用沒有安裝過濾器的 Wellbox®[S] 裝置。
- 請僅依本指南描述的用途使用本設備。請僅使用 LPG SYSTEMS 提供的按摩頭和附件。
- 請不要使用清潔劑、溶劑、化學品或磨蝕性海綿，清潔 Wellbox®[S] 裝置。請使用提供的濕巾或浸有殺菌和抗真菌溶液的濕巾。
- 使用 Wellbox®[S] 前，必須將身上的金屬品如手飾及身上的體環拿掉。
- 請勿在超過 2000 公尺的海拔高度使用本裝置。
- 正常使用下，本裝置必須在兩個 30 分鐘的療程間停止使用 30 分鐘。

定期使用 Wellbox®[S] 裝置可使您感覺良好，建議不要長期中斷使用。為能遵循使用指示和建議可能無法達到所希望的成效。使用 Wellbox®[S] 裝置的時間不可超過建議的時長。如果您的癥狀仍然存在，請諮詢您的醫師。成效可能會因年齡、生活習慣（體育活動、飲食等）和生活形態而有所差別。

請勿在含氧量高的地方使用本裝置。


裝置必須置於可隨時觸及電源插座處。

警告：

未經 LPG SYSTEMS 授權，嚴禁改裝裝置。

包裝內容物

Wellbox®[S] 裝置隨附多種面部和身體按摩所需的全部設備。




包裝內含：

1. 一個按摩滾動接頭③隨附電動滾輪。
2. 兩個一組的滾動式接頭 ① ②。
3. 兩個一組的提捏式接頭 [1] [2]。
4. 接頭的連接管。
5. 電源和四國特定轉接器。
6. 兩個提捏式接頭的移除工具 [1] [2]。
7. 替換的濾網。
8. 清潔消毒的單次使用濕巾。
9. 提捏式接頭的替換扇。
10. 本安裝和使用指南。

 請在整個保修期內保留您 Wellbox®[S] 裝置的原始包裝。此期間的任何退回必須包含原始包裝。

機器描述

Wellbox®[S] 裝置是由 LPG SYSTEMS 率先開發居家使用的裝置, 並以自身的細胞刺激經驗為靈感。機身包括控制面板、滾動式接頭 ③ 以及連接管。上蓋有可存放 4 個不同按摩頭一組的儲存空間, 且可在使用後關閉機器。



1. 控制面板。
2. 可拆式軟管可將接頭連接到機器(請參閱第 13 頁)。
3. 軟管連接到機器。
4. 存放四個接頭 ① ② 和 [1][2] 兩個一組 滾動式接頭和提捏式接頭的空間。
5. 開蓋按鈕。
6. 電動滾動式接頭 ③。
7. 連接軟管儲存空間。
8. 保護濾網檢修插頭。
9. 保護濾網, 可從檢修插頭 (8) 下使用。
10. 簡短指南

控制面板描述

控制台使得 Wellbox®[S] 裝置簡便易用。由 8 個一系列的按鈕和 LCD 螢幕（顯示開始按摩療程前，可調整的不同參數）組成。使用控制按鈕，您可：



1. 開啟或關閉機器。
2. 開始、暫停或停止按摩。
3. 選取按摩的強度等級。
4. 選取按摩行程（連續或節奏模式）。
5. 設定按摩的分鐘數。

- 要開啟或關閉機器，按下 .
- 要開始、停止或重新開始或取消按摩，按下 .
- 強度：要選取強度等級，按下  或 ，
依據從  置     選擇的等級。
- 選取：要選取按摩行程（連續或節奏模式），按下  或 .

提供四個行程：

- | | |
|---|--|
|  無節奏 |  中等節奏 |
|  低節奏 |  高節奏 |

- 時間：按下  或  以選取想要的時間（請參閱指示，確定您希望接受的護理適用期間。在任何情況下，請勿超過最長 30 分鐘的時間）。
在任何新的使用過程中，裝置將預設顯示 6  分鐘。
- 在隨後的重新啟動時，「強度」和「選取」參數的值會重新確定。
- 從節奏行程變更為連續行程時，會自動降低強度。
它在從連續行程變更至節奏行程時維持不變。
- 此外，螢幕上顯示的符號  和  代表按摩頭與您的按摩行程：相容
 滾動  提捏式接頭
- 按下  以關閉 Wellbox®[S]。如果使用不超過 5 分鐘，系統將自動「關閉」。

 每個按鈕的壓力都透過蜂鳴聲確認。

按摩頭描述

Wellbox®[S] 裝置帶有五個完整的按摩頭。因此確保您可隨時針對您需要的療程和需要按摩的區域，找到最適當的按摩療程。

3 滾動式接頭 ① ② ③

每個**滾動式接頭**包含可移動的密封配件。

滾動 按摩頭 ①



1. 可移動密封配件。
2. 可移動滾輪。
3. 按摩室。


滾動 按摩頭 ②



1. 可移動密封配件。
2. 可移動滾輪。
3. 鎖定旋鈕。
按下旋鈕  時，
滾輪會鎖定（連續模式），
放開  時，滾輪可自由
向內或向外移動（節奏）。
4. 按摩室。



滾動 按摩頭 ③



1. 電動滾輪反轉桿
使用發光箭頭標示。
2. 電動滾輪。
3. 按摩室。
4. 可移動密封配件。
(位於保護部件之後)。




按摩頭描述


2 提捏式接頭 [1] [2]



提捏式接頭 [1]
隨附可移動扇



提捏式接頭 [2]
隨附可移動扇。



兩個特定拆卸工具
例如每個按摩頭一個。

安裝



按下前方
按鈕
開啟裝置。



將四個
按摩頭存放於專為該
目的設計
的位置。每個按摩頭的
專用存放位置均有圖
像指示。

要連接軟管到機器，請執行以下動作：



如圖所示，將軟管向上插入帶箭頭 $\longleftrightarrow$ （放開）處。

 連接軟管的兩端
會相連。要中斷連接，請小心拔出。切勿轉動或強
行連接軟管。

然後，您可以將所選的按摩頭連接到軟管：



選擇某個接頭，然後對準接頭和軟管上的箭頭將
接頭與軟管連接。
您需要變更按摩頭時，重複此流程。



使用後，如圖所示，將軟管盤繞在設計區域，可方
便存放軟管。


為了延長軟管的使用壽命，建議不要長時間捲起。

電源

The Wellbox®[S] 裝置隨附的電源盒包含：

- 主電源。輸入電源 100-240 VAC, 50/60Hz – 輸出電源 24 VDC
- 四個電源插座轉接器

要連接到機器，請執行以下動作：



1. 選取所在國特定的轉接器並插到電源中。

如果提供的轉接器不適用您的插座，請諮詢電工，找到適當解決方式。



2. 將電源插入 Wellbox®[S] 背部的插孔。



3. 將電源連接至牆壁插座。綠色主 LED 燈將亮起。

盒子上顯示的網站不可用。
請造訪 www.wellbox.com



電源是裝置的一部分。
拆卸電源或使用裝置提供的電源之外的電源非常危險，禁止如此作業。

啟動程序



使用 Wellbox®[S] 裝置前, 我們建議您閱讀安裝指南。

1. 電源連接後(請參閱第 14 頁), 按下  鍵開啟裝置。控制面板會隨即亮起。
在開始按摩之前, 依照本安裝和使用者指南, 您必須選取:

強度(強度)

連續或節奏按摩行程(選取)

療程需時(時間)

您第一次使用機器時, 所有參數都設為最低 值:

-  的最低強度。按下  提高
 - 連續  抽吸模式。按下  切換為節奏模式
 (低/中/高)。
 - 時間為 6' 。按下  或  選取所需的按摩持續時間。
2. 選取需使用的接頭, 然後參照協定單/海報調整電源設置、連續式或節奏式程式和持續時間。
 3. 按下  開始按摩。如果連接滾動式接頭 , 按摩開始時, 滾輪將向前移動。發光箭頭代表接頭移動的方向。按下觸發器反轉方向。發光箭頭將變換(請參閱第 11 頁)。
 4. 您可隨時暫停療程, 並在需要時按下  繼續。
 5. 使用後要關閉 Wellbox®[S] 裝置:
 - 將滾動式接頭  連接至軟管。
 - 將軟管捲入為預設的管道(環繞兩次)。
 - 將滾動式接頭  放在控制面板旁邊。將其他接頭存放於上蓋中的相應位置。



您的 Wellbox®[S] 裝置將在未使用五分鐘後自動關閉。

維護

⚠ 為衛生起見, 定期清潔機器, 保持良好作業狀態並確保其使用壽命非常重要。進行任何清潔作業前, 請中斷與機器的連接。

變更保護濾網

Wellbox®[S] 裝置內含保護濾網。建議每月更換此濾網, 確保裝置良好作業狀態。

要更換濾網:

從牆壁插座中斷電源。



將蓋帽左旋四分之一圈, 如相片所示, 然後朝您所在方向拔出。



拆開並撤除蓋帽, 將所使用的過濾器移除。



折疊兩個插腳並將蓋帽放回, 放置新的過濾器(一次只用一個)。

滾動式接頭維護 ① ② ③

 為了衛生起見, 在每次使用前後均需清潔按摩接頭, 清潔時應將接頭中斷連接, 並使用提供的濕巾或浸有防腐、殺菌和抗黴菌溶液的濕巾。

要清潔滾動式接頭 ① ②

1. 握住滾輪端的接頭。
將其推出將滾輪卸下。
2. 從按摩室中取出密封配件。
3. 使用濕巾, 小心清潔按摩室、密封配件和滾輪。
4. 將密封配件放回至定位。
5. 推回滾輪, 直到聽到「喀噠」聲為止。



要清潔滾動式接頭 ③

1. 用一隻手握住接頭, 從各個滾軸解開保護零件, 然後使用濕巾對其進行清潔。
2. 將兩個密封配件輕巧地從其凹槽移除, 然後使用濕巾仔細地對其進行清潔。
3. 使用濕巾, 清潔按摩室和滾輪。
4. 將保護零件夾到叉形密封配件上並將兩個零件放入接頭。輕壓凹槽讓所有零件就位。




提捏式接頭維護 [1] [2]

 為了衛生起見，在每次使用前後均需清潔按摩接頭，清潔時應將接頭中斷連接，並使用提供的濕巾或浸有防腐、殺菌和抗黴菌溶液的濕巾。

要清潔**提捏式**接頭  [1] [2]：

1. 握住提捏式接頭 [1] 或 [2]。取出拆卸工具 [1] 或 [2]，每個接頭都有特定工具，然後將其插入錐形面的可移動擋板區域，直到您聽到「喀噠」聲。
2. 取出工具；擋板部分也會取出。
3. 從工具卸下擋板，並用單次清潔消毒抹布小心清潔。
4. 握住工具平面部分然後將擋板裝回工具。
5. 將兩者插入按摩頭，直到到達接頭底部。



如果有問題該如何處理？

 首先，請確定您已明確遵循安裝和使用指示（請參閱第 5、6 和 7 頁）。

如果您的機器為正常運作，致電 Wellbox®[S] 客戶服務部門前，建議您執行以下控制措施：

- 是否遵守使用注意事項？
- 機器是否已接上電源？
- 附件插頭是否與您所在國家/地區的特定壁式插座相符？
- 是否按下了開啟/關閉按鈕？
- Wellbox®[S] 裝置 尚未使用超過五分鐘？
- 顯示螢幕面板已開啟？
- 濾網乾淨清潔且已正確安裝？
- 軟管是否堵塞？是否正確連接？
- 按摩頭是否正確連接到連接軟管？
- 按摩頭組件（密封配件、滾輪、扇面）是否正確安裝、清潔且可移動？
- 電動滾動室接頭 ③ 的控制按鈕是否不費吹灰之力可輕鬆操作？
- 出於安全原因，請不要拆卸電源或裝置。 否則，保固將會失效。

在完成這些控制措施後，如果問題仍然存在，請聯絡 Wellbox®[S] 客戶服務部門或授權的經銷商，提供裝置底部條碼標籤上的顯示的裝置序號（例如：MM21 51571234）以及裝置的作業小時數（請參閱第 4 頁）。

- www.wellbox.com
- 如需要進一步資訊或提交書面投訴：
Wellbox®[S] 客戶服務部門電話：
（僅可在歐洲免費撥打或 +33 (0)4 75 78 69 00）。

技術規格

尺寸 L x l x h	350 x 300 x 250mm
淨重	7,5kg/16,5lbs
能耗	70 瓦
第 3 類裝置, 每次最長作業時間: 30 分鐘。	
若存放於 -25 的環境, 您的 Wellbox®[S] 裝置熱機所需時間°	9h00
若存放於 +70 °C 的環境, 您的 WellboxWellbox®[S] device ..	18h00
壽命	4ans
接頭表面最大°3:	42,5°C
滾動式接頭的滾輪表面最大°3:	44,5°C

電源技術規格

製造商	Powerbox
參照編號	EXM805121
防護索引	IP21
電氣防護等級	2
電氣特性:	
輸入	100-240VAC 50/60Hz 1,4A
輸出	24VDC 2,9A
最大設定釋壓	350mBar

作業環境特性

溫度	+5°C 到 +40°C
相對溼度	15% 到 90% 無冷凝
氣壓	700hPa 到 1060hPa
(正常通風空間使用)。	

運輸和存放的環境特性

溫度	-25°C 到 +70°C
相對溼度	90% 到 50hPa (無冷凝)
氣壓	500hPa 到 1060hPa

標識標籤

「類型」識別標籤得隨時變更以反映裝置和 Wellbox 類型的變動。Wellbox 底部的標示是核准的版本。



符號說明

 交流電流  連續電流  警告: 請參閱額外文件  待機, 從待機模式移動到漏電模式  通知  危險電壓  此標示代表裝置於 2005 年 8 月 13 日後販售。 為遵循 2002/96/CE 電子類垃圾指令, 您的裝置包含無法 與標準家庭垃圾一起丟棄的組件, 必須透過回收處理。 在裝置使用壽命結束時, 為了適當進行回收, 將裝置退還至供應商或指定的 回收點。此舉可讓您 為保護自然資源做出貢獻 並保護人類健康, 以協助保護環境。	 易碎物品, 小心輕放  請勿倒放  將裝置存放在不受惡劣天氣影響之處  溫度限制  相對溼度限制  可回收包裝, 是排序順序的主題  可回收包裝  請諮詢隨附文件  僅可室內使用  電源連接器極性  雙重絕緣  第 3 級
---	---

 製造商保留變更裝置技術規格的權利。

詳閱此安裝和使用指南, 並妥善保存。



www.wellbox.com

Siège social LPG STYSTEMS SAS

Technoparc de la plaine
30 Rue Docteur Abel - CS90035
26902 VALENCE Cedex 09 FRANCE
Tel: +33(0)4-75-78-69-00

INTERNATIONAL/MARKETING :

ECOLUCIOLES - Bât A - 955 route des Lucioles - VALBONNE - BP 243
06905 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel: +33(0)4-92-38-39-00

